

PHILIPS

sonicare

2 dalių šepetėlių
galvūčių pakuotė

Optimal White

100 % baltesni dantys per
savaitę*

Pašalina 7 kartus daugiau
apnašų*

Vidutinio minkštumo



HX6062/88

Šepetėlio galvutė puikiam balinimui

100 % baltesni dantys per savaitę*

Su šia kliniškai išbandyta keičiama dantų balinimo šepetėlio galvute iš „Philips Sonicare“ pasieksite spindinčią šypsena. Rezultatus pastebėsite jau po savaitės, o kasdien valysite išskirtinai švariai.

Rūpinimasis planeta

- Pagaminta iš 70 proc. biologinio plastiko**
- Perdirbama popieriaus pagrindo pakuotė

Visais atžvilgiais paprasta naudoti

- Tinka visoms „Philips Sonicare“ įstatomoms rankenėlėms
- Nepamirkite valyti dantų su „BrushSync“ priminimais

Baltesniems ir labiau spindintiems dantims

- Pašalina iki 100 % daugiau dėmių vos per vieną savaitę*
- Įrodyta, kad užtikrina veiksmingą burnos ertmės priežiūrą
- Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis
- Patikrinta „Sonicare“ technologija

Optimal White

2 dalių šepetėlių galvūčių pakuotė


Ypatybės

Baltesni ir ryškesni dantys



Baltesni dantys ranka pasiekiami su šios šepetėlio galvutės centrine dėmių šalinimo zona. Deimanto formos šereliai sukurti taip, kad padidintų sąlytį su paviršiumi ir veiksmingiau išvalytų dėmes. Rezultatai kalba patys už save: vos per savaitę dantys tampa 100 proc. baltesni*.

Atsisveikinkite su apnašomis



Mūsų balinamoji šepetėlio galvutė tankiai sudėtais šereliais pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis ir gaiviai išvalo visą burną.


Patikimas „Sonicare“ valymas



Prisijunkite prie milijonų žmonių ir pajuskite švarą. Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantis ir dantenos

prižiūri iki 62 tūkst. šerelių judesių. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad jie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.

Kliniškai išbandyta



Visos „Philips Sonicare“ šepetėlių galvutės kruopščiai sukurtos ir kliniškai išbandytos. Todėl galite būti tikri, kad jos atitinka aukščiausius kokybės, saugumo ir veiksmingumo standartus.

Pakeitimo priminimai



Ar žinojote, kad po trijų mėnesių šepetėlių galvutės tampa mažiau veiksmingos? Odontologai rekomenduoja reguliariai keisti šepetėlio galvutę, todėl „Philips Sonicare“ dantų šepetėliuose įdiegta „BrushSync“ technologija. Ji stebi, kaip dažnai ir kaip stipriai valote dantis, ir primena, kad reikia pakeisti šepetėlio galvutę, kai ateis laikas tą padaryti.

HX6062/88

Uždedama konstrukcija




Ši šepetėlio galvutė suderinama su visais „Philips Sonicare“ elektriniais dantų šepetėliais.*** Tiesiog įstatykite ją arba nuimkite, kai reikia pakeisti ir išvalyti.

Bioplastikas



Siekiame sumažinti iškastinio kuro plastiko naudojimą savo produktuose. Štai kodėl 70 % plastiko, naudojamo šioje šepetėlio galvutėje, yra biologinės kilmės.**

Popieriaus pagrindo pakuotė



Visos mūsų šepetėlių galvutės yra popierinėse pakuotėse, kurias galima perdirbti ten, kur tuo užsiima atitinkamos įstaigos.

Optimal White

2 dalių šepetėlių galvučių pakuotė

HX6062/88

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

Standūs šereliai: Vidutinio minkštumo

Spalva: Juoda

Primenantys šereliai: Blunkanti mėlyna šerelių spalva

Dydis: Įprastas

Išmanus šepetėlio galvutės atpažinimas

Suderinamumas

Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma

Netinka: „Philips One“

Suderinami dantų šepetėliai: „Philips Sonicare“

Pridėti priedai

Šepetėlių galvutės: 2 „W2 Optimal White“

Kokybė ir funkcionalumas

Pakeitimas: Kas 3 mėnesius

Patikrintas: kad būtų naudojamas optimaliau

Pagaminta: Austrija

Privalumas: Dantenų sveikata, Apnašų pašalinimas, Dėmių šalinimas / balinimas

