

PHILIPS

sonicare



2 dalių šepetėlių
galvūčių pakuotė

ProResults

Pašalina 2 kartus daugiau
apnašų*

Vidutinio minkštumo



HX6012/87

Šepetėlio galvutė būtiniausiam valymui

Pašalina iki 2 k. daugiau apnašų*

Mėgaukitės klasikiniu valymu naudodami šią puikios vertės „Philips Sonicare“ keičiamą šepetėlio galvutę. Tai ideali kasdienio naudojimo šepetėlio galvutė, kuriai nereiks skirti daug lėšų – tai dvi priežastys šypsotis.

Rūpinimasis planeta

- Pagaminta iš 70 proc. biologinio plastiko**
- Perdirbama popieriaus pagrindo pakuotė

Visais atžvilgiais paprasta naudoti

- Tinka visoms „Philips Sonicare“ įstatomoms rankenėlėms
- Nepamirkite valyti dantų su „BrushSync“ priminimais

Kad rezultatai būtų optimaliausi

- Įrodyta, kad užtikrina veiksmingą burnos ertmės priežiūrą
- Pašalina iki 2 k. daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis
- Patikrinta „Sonicare“ technologija

Ypatybės

Atsisveikinkite su apnašomis




Atraskite visą „Philips Sonicare“ valymo galią. Šios šepetėlio galvutės profiliuoti šereliai ir W formos profilis sukurti taip, kad natūraliai prisitaikytų prie dantų formos ir pašalintų iki dviejų kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis.

Patikimas „Sonicare“ valymas




Prisijunkite prie milijonų žmonių ir pajuskite švarą. Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantis ir dantenos prižiūri iki 62 tūkst. šerelių judesių. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad jie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.

Kliniškai išbandyta



Visos „Philips Sonicare“ šepetėlių galvutės kruopščiai sukurtos ir kliniškai išbandytos. Todėl galite būti tikri, kad jos atitinka aukščiausius kokybės, saugumo ir veiksmingumo standartus.

Pakeitimo priminimai



Ar žinojote, kad po trijų mėnesių šepetėlių galvutės tampa mažiau veiksmingos? Odontologai rekomenduoja reguliariai keisti šepetėlio galvutę, todėl „Philips Sonicare“ dantų šepetėliuose įdiegta „BrushSync“ technologija. Ji stebi, kaip dažnai ir kaip stipriai valote dantis, ir primena, kad reikia pakeisti šepetėlio galvutę, kai ateis laikas tą padaryti.

Uždedama konstrukcija




Ši šepetėlio galvutė suderinama su visais „Philips Sonicare“ elektriniais dantų šepetėliais.*** Tiesiog įstatykite ją arba nuimkite, kai reikia pakeisti ir išvalyti.

Bioplastikas



Siekiame sumažinti iškastinio kuro plastiko naudojimą savo produktuose. Štai kodėl 70 % plastiko, naudojamo šioje šepetėlio galvutėje, yra biologinės kilmės.**

Popieriaus pagrindo pakuotė



Visos mūsų šepetėlių galvutės yra popierinėse pakuotėse, kurias galima perdirbti ten, kur tuo užsiima atitinkamos įstaigos.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

Standūs šereliai: Vidutinio minkštumo

Spalva: Balta

Primenantys šereliai: Blunkanti mėlyna šerelių spalva

Dydis: Įprastas

Išmanus šepetėlio galvutės atpažinimas

Suderinamumas

Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma

Netinka: „Philips One“

Suderinami dantų šepetėliai: „Philips Sonicare“

Pridėti priedai

Šepetėlių galvutės: 2 C1 „ProResults“

Kokybė ir funkcionalumas

Pakeitimas: Kas 3 mėnesius

Patikrintas: kad būtų naudojamas optimaliau

Pagaminta: JAV

Privalumas: Dantenų sveikata, Apnašų pašalinimas, Dėmių šalinimas / balinimas

