

PHILIPS

sonicare

Leistungsstarke
Zahnbürste mit SenseIQ

DiamondClean Prestige
9900

Limited Edition in Dunkelblau

SenseIQ: Erkennung, Anpassung +
Pflege

All-in-One-Bürstenkopf

KI-gesteuerte Sonicare App

HX9992/42



Außergewöhnliche und individuelle Pflege für Sie mit SenseIQ

Die Sonicare 9900 Prestige mit SenseIQ Technologie ist unsere fortschrittlichste Zahnbürste. Sie unterstützt unsere bewährte Schalltechnologie mit Intelligenz, erkennt Ihre Anforderungen und passt sich für eine umfassende Pflege an, damit Sie stets die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Schlankes und kompaktes Design

Stets die richtige Pflege mit SenseIQ

- Passt sich in Echtzeit an Sie an, wenn Sie beim Putzen zu viel Druck ausüben
- Echtzeit-Feedback zu Ihrer Putzweise
- Erkennung, Anpassung und Pflege mit SenseIQ Technologie
- Erkennt Ihren Putzstil
- Pflegt Zähne und Zahnfleisch intuitiv

Personalisierte Reinigung ohne Kompromisse

- All-in-One-Bürstenkopf für umfassende Pflege
- Personalisierte Anleitungen von der Philips Sonicare App
- Schallzahnbürste für eine rundum effiziente Reinigung

Hochwertige Zubehörteile


- Einfaches Aufladen mit minimalistischer Ladestation und -basis
- Limited Edition USB-Etui in Dunkelblau für Reisen mit Stil

DiamondClean Prestige 9900

Leistungsstarke Zahnbürste mit SenseIQ

Besonderheiten

Premium All-in-One-Bürstenkopf



Genießen Sie eine Reinigung ohne Kompromisse mit dem A3 Premium All-in-One-Bürstenkopf. Unser bester Bürstenkopf verfügt über angewinkelte Borsten, um bis zu 20 x mehr Plaque selbst an schwer erreichbaren Stellen zu entfernen*. Dreieckige Spitzen entfernen bis zu 100 % mehr Verfärbungen in weniger als zwei Tagen***. Längere Borsten reinigen Ihr Zahnfleisch gründlich, sodass Sie in nur zwei Wochen ein um bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch haben**. Und das alles, ohne die Bürstenköpfe wechseln zu müssen. Wussten Sie schon, dass Bürstenköpfe nach 3 Monaten Verwendung weniger effizient sind? Unsere BrushSync™ Funktion erinnert Sie rechtzeitig, wenn es Zeit für einen Austausch ist.

Einfaches Aufladen

Wenn es an der Zeit ist, die Zahnbürste zu laden, stellen Sie sie einfach auf die Ladestation. Perfekt, um das klare, moderne Design Ihrer Zahnbürste zu bewundern.

Passt sich in Echtzeit an Sie an



Die meisten von uns üben beim Putzen zu viel Druck aus. Daher passt sich die Zahnbürste automatisch an die Intensität an, wenn Sie zu stark drücken. Und mit der kostenlosen Philips Sonicare App erhalten Sie personalisierte Anleitungen und Empfehlungen, für ein ganz neues Putzerlebnis.

Schlank und kompakt



Beim Erlebnis mit der Sonicare 9900 Prestige geht es um hoch moderne Technologie im eleganten und kompakten Design. Die Zahnbürste ist 18 mm kürzer als die DiamondClean und besteht aus hochwertigen Materialien, wodurch dieses Gerät luxuriös aussieht und sich angenehm anfühlt.

Personalisierte Gesundheitstipps



Die Philips Sonicare App basiert auf künstlicher Intelligenz und funktioniert perfekt mit der Zahnbürste. Verwenden Sie sie zum Putzen mit Echtzeitanleitung zu Druck, Bewegung, Putzfläche, Dauer und Frequenz. Zeigen Sie Fortschrittsberichte nach Tag, Woche, Monat und Jahr an. Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen und konkrete Schritte für eine bessere Reinigung. Die automatische Synchronisierung speichert die aktuellsten Putzdaten in der App, auch wenn Sie ohne App Zähneputzen.

Rückmeldung in Echtzeit



Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie zu viel Druck beim Zähneputzen ausüben oder mit dem Schrubben beginnen, aber Ihre Zahnbürste

HX9992/42


schon. Der Leuchtring am Ende des Handstücks erinnert Sie daran, den Druck zu reduzieren oder nicht zu stark zu schrubben.

Putzen mit bewährter Schalltechnologie



Entfernen Sie Plaque mit der Schalltechnologie – unserem Maßstab für eine effiziente und sanfte Reinigung. Während des Putzens werden selbst schwer erreichbare Stellen mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen und dynamischer Flüssigkeitsströmung gereinigt, sodass sich Ihr Mund außergewöhnlich frisch und sauber anfühlt.

SenseIQ Technologie



Die SenseIQ Technologie erfasst bis zu 100 Mal pro Sekunde Druck, Bewegung, Putzfläche und mehr, während Sie putzen. Sie passt die Intensität dann an, wenn Sie zu stark drücken. Die intelligente SenseIQ Technologie erklärt die Putzmodi so einfach, dass Sie mit der Zeit von einer mühelosen Pflege und einem besseres Zahnputzerlebnis profitieren können.

DiamondClean Prestige 9900

Leistungsstarke Zahnbürste mit SenselQ

HX9992/42

Besonderheiten

Erkennt Ihren Putzstil



Während der Reinigung verwendet Philips Sonicare 9900 Prestige Sensoren, um den Druck, den Sie ausüben, sowie die Reinigungsbewegung und die Putzfläche zu erkennen – bis zu 100 Mal pro Sekunde. Die Sensoren erkennen außerdem, wie lange und wie oft Sie putzen.

Limited Edition in Dunkelblau



Das elegante und kompakte Reiseetui passt in jede Tasche und sorgt so für sorgenfreien Komfort unterwegs. Das robuste Etui ist von weichem veganen Leder umhüllt, als Limited Edition mit Ginkgoblatt-Design. Und für noch mehr Komfort verfügt es über einen integrierten USB-C-Anschluss und ein USB-Ladekabel, sodass Sie die Zahnbürste ganz einfach aufladen können, ohne sie aus dem Etui nehmen zu müssen.

Pflege für Ihre Mund- und Zahngesundheit



Die Philips Sonicare Diamond Clean Prestige 9900 wurde speziell für Dich entwickelt. Ihre hochmoderne Technologie ist ganz auf Dich abgestimmt und so einfach zu bedienen, dass das Zähneputzen wie von selbst geht. Die Ergebnisse sprechen für sich.

DiamondClean Prestige 9900

Leistungsstarke Zahnbürste mit SenselQ

HX9992/42

Daten

Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie: Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

Stromversorgung: 110 V bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Min. 2 Wochen****

Batterietyp: Lithium-Ionen

Consumer Trade Item

GTIN: 8720689012119

Country of origin: CN

Außenkarton

GTIN: 18720689012116

Palette

Height: 119.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 81.72 kg

Gross weight: 176.28 kg

GTIN: 68720689012111

Design und Materialausführung

Farbe: Mitternachtsblau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Pallet Layer

Height: 21 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android OS 8.0 oder höher

iOS-Kompatibilität: iPhones mit iOS 13.0 oder höher

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Beleuchtete Symbolanzeige

Handstück: Schlankes und kompaktes Design, Flüssige Touch-Steuerung

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Reiseetui: Edel, Limited Edition Mitternachtsblau, Kompaktes Ladeetui, Veganes Leder

BrushSync Erinnerungsfunktion: Erinnerungssymbol leuchtet auf, Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher

Artikel enthalten

Handstück: 1 x Sonicare 9900 Prestige

Bürstenköpfe: 2 x A3 Premium All-in-One

Prestige USB-Ladeetui: 1

Ladestation: 1

USB-Kabel: 1

Reinigungsleistung

Vorteile für die Gesundheit: Um bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch**

Leistung: Entfernt bis zu 20 x mehr Plaque*

Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer

Weißer Zähne: Bis zu 100 % weniger Verfärbungen***

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Druck-Feedback: Ring leuchtet violett, Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Scheuer-Feedback: Ring leuchtet gelb auf, Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers, Option zum Ein-/Ausschalten in der App

SenselQ Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

Scheuersensor: Hinweise zur Vermeidung von Scheuern

Positionssensor: Erfasst die Putzfläche, bei jedem Putzvorgang

3D-Karte Ihres Mundes: Hebt fehlende Bereiche hervor

Adaptive Intensität: Passt die Intensitätsstufe an, wenn zu viel Druck ausgeübt wird

Künstliche Intelligenz: Erkennt und synchronisiert die Reinigung

Sonicare App mit KI

Echtzeitanleitung: Personalisierte Empfehlungen, Fortschrittsbericht für Tag/Monat/Jahr

Individualisierbare Modi: Clean, White+, Gesundes Zahnfleisch, Deep Clean, Sensitive

