

PHILIPS

sonicare

Harjaspääpakkaus, 4
kpl

Premium Plaque
Defence

Poistaa 10 kertaa enemmän
plakkia*

100 % valkoisemmat hampaat
kolmessa päivässä***

Keskipehmeä



HX9044/87

Harjaspää tehokkaaseen puhdistukseen

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*

Päihitä plakki Philips Sonicaren syväpuhdistavalla vaihtoharjaspäällä. Suunniteltu poistamaan plakkia, ja pääset nopeasti nauttimaan valkoisemmista hampaista sekä erinomaisesta päivittäisestä puhdistuksesta.

Ympäristöystävällinen

- Valmistettu 70-prosenttisesti biopohjaisesta muovista**
- Kierrätyspaperipakkaus

Kaikin tavoin helppokäyttöinen

- Harjaa hyvin BrushSync-muistutusten avulla
- Sopii kaikkiin paikalleen napsautettaviin Philips Sonicare -runkoihin

Perusteelliseen puhdistukseen

- Todistetusti tehokasta hammashuoltoa
- Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
- Poistaa jopa 100 % enemmän värjäytymiä kolmessa päivässä***
- Tutkitusti tehokas Sonicare-tekniikka

Premium Plaque Defence

Harjaspääpakkaus, 4 kpl

HX9044/87

Kohokohdat

Heitä hyvästit plakille




Tehokas puhdistus edellyttää erityistä huolellisuutta, ja tämän harjaspään pehmeä pää tehostaa harjasten liikettä, jotta harjakset ulottuvat mukavasti laajemmalle ja poistavat jopa 10 kertaa enemmän plakkaa kuin tavallinen hammasharja.

Valkaise ja kirkasta



Tehokkaasti puhdistavan harjaspään keskikohdan tiheät, jäykät viisikulmaisissa muodostelmassa olevat harjakset valkaisevat ja kiillottavat hampaita ja poistavat jopa 100 % enemmän värjäytymiä kolmessa päivässä.***


Luotettava Sonicare-hammasharjaus



Koe puhtaus, jonka jo miljoonat käyttäjät ovat valinneet. Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti


mutta tehokkaasti jopa 62 000 harjasten liikkeellä. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.

Kliinisesti testattu



Kaikki Philips Sonicare -harjaspäät on suunniteltu huolellisesti ja testattu kliinisesti. Ne täyttävät tiukimmatkin laatu-, turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset.

Vaihtomuistutukset



Tiesitkö, että harjaspäiden teho heikkenee kolmessa kuukaudessa? Hammashuollon ammattilaiset suosittelevat, että harjaspäät vaihdetaan säännöllisesti, ja siksi Philips Sonicare -hammasharjoissa on BrushSync-tekniikka. Se seuraa harjauksen tiheyttä ja voimakkuutta ja muistuttaa harjaspään vaihtamisesta uuteen ajallaan.

Paikalleen napsautettava




Tämä harjaspää sopii kaikkiin Philips Sonicare -sähköhammasharjoihin.**** Se on helppo kiinnittää paikalleen ja irrottaa vaihtoa ja puhdistusta varten.

Biopohjainen muovi



Pyrimme vähentämään fossiilisista polttoaineista valmistetun muovin käyttöä tuotteissamme. Siksi 70 % harjaspään muovista on biopohjaista.**

Paperipakkaus



Kaikkien harjaspäidemme pakkaus on paperia ja helposti kierrätettävissä alueilla, joilla on keräyspisteitä.

Premium Plaque Defence

Harjaspääpakkaus, 4 kpl

HX9044/87

Tekniset tiedot

Consumer Trade Item

Height: 23.05 cm

Width: 2.57 cm

Length: 6 cm

Net weight: 0.028 kg

Gross weight: 0.046 kg

GTIN: 8720689035859

Country of origin: DE

Ulkolaatikko

Height: 13.8 cm

Width: 14.2 cm

Length: 24.8 cm

Net weight: 0.28 kg

Gross weight: 0.574 kg

GTIN: 18720689035856

Lava

Height: 111.5 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 47.04 kg

Gross weight: 122.282 kg

GTIN: 68720689035851

Muotoilu ja pinnoitus

Jämäkät harjakset: Keskipehmeä

Väri: Valkoinen

Muistutusharjakset: Vaalenevat siniset harjakset

Harjaspään materiaali: Pehmeä ja joustava kumipää

Koko: Vakio

Älykäs harjaspään tunnistus

Pallet Layer

Height: 13.8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Yhteensopivuus

Harjaspääjärjestelmä: Napsautettava

Ei sovi malleihin: Philips One

Yhteensopivat hammasharjat: Philips Sonicare

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 4 C3 Premium Plaque Defense -harjaspäätä

Laatu ja toimivuus

Varaosat: 3 kuukautta

Testattu: täydellistä käyttöä ajatellen

Valmistusmaa:: Saksa

Edut: Plakin poisto, Tummentumien poisto / valkaisu

