

PHILIPS

sonicare



Насадки для звукової
зубної щітки

Premium Plaque
Defence

2 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Синхронізація з режимом
BrushSync



HX9042/88

Насадка для щітки для найретельнішого чищення

До 10 разів ефективніше видалення нальоту* для чудового
результату чищення

Позбудьтеся нальоту за допомогою цієї змінної насадки для ретельного
очищення від Philips Sonicare. Її розроблено спеціально для швидкого видалення
зубного нальоту: біліші та яскравіші посмішки й виняткове щоденне чищення.

З турботою про планету

- Виготовлено на 70% із біопластику**
- Паперова упаковка, придатна для вторинної переробки

Простота у використанні в усіх аспектах


- Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще
- Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

Для бездоганного ретельного очищення

- До 10 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
- Доведена ефективність у догляді за порожниною рота
- Усунення до 100% більше плям за 3 дні***
- Ефективна технологія Sonicare

Основні особливості

Попрощайтесь з зубним нальотом




Глибоке очищення вимагає особливого підходу, і м'яка насадка покращує рух щетинок, щоб комфортно досягати всіх ділянок ротової порожнини і видаляти до 10 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.

Біліші зуби, швидко



Для глибокого очищення насадка має густі, жорсткі щетинки у центрі, які розташовані у формі п'ятикутника. Вони відбілюють і полірують ваші зуби, забезпечуючи до 100% більше видалення плям лише за три дні.***


Перевірена технологія Sonicare



Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими


зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

Перевірено на безпеку та якість



Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять клінічне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

Нагадування про заміну



Чи знаєте ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно змінювати насадки. Саме тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто та з якою силою ви чистите зуби, і нагадує вам про заміну насадки, коли настає час.

Простота заміни



Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку

Пластик на біоснові



Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біосировиною.**

Паперова упаковка для вторинної переробки



Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

Premium Plaque Defence

Насадки для звукової зубної щітки

HX9042/88

Специфікації

Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: Середньої м'якості
Колір: Чорний
Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетини зникає
Матеріал насадки для щітки: М'яка й гнучка гумова насадка
Розмір: Стандартний
Розумне розпізнавання насадки для щітки

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні
Не підходить для: Philips One
Сумісні зубні щітки: Philips Sonicare

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 2 C3 Premium Plaque Defence

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці
Перевірено: для оптимального використання
Виготовлено у: Німеччина
Переваги: Видалення нальоту, Видалення плям/відбілювання



* * У порівнянні зі звичайною зубною щіткою
* **Розподілено на пластик насадки щітки на основі балансу маси
* *** Після 3 днів у режимі White+ у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
* ****Несумісна із ручками Philips One
* ***** Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™