

PHILIPS

sonicare

Стандартні насадки для
звукової зубної щітки

Optimal White

8 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Синхронізація з режимом
BrushSync



HX6068/88

Насадка для блискучого відбілювання

До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

Зробіть посмішку більш сяючою із цією змінною насадкою для відбілювання зубів від Philips Sonicare, яку було клінічно протестовано. Різниця помітна всього за тиждень. Виняткові результати щоденного чищення.

З турботою про планету

- Виготовлено на 70% з біопластику**
- Паперова упаковка, придатна для переробки

Простота у використанні в усіх аспектах


- Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare
- Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

Для білосніжних, сяючих зубів

- Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за один тиждень*
- До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою
- Доведена ефективність у догляді за порожниною рота
- Ефективна технологія Sonicare


Основні особливості

Біліші, яскравіші зуби



Спеціальна ромбоподібна ділянка з густих щетинок на насадці W2 Optimal White усуває поверхневі плями від їжі та напоїв. Ви помітите до 100%* світлішу усмішку лише за 7 днів.

Попрощайтеся з зубним нальотом



Наша відбілююча насадка використовує густо розташовані щетинки, щоб видалити до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка, забезпечуючи свіжість усього рота.

Перевірена технологія Sonicare



Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів

щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

Перевірено на безпеку та якість



Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять клінічне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

Нагадування про заміну



Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно замінювати насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.

Простота заміни




Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку

Пластик на біооснові



Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновною.**

Паперова упаковка для вторинної переробки



Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

Optimal White

Стандартні насадки для звукової зубної щітки

HX6068/88

Специфікації

Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: Середньої м'якості
Колір: Чорний
Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетини зникає
Розмір: Стандартний
Розумне розпізнавання насадки для щітки

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні
Сумісні зубні щітки: Philips Sonicare
Не підходить для: Philips One

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 8 W2 Optimal White

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці
Перевірено: для оптимального використання
Виготовлено у: Австрія
Переваги: Здоров'я ясен, Видалення нальоту, Видалення плям/відбілювання



* *Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка
* **Розподілено на пластик насадки щітки на основі балансу маси
* ***Несумісна із ручками Philips One