

PHILIPS

sonicare



Для звукової зубної
щітки Philips Sonicare

Стандартні насадки
ProResults

4 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Синхронізація з режимом
BrushSync



HX6014/87

Насадка для щітки для щоденного чищення До 2 разів більше видалення нальоту*

Насолоджуйтеся класичним чищенням із цією змінною насадкою для щітки чудової якості від Philips Sonicare. Ідеальна щоденна насадка для щітки, яка не стане тягарем для вашого бюджету: це аж дві причини посміхнутися.

З турботою про планету

- Виготовлено на 70% з біопластику**
- Паперова упаковка, придатна для переробки

Простота у використанні в усіх аспектах

- Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare
- Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

Для оптимальної ефективності

- До 2 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою
- Доведена ефективність у догляді за порожниною рота
- Ефективна технологія Sonicare

Основні особливості

Попрощайтеся з зубним нальотом




Відчуйте чистоту Philips Sonicare. Ця насадка для щітки має контурні щетинки W-подібної форми, які природно підходять до форми ваших зубів, видаляючи до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.

Перевірена технологія Sonicare




Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

Перевірено на безпеку та якість



Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять клінічне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

Нагадування про заміну



Чи знаєте ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно змінювати насадки. Саме тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто та з якою силою ви чистите зуби, і нагадує вам про заміну насадки, коли настає час.

Простота заміни




Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку

Пластик на біооснові



Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновною.**

Паперова упаковка для вторинної переробки



Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

Стандартні насадки ProResults

Для звукової зубної щітки Philips Sonicare

HX6014/87

Специфікації

Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: Середньої м'якості
Розумне розпізнавання насадки для щітки
Колір: Білий
Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетини зникає
Розмір: Стандартний

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні
Не підходить для: Philips One
Сумісні зубні щітки: Philips Sonicare
Елементи в комплекті
Насадки для щітки: Результати 4 C1 Pro

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці
Перевірено: для оптимального використання
Виготовлено у: США
Переваги: Здоров'я ясен, Видалення нальоту, Видалення плям/відбілювання



* *Усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка
* **Розподілено на пластик насадки щітки на основі балансу маси
* ***Несумісна із ручками Philips One