

PHILIPS

sonicare

Насадки для звукової
зубної щітки

Premium All-in-One

Усуває у 20 разів більше
нальоту*

На 100% біліші зуби за 2 дні***

До 15 разів здоровіші ясна
лише за шість тижнів*

М'які



HX9094/87

Одна насадка для щітки для комплексного догляду

До 20 разів ефективніше видалення нальоту*

Відчуйте переваги найкращих електричних зубних щіток Philips Sonicare із цією змінною насадкою для щітки «усе в одному»: ефективне видалення нальоту та плям і покращення здоров'я ясен – повний догляд за порожниною рота.

З турботою про планету

- Виготовлено на 70% з біопластику**
- Паперова упаковка, придатна для переробки

Простота у використанні в усіх аспектах

- Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще
- Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

Найкраще від Sonicare

- Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

Найкраща ефективність Sonicare

- До 20 разів краще усунення нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою*
- Усунення до 100% більше плям за 2 дні*
- До 15 разів здоровіші ясна лише за шість тижнів*
- Ефективна технологія Sonicare

Основні особливості

Найкраще видалення нальоту



Кожен чистить зуби по-різному, тому ми розробили насадку All-in-One, яка має точнонахилені щетинки, які забезпечують ефективне видалення нальоту незалежно від техніки. Головка щітки All-in-One забезпечує найкраще очищення та видаляє до 20 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою, навіть у важкодоступних місцях.

Біліші зуби, швидко



Насадка All-in-One містить трикутні щетинки, які збільшують контакт із поверхнею зубів та ефективніше видаляють плями. Результат говорить сам за себе: до 100% більше видалення плям менш ніж за два дні.*

Додатковий догляд за яснами




Бічні щетинки насадки All-in-One є подовженими, щоб забезпечити очищення лінії ясен навіть тоді, коли ви зосереджуєтеся на зубах. Результат — до 15 разів здоровіші ясна за шість тижнів.*

Перевірена технологія Sonicare



Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

Клінічно протестовано



Усі насадки для щіток Philips Sonicare ретельно продумані та клінічно протестовані. Тому ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

Нагадування про заміну



Чи знаєте ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно змінювати насадки. Саме тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією

BrushSync. Вона відстежує, як часто та з якою силою ви чистите зуби, і нагадує вам про заміну насадки, коли настає час.

Простота заміни




Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку

Пластик на біооснові



Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновною.**

Паперова упаковка для вторинної переробки



Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

Premium All-in-One

Насадки для звукової зубної щітки

NX9094/87

Специфікації

Конструкція та покриття

- Жорсткість щетинок: М'які
- Колір: Білий
- Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетини зникає
- Матеріал насадки для щітки: М'яка й гнучка гумова насадка
- Розмір: Стандартний
- Розумне розпізнавання насадки для щітки

Сумісність

- Система насадок для щітки: Знімні
- Не підходить для: Philips One
- Сумісні зубні щітки: Philips Sonicare
- Елементи в комплекті
- Насадки для щітки: 4 універсальна А3 Premium

Якість та функціональність

- Заміна: Кожні 3 місяці
- Перевірено: для оптимального використання
- Виготовлено у: Австрія
- Переваги: "Все в одному", Здоров'я ясен, Видалення нальоту, Видалення плям/відбілювання



* *Порівняно зі звичайною зубною щіткою

* **Розподілено на пластик насадки щітки на основі балансу маси

* *** у порівнянні зі звичайною зубною щіткою в лабораторному дослідженні.

* ****Несумісна із ручками Philips One