

PHILIPS

sonicare

Elektriskā zobu
birste

Sonicare

Noņem 10x vairāk aplikuma*

Saudzīga jutīgiem zobiem un
smaganām

Nākamās paaudzes Sonicare
tehnoloģija

Vizuāls spiediena sensors



HX7411/01

Labāka kopšana jutīgiem zobiem un smaganām

Saudzīgi likvidē 10x vairāk aplikuma*

Rūpīga tīrīšana var būt saudzīga pret jutīgiem zobiem un smaganām un noņemt 10x vairāk aplikuma*. Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija nodrošina iedarbīgu, taču saudzīgu tīrīšanu pat grūti aizsniedzamās vietās.

Zobu tīrīšana bez pūlēm

- Izvēlieties sev piemērotāko tīrīšanu
- Zobu kopšanas sistēma uz plaukstas
- Tīrīšanas sesijas uzraudzība
- Vienmēr labākā iespējamā tīrīšana ar zobu suku uzgaļu nomaiņas atgādinājumiem

Veidots atbilstoši jūsu dzīvesstilam

- Tapēc zobu suka būs pieejama vienmēr un visur
- 21 diena regulārai tīrīšanai

Sajūtiel Sonicare rūpes

- Ļoti maiga kopšana jutīgiem zobiem
- Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija
- Spiediena sensors palīdzēs aizsargāt smaganas


Izceltie produkti

Īpašas rūpes par jutīgiem zobiem




Arī jutīgus zobus un smaganas var notīrīt ar saudzējošu rūpību. Šim S2 Sensitive suku uzgalim ir unikāla konstrukcija — tam ir gari, izcili mīksti sari, kas padara maigu katru suku pieskārienu. Vairāk nekā 3000 blīvi izvietotie sari palīdzēs notīrīt 10x vairāk aplikuma nekā manuālā zobu suka.

Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija



Šai elektriskajai zobu sukai izmantota mūsu nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija, kas vienmēr nodrošinās drošus un nemainīgus tīrīšanas rezultātus. Sukas motors automātiski regulē jaudu, tāpēc, sasniedzot grūtāk tīrāmas vietas, tās veikspēja nemazinās. 62 000 suku kustības minūtē maigi un vienlaikus efektīvi notīrīs zobus un smaganas. Sonicare Fluid Action sistēma, virzot šķidrumu dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju, uzlabos saru veikspēju.

Vizuāls spiediena sensors




Sonicare elektriskās zobu suku apakšā ir gaismas aplis, kas atgādina, ja tīrāt ar pārāk lielu spiedienu. Ja iedegas gaisma, samaziniet spiedienu un tā pasargā jūsu smaganas.

Režimi un tīrīšanas intensitāte



Uzlabojiet zobu kopšanas efektivitāti ar 9 tīrīšanas iestatījumiem. Varat izvēlēties jebko — gan nelielu spēcīgāku spiedienu, gan īpašu tīrīšanas veidu. Izvēlieties režīmu Clean, Sensitive vai White, kā arī vienu no trim tīrīšanas intensitātes iestatījumiem.

Philips Sonicare lietotne



Sasniedziet savas mutes veselības mērķus ar Sonicare zobu suku un lietotni. Tie lieliski sadarbojas, lai sniegtu tīrīšanas ieteikumus un tieši jums īpaši pielāgotu saturu. Kopā jūs varēsiet sasniegt visu iecerēto.

Ceļojumu futrālis




Ceļojumu futrālī varēsiet ņemt ierīci līdzi, kur vien dosities. Tas ir ne vien pietiekami izturīgs, lai droši glabātu jūsu Sonicare zobu suku, bet arī pietiekami kompakts, lai ietilptu jebkurā somā, tāpēc tas būs lielisks ceļojuma pavadonis.

SmartTimer un BrushPacer



Sonicare zobu tīrīšanas taimeris palīdzēs pieskatīt tīrīšanas sesiju. Ik pēc 20 sekundēm BrushPacer mudinās jūs pievērsties citai zonai. Pēc 2 minūtēm SmartTimer parādis tīrīšanas sesijas beigas.

Nomainas atgādinājums



Vai zinājāt, ka pēc trim mēnešiem zobu suku uzgaļi zaudē savu efektivitāti? Zobu veselības speciālisti iesaka regulāri mainīt zobu suku uzgaļus, tāpēc Philips Sonicare zobu sukām ir pieejama zobu suku uzgaļu nomainas atgādinājumu sistēma. Tā seko līdzi tam, cik bieži un cik intensīvi tīrāt zobus, un vajadzīgajā brīdī atgādina, ka pienācis laiks jaunai sukai.

Akumulatora kalpošanas laiks: 21 diena



Pilnībā uzlādēts akumulators nodrošina regulāru tīrīšanu līdz 21 dienai, padarot jūsu ikdienas zobu tīrīšanu vienkāršāku.

Specifikācijas

Intensitāte

Augsta: Labāka tīrīšana

Vidēja: Tīrīšanai ikdienā

Zema: Jūtīgiem zobiem un smaganām

Strāvas padeve

Spriegums: 100-240 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 21 diena

Akumulatora tips: Litija jonu

Enerģijas patēriņš: Gaidstāves režīmā bez

displeja <0,5 W

Dizains un apdare

Krāsa: Melna

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Saderība

Android saderība: Android tālruni ar Bluetooth 4.0 un jaunākām versijām

Bluetooth bezvadu tehnoloģija: Viedā zobu tīrīšanas lietotne

iOS saderība: iPhone ar Bluetooth 4.0 un jaunākām versijām

Vienkārša lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Akumulatora indikators: Izgaismota ikona norāda baterijas darbību

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Ceļojumu futrālis: Ceļojumu futrālis

Taimeris: BrushPacer un SmartTimer

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturis: 1 6500 atkārtoti uzlādējama zobu suka

Ceļojumu futrālis: 1 ceļojumu futrālis

Birstes uzgaļi: 1 S2 Sensitive, 1 W Optimal White

Lādētājs: 1 USB-A lādētājs

Tīrīšanas veiktspēja

Nosēdumu noņemšana: Par 1000% efektīvāk*

Ātrums: 62 000 sukas kustību/min

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Balta: Virsmas plankumu noņemšanai

Jūtīgais režīms: Jūtīgiem zobiem un smaganām

Smart sensoru tehnoloģija

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Gaismas gredzens izgaismojas violetā krāsā, Vibrācija un pulsējoša skaņa

Nomaiņas atgādinājums: BrushSync informē, kad jānomaina sukas uzgalis

Sonicare lietotne

Uzraudzība un progresā pārskati: Laika gaitā seko līdz tīrīšanas paradumiem, lai palīdzētu gādāt par mutes veselību.

