

PHILIPS

sonicare



Atkārtoti uzlādējama
zobu birste

Series 7100

Noņem 10x vairāk aplikuma*

Līdz pat 7 reizēm veselīgākas
smaganas**

Nākamās paaudzes Sonicare
tehnoloģija

Vizuāls spiediena sensors



HX7429/02

Labāka kopšana veselīgākām smaganām***

Saudzīgi likvidē 10x vairāk aplikuma*

Veiciniet smaganu veselību katrā zobu tīrīšanas reizē. Mūsu nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija nodrošina iedarbīgu, taču saudzīgu tīrīšanu pat grūti aizsniedzamās vietās, padara smaganas līdz 7x veselīgākas** un noņem līdz 10x vairāk aplikuma*.

Zobu tīrīšana bez pūlēm

- Izvēlieties sev piemērotāko tīrīšanu
- Zobu kopšanas sistēma uz plaukstas
- Tīrīšanas sesijas uzraudzība
- Vienmēr labākā iespējamā tīrīšana ar zobu suku uzgaļu nomaiņas atgādinājumiem

Veidots atbilstoši jūsu dzīvesstilam

- 21 diena regulārai tīrīšanai
- Tīrība vienmēr un visur, uzlāde jebkurā vietā

Sajūtiel Sonicare rūpes

- Līdz pat 7 reizēm veselīgākas smaganas**
- Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija
- Spiediena sensors palīdzēs aizsargāt smaganas

Izceltie produkti

Īpašas rūpes par jūsu smaganām




Uzlabojiet smaganu veselību ar šo īpaši izveidoto G3 zobu suku uzgali smaganu veselībai. Saru izvietojums nodrošinās, ka, pat pievēršoties tikai zobu tīrīšanai, ārējie sari vienlaikus tīrīs smaganu malu. Tā jau divās nedēļās iegūsit 7x veselīgākas smaganas**. Īpaši izstrādātais elastīgums palīdzēs notīrīt par 10x vairāk aplikuma nekā manuālā zobu suka*.

Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija



Šai elektriskajai zobu sukai izmantota mūsu nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija, kas vienmēr nodrošinās drošus un nemainīgus tīrīšanas rezultātus. Sukas motors automātiski regulē jaudu, tāpēc, sasniedzot grūtāk tīrāmas vietas, tās veikspēja nemazinās. 62 000 suku kustības minūtē maigi un vienlaikus efektīvi notīrīs zobus un smaganas. Sonicare Fluid Action sistēma, virzot šķidrumu dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju, uzlabos saru veikspēju.

Vizuāls spiediena sensors




Sonicare elektriskās zobu suku apakšā ir gaismas aplis, kas atgādina, ja tīrāt ar pārāk lielu spiedienu. Ja iedegas gaisma, samaziniet spiedienu un tā pasargā jūsu smaganas.

Režimi un tīrīšanas intensitāte



Uzlabojiet zobu kopšanas efektivitāti ar 12 tīrīšanas iestatījumiem. Varat izvēlēties gan nedaudz stingrāku spiedienu, gan nevainojamu tīrību. Izvēlieties vai nu Clean, vai Sensitive, vai Gum Health, vai White režīmu un kādu no trim tīrīšanas intensitātes iestatījumiem.

Philips Sonicare lietotne



Sasniedziet savus mutes veselības mērķus ar Sonicare zobu suku un lietotni. Tie lieliski sadarbojas, lai sniegtu tīrīšanas ieteikumus un tieši jums īpaši pielāgotu saturu. Kopā jūs varēsīt sasniegt visu iecerēto.

Uzlādējams ceļojumu futrālis




Izmantojot ceļojumu uzlādes futrāli ar iemontētu uzlādes ligzdu, ceļojot varēsīt uzlādēt ierīci. Futrālis ir pietiekami izturīgs, lai aizsargātu jūsu Sonicare zobu suku, un pietiekami kompakts, lai to varētu viegli ielikt jebkurā somā, tāpēc tas būs ideāls pavadonis ceļojumos.

SmartTimer un BrushPacer



Sonicare zobu tīrīšanas taimeris palīdzēs pieskatīt tīrīšanas sesiju. Ik pēc 20 sekundēm BrushPacer mudinās jūs pievērsties citai zonai. Pēc 2 minūtēm SmartTimer parādis tīrīšanas sesijas beigas.

Nomainas atgādinājums



Vai zinājāt, ka pēc trim mēnešiem zobu suku uzgali zaudē savu efektivitāti? Zobu veselības speciālisti iesaka regulāri mainīt zobu suku uzgaļus, tāpēc Philips Sonicare zobu sukām ir pieejama zobu suku uzgaļu nomainas atgādinājumu sistēma. Tā seko līdz tam, cik bieži un cik intensīvi tīrāt zobus, un vajadzīgajā brīdī atgādina, ka pienācis laiks jaunai sukai.

Akumulatora kalpošanas laiks: 21 diena



Pilnībā uzlādēts akumulators nodrošina regulāru tīrīšanu līdz 21 dienai, padarot jūsu ikdienas zobu tīrīšanu vienkāršāku.

Series 7100

Atkārtoti uzlādējama zobu birste

HX7429/02

Specifikācijas

Intensitāte

Augsta: Labāka tīrīšana

Vidēja: Tīrīšanai ikdienā

Zema: Jutīgiem zobiem un smaganām

Izstrādājuma atjauninājums

Atbalsta sniegšanas periods: Philips nodrošinās nepieciešamos drošības atjauninājumus līdz 2026. gada 31. decembrim.

Strāvas padeve

Spriegums: 100-240 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 21 diena

Akumulatora tips: Litija jonu

Enerģijas patēriņš: Gaidstāves režīmā bez displeja <0,5 W

Dizains un apdare

Krāsa: Balta un melna

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Saderība

Android saderība: Android tālruni ar Bluetooth 4.0 un jaunākām versijām

Bluetooth bezvadu tehnoloģija: Viedā zobu tīrīšanas lietotne

iOS saderība: iPhone ar Bluetooth 4.0 un jaunākām versijām

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Izgaismota ikona norāda baterijas darbmūžu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Ceļojumu futrālis: Uzlādējams ceļojumu futrālis

Taimeris: BrushPacer un SmartTimer

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturis: 2 7100 atkārtoti uzlādējama zobu suka

Birstes uzgalis: 1 C3 Premium Gum Care, 1 S2 Sensitive

Lādētājs: 1 USB-A lādētājs

Uzlādējams ceļojumu futrālis: 2 Uzlādējami ceļojumu futrāļi

Tīrīšanas veiktspēja

Nosēdumu noņemšana: Līdz 10 reizēm efektīvāka*

Smaganu veselība: Līdz pat 7 reizēm veselīgākas smaganas**

Ātrums: 62 000 sukas kustību/min

Režimi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Balta: Virsmas plankumu noņemšanai

Smaganu veselība: Saudzīgi masē smaganas

Jutīgais režīms: Jutīgiem zobiem un smaganām

Smart sensoru tehnoloģija

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Gaismas gredzens izgaismojas violetā krāsā, Vibrācija un pulsējoša skaņa

Nomaiņas atgādinājums: BrushSync informē, kad jānomaina sukas uzgalis

Sonicare lietotne

Uzraudzība un progresu pārskati: Laika gaitā seko līdz tīrīšanas paradumiem, lai palīdzētu gādāt par mutes veselību.

