

PHILIPS

sonicare

Elektriskā zobu
birste

Sonicare

Noņem 10x vairāk aplikuma*

Saudzīga jutīgiem zobiem un
smaganām

Nākamās paaudzes Sonicare
tehnoloģija

Vizuāls spiediena sensors



HX7401/01

Labāka kopšana jutīgiem zobiem un smaganām

Saudzīgi likvidē 10x vairāk aplikuma*

Rūpīga tīrīšana var būt saudzīga pret jutīgiem zobiem un smaganām un noņemt 10x vairāk aplikuma*. Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija nodrošina iedarbīgu, taču saudzīgu tīrīšanu pat grūti aizsniedzamās vietās.

Zobu tīrīšana bez pūlēm

- Izvēlieties sev piemērotāko tīrīšanu
- Tīrīšanas sesijas uzraudzība
- Vienmēr labākā iespējamā tīrīšana ar zobu suku uzgaļu nomaiņas atgādinājumiem

Veidots atbilstoši jūsu dzīvesstilam

- 21 diena regulārai tīrīšanai

Sajūtiel Sonicare rūpes

- Ļoti maiga kopšana jutīgiem zobiem
- Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija
- Spiediena sensors palīdzēs aizsargāt smaganas


Izceltie produkti

Īpašas rūpes par jutīgiem zobiem




Arī jutīgus zobus un smaganas var notīrīt ar saudzējošu rūpību. Šim S2 Sensitive suku uzgalim ir unikāla konstrukcija — tam ir gari, izcili mīksti sari, kas padara maigu katru suku pieskārienu. Vairāk nekā 3000 blīvi izvietotie sari palīdzēs notīrīt 10x vairāk aplikuma nekā manuālā zobu suka.

Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija



Šai elektriskajai zobu sukai izmantota mūsu nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija, kas vienmēr nodrošinās drošus un nemainīgus tīrīšanas rezultātus. Sukas motors automātiski regulē jaudu, tāpēc, sasniedzot grūtāk tīrāmas vietas, tās veikspēja nemazinās. 62 000 suku kustības minūtē maigi un vienlaikus efektīvi notīrīs zobus un smaganas. Sonicare Fluid Action sistēma, virzot šķidrumu dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju, uzlabos saru veikspēju.

Vizuāls spiediena sensors



Sonicare elektriskās zobu suku apakšā ir gaismas aplis, kas atgādina, ja tīrāt ar pārāk lielu spiedienu. Ja iedegas gaisma, samaziniet spiedienu un tā pasargā jūsu smaganas.

Režimi un tīrīšanas intensitāte




Uzlabojiet zobu kopšanas efektivitāti ar 6 tīrīšanas iestatījumiem. Varat izvēlēties gan nedaudz stingrāku spiedienu, gan nevainojamu tīrību. Izvēlieties vai nu Clean, vai Sensitive režīmu un kādu no trim tīrīšanas intensitātes iestatījumiem.

SmartTimer un BrushPacer



Sonicare zobu tīrīšanas taimeris palīdzēs pieskatīt tīrīšanas sesiju. Ik pēc 20 sekundēm BrushPacer mudinās jūs pievērsties citai zonai. Pēc 2 minūtēm SmartTimer parādīs tīrīšanas sesijas beigas.

Nomainas atgādinājums



Vai zinājāt, ka pēc trim mēnešiem zobu suku uzgaļi zaudē savu efektivitāti? Zobu veselības speciālisti iesaka regulāri mainīt zobu suku uzgaļus, tāpēc Philips Sonicare zobu sukām ir pieejama zobu suku uzgaļu nomainas atgādinājumu sistēma. Tā seko līdzi tam, cik bieži un cik intensīvi tīrāt zobus, un vajadzīgajā brīdī atgādina, ka pienācis laiks jaunai sukai.

Akumulatora kalpošanas laiks: 21 diena



Pilnībā uzlādēts akumulators nodrošina regulāru tīrīšanu līdz 21 dienai, padarot jūsu ikdienas zobu tīrīšanu vienkāršāku.

Specifikācijas

Intensitāte

Augsta: Labāka tīrīšana

Vidēja: Tīrīšanai ikdienā

Zema: Jūtīgiem zobiem un smaganām

Strāvas padeve

Spriegums: 100-240 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 21 diena

Akumulatora tips: Litija jonu

Enerģijas patēriņš: Gaidstāves režīmā bez

displeja <0,5 W

Dizains un apdare

Krāsa: Melna

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Izgaismota ikona

norāda baterijas darbmūžu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Roktura saderība: Viegli uzspaužami birstes

uzgaļi

Taimeris: BrushPacer un SmartTimer

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturis: 1 6100. sērijas elektriskā zobu suka

Birstes uzgalis: 1 S2 Sensitive

Lādētājs: 1 USB-A lādētājs

Tīrīšanas veiktspēja

Nosēdumu noņemšana: Līdz 10 reizēm

efektīvāka*

Ātrums: 62 000 sukas kustību/min

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Jūtīgais režīms: Jūtīgiem zobiem un smaganām

Smart sensoru tehnoloģija

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Gaismas

gredzens izgaismojas violetā krāsā, Vibrācija un

pulsējoša skaņa

Nomaiņas atgādinājums: BrushSync informē, kad

jānomaina sukas uzgalis

