

PHILIPS

sonicare

Lot de 8 têtes de
brosse

Optimal White

Des dents 100 % plus blanches en
une semaine*

Élimine 7 fois plus de plaque
dentaire*

Médium souple



HX6068/87

La tête de brosse pour un éclaircissement éclatant

Des dents 100 % plus blanches en 1 semaine*

Obtenez un sourire plus éclatant avec cette tête de brosse de rechange éclaircissante cliniquement testée Philips Sonicare. Observez des résultats après une semaine seulement, tout en profitant d'un nettoyage quotidien exceptionnel.

Respectueux de l'environnement

- Fabriqué avec du plastique 70 % biosourcé**
- Emballage recyclable à base de papier

Facile à utiliser, en toutes circonstances

- Compatible avec tous les manches clipsables Philips Sonicare
- Un brossage toujours efficace avec les rappels BrushSync

Pour plus de blancheur et d'éclat

- Efficacité prouvée de la technologie Philips Sonicare
- Soins bucco-dentaires à l'efficacité prouvée
- Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Points forts

Des dents plus blanches et plus éclatantes



Des dents plus blanches en un rien de temps ? C'est possible avec cette tête de brosse et sa zone centrale d'élimination des taches. Les brins en forme de diamant ont été conçus pour augmenter la surface traitée et éliminer les taches plus efficacement. Les résultats parlent d'eux-mêmes, avec des dents jusqu'à 100 % plus blanches, et ce dès la première semaine d'utilisation.*

Dites adieu à la plaque dentaire



Notre tête de brosse blanchissante utilise des brins densément implantés pour éliminer jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle, tout en nettoyant l'ensemble de votre bouche.

Une brosse Sonicare fiable



Découvrez le brossage choisi par des millions de personnes. Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos

gencives avec douceur et efficacité, et jusqu'à 62 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

A fait l'objet de tests cliniques



Toutes les têtes de brosse Philips Sonicare sont soigneusement conçues et testées cliniquement, afin de vous assurer qu'elles répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité, de sécurité et de performances.

Rappels de remplacement



Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare sont équipées de la technologie BrushSync, qui enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque nécessaire.

Clipsable




Cette tête de brosse est compatible avec toutes les brosses à dents électriques Philips Sonicare.*** Il vous suffit de la retirer et d'en insérer une nouvelle pour la remplacer ou faciliter le nettoyage.

Plastique biosourcé



Nous nous efforçons de réduire l'utilisation de plastique issu d'énergies fossiles dans nos produits. C'est pourquoi 70 % du plastique utilisé dans cette tête de brosse est biosourcé.**

Emballage à base de papier



Toutes nos têtes de brosse sont fournies dans un emballage à base de papier pouvant être recyclé lorsque les infrastructures nécessaires sont disponibles.

Caractéristiques

Design et finition

Couleur: White

Souplesse des brins: Médium souple

Brins avec indicateur d'usure: Les brins bleus se décolorent

Taille: Standard

Reconnaissance intelligente de la tête de brosse

Compatibilité

Système de tête de brosse: Clipsable

Ne convient pas aux: Philips One

Brosses à dents compatibles: Philips Sonicare

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 8 W2 Optimal White

Qualité et performance

Remplacement: Tous les 3 mois

Testé: pour une utilisation optimale

Fabriqué en: Allemagne

Avantage: Santé des gencives, Élimination de la plaque dentaire, Élimination des taches/éclaircissement

