

PHILIPS

sonicare



Įkraunamas dantų
šepetėlis

Sonicare

Pašalina iki 7 kartus daugiau
apnašų*

Geresnis dėmių šalinimas ir
baltesni dantys

Naujos kartos „Sonicare“
technologija

Spaudimo jutiklis



HX7103/01

Pažangi priežiūra siekiant baltesnių dantų

Švelniai pašalina 7 kartus daugiau apnašų*

Pastebimi rezultatai – baltesni dantys ir pašalinama 10 kartų daugiau apnašų*. Naujos kartos „Sonicare“ technologija užtikrina galingą, bet švelnų valymą net ir sunkiai pasiekiamose vietose.

Pastangų nereikalaujantis dantų valymas

- Pasirinkite jums tinkamiausią valymo režimą
- Valymo sesijos su nurodymais
- Tęskite gerą priežiūrą naudodamiesi šepetėlio keitimo priminimu

Sukurta pagal jūsų gyvenimo būdą


- 21 diena įprasto valymo

„Sonicare“ švelnumas – veiksmingas rūpestis

- Geresnis apnašų šalinimas ir baltesni dantys
- Naujos kartos „Sonicare“ technologija
- Papildoma pagalba dantenoms apsaugoti

Ypatybės

Balinkite ir šviesinkite




Baltesni dantys yra lengvai pasiekiami su šiuo W balinimo šepetėlio galvutės centriniu dėmių šalinimo padėklu. Deimanto formos šereliai sukurti taip, kad padidintų sąlytį su paviršiumi ir veiksmingiau išvalytų dėmes. Be to, naudojant tankiai išdėstytus šerelius pašalinama 7 kartus daugiau apnašų nei naudojant rankinį dantų šepetėlį, o visa burna gaiviai išvaloma.

Naujos kartos „Sonicare“ technologija



Šis elektrinis dantų šepetėlis naudoja naujos kartos „Sonicare“ technologiją, kuri kiekvieną kartą užtikrina patikimiausią ir nuosekliausią valymą, siekiant puikių rezultatų. Variklis automatiškai reguliuoja galią, todėl valant sunkiau pasiekiamas vietas, našumas nesumažėja. Mėgaukitės švelniu, tačiau efektyviu dantų ir dantenų valymu su 62 tūkst. šerelių judesių per minutę. „Sonicare Fluid Action“ padeda šereliams valyti, varant skystį giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.

Spaudimo jutiklis



Lengva valyti dantis per stipriai, todėl šiame „Philips Sonicare“ dantų šepetėlyje įrengtas išmanusis optinis jutiklis, nustatantis per didelį spaudimą. Jutiklis informuoja jus, kad per stipriai valote, skleidamas vibraciją. Valykite švelniau ir jūsų dantenos bus apsaugotos!

Režimai ir intensyvumai




Paspartinkite savo valymą naudodami 2 valymo nustatymus. Nesvarbu, ar norite šiek tiek energingesnio, ar švelnesnio valymo, pasirinkite vieną iš dviejų intensyvumo nustatymų.

„SmarTimer“ ir „BrushPacer“



Pasinaudokite „Sonicare“ valymo laikmačiais ir pagerinkite savo seanso laiką. Kas 20 sekundžių „BrushPacer“ paragins jus išvalyti naują vietą. Po 2 minučių „SmartTimer“ parodys, kad seansas baigtas.

Pakeitimo priminimas



Ar žinojote, kad po trijų mėnesių šepetėlių galvutės tampa mažiau veiksmingos? Odontologai rekomenduoja reguliariai keisti šepetėlio galvutę, todėl „Philips Sonicare“ dantų šepetėliuose įdiegta galvutės keitimo priminimo funkcija. Ji stebi, kaip dažnai ir kaip stipriai valote dantis, ir primena, kad reikia pakeisti šepetėlio galvutę, kai ateis laikas tą padaryti.

21 dienų baterijos veikimo laikas



Mėgaukitės iki 21 dienos įprasto valymo po vieno įkrovimo. kasdienės rutinos patogumas.

Specifikacijos

Intensyvumo nustatymai

Aukštas: Gilesnis valymas

Žemas: Jautriems dantims ir dantenoms

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Techniniai duomenys

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 21 diena

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Energijos sąnaudos: Budėjimo režimu be ekrano

<0,5 W

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Tamsiai mėlyna

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmartTimer“

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 5300 įkraunamas dantų šepetėlis

Šepetėlio galvutė: 1 „W Optimal White“

Įkroviklis: 1

Valymo veiksmingumas

Apnašų pašalinimas: Iki 7 kartų veiksmingesnis*

Greitis: 62 000 šepetėlio judesių / min

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

Išmanioji jutiklinė technologija

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Vibracijos ir pulsavimo garsas

Pakeitimo priminimas: Šepetėlio galvutės keitimo priminimas praneša, kada reikia pakeisti šepetėlio galvutę.

