

PHILIPS

sonicare

Końcówka Bielsze
Zęby do szczoteczki

W2 Optimal White

Do 7x mniej płytki bakteryjnej

Do 100% mniej przebarwień już
po 7 dniach

Naturalnie bielsze zęby już po
tygodniu

2 sztuki w opakowaniu



HX6062/87

Główka szczoteczki zapewniająca doskonałe wybielanie

100% bielsze zęby w 1 tydzień*

Osiągnij bardziej promienny uśmiech dzięki tej klinicznie przetestowanej główce szczoteczki Philips Sonicare do wybielania zębów. Zauważ rezultaty już po tygodniu, ciesząc się wyjątkowym codziennym czyszczeniem.

Troska o planetę

- Wykonano w 70% z bioplastiku**
- Opakowania papierowe nadające się do recyklingu

Łatwa obsługa pod każdym względem

- Pasuje do wszystkich uchwytów zatrzaskowych Philips Sonicare
- Szczotkuj jak najlepiej dzięki przypomnieniom BrushSync

Dla bielszych i zdrowszych zębów

- Usuwanie do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tydzień*
- Udowodniona technologia Sonicare
- Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów
- Udowodniona skuteczność w pielęgnacji jamy ustnej

W2 Optimal White

Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

HX6062/87


Zalety

Bielsze, jaśniejsze zęby




Bielsze zęby są w zasięgu ręki dzięki centralnej nakładce do usuwania przebarwień. Włosie w kształcie rombu zostało zaprojektowane tak, aby zwiększyć kontakt z powierzchnią i skuteczniej usuwać przebarwienia. Rezultaty mówią same za siebie — do 100% bielsze zęby w zaledwie tydzień*.

Zapomnij o płytce nazębnej



Nasza wybielająca główka szczoteczki wykorzystuje gęsto upakowane włosie, aby usunąć do 7 razy więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna, jednocześnie zapewniając odświeżające czyszczenie całej jamy ustnej.


Sonicare — technologia, której możesz zaufać



Poznaj czystość wybraną przez miliony. Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą delikatnie, ale skutecznie i dbają o zęby i dziąsła, wykonując


do 62000 ruchów włosia. Funkcja Sonicare Fluid Action wspomaga czyszczenie, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Testowane klinicznie



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są starannie projektowane i testowane klinicznie. Dzięki temu możesz mieć pewność, że spełniają najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.

Przypomnienia o wymianie końcówki



Czy wiesz, że główki szczoteczki stają się mniej skuteczne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę główki szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare są wyposażone w technologię BrushSync. Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie główki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.

Mechanizm zatraskowy




Ta główka szczoteczki jest kompatybilna ze wszystkimi elektrycznymi szczoteczkami do zębów Philips Sonicare.*** Wystarczy kliknąć, aby ją założyć lub zdjąć w celu łatwej wymiany i czyszczenia.

Bioplastik



Zgodnie z podjętymi staraniami w kierunku ograniczenia wykorzystania w naszych produktach tworzyw sztucznych wytworzonych w oparciu o paliwa kopalne, aż 70% plastiku użytego w produkcji tej końcówki to bioplastik**.

Opakowania papierowe



Wszystkie nasze końcówki szczoteczek są dostarczane w papierowych opakowaniach, które można poddać recyklingowi w dostępnych punktach.

W2 Optimal White

Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

HX6062/87

Dane techniczne

Jednostka handlowa

Height: 23.05 cm

Width: 2.57 cm

Length: 6 cm

Net weight: 0.016 kg

Gross weight: 0.034 kg

GTIN: 8720689036818

Country of origin: DE

Karton zewnętrzny

Height: 13.8 cm

Width: 14.2 cm

Length: 24.8 cm

Net weight: 0.16 kg

Gross weight: 0.454 kg

GTIN: 18720689036815

Paleta

Height: 111.5 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 26.88 kg

Gross weight: 102.122 kg

GTIN: 68720689036810

Stylizyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średnio miękka

Kolor: Biały

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski

kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Inteligentne rozpoznawanie końcówki

Pallet Layer

Height: 13.8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Nie nadaje się do: Philips One

Zgodne szczoteczki do zębów: Philips Sonicare

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 2 W2 Optimal White

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego

użytkowania

Wyprodukowano w: Niemcy

Zalety: Zdrowie dziąseł, Usuwanie płytki
nazębnej, Usuwanie przebarwień / Wybielanie

