

PHILIPS

sonicare



Laetav Sonic-
hambahari

7100

Eemaldab kuni 10x rohkem
hambakattu

Neli režiimi, kolm intensiivsust

Nähtav survehoiatust

Philips Sonicare'i rakendus



HX7429/02

Täiuslik puhastus kuni 7x tervemad igemed*

Eemaldab kuni 10x rohkem hambakattu**

Philips Sonicare 7100 tutvustab järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogiat, 4 harjamisrežiimi, 3 intensiivsuse taset, nähtavat rõhuhoiatust ja meie G3 Premium Gum Care'i (igemehoolduse) harjapead.

Esmaklassiline ja õrn puhastamine

- Kuni 7x tervemad igemed kõigest kahe nädalaga*

Lihtne ja tõhus hambapesu

- Teate täpselt, millal on aeg uus harjapea kasutusele võtta
- Kaitske igemeid nähtava surveanduri abil
- Kohandage hambapesu 12 seadistuse abil
- Viige oma hambapesu harjumused Philips Sonicare'i rakendusega uuele tasemele

Ülim puhtus

- Uue põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia

Sobib täiuslikult teie eluviisiga

- Optimeerige hambapeseu SmarTimer ja BrushPacer funktsioonide abil
- Vastupidav
- Kuni kolm nädalat hambapeseu vaid ühe täieliku laadimisega
- Meie esmaklassiline laadimiseks mõeldud reisivutlar võimaldab lihtsalt ja mugavalt reisida


Esiletõstetud tooted

Harjapea G3 Premium Gum Care



Philips Sonicare 7100 elektriline hambahari tagab tervemad igemed ja tervema, säravama naeratus. G3 Premium Gum Care harjapea harjased töötavad selle nimel, et eemaldada igemeservadest hambakatt, tagades kõigest 2 nädala jooksul kuni 7x tervemad igemed*. Tänu harjapea pehmele ja paindlikule kujundusele kohandub see teie hammaste ja igemete kontuuridega, et tagada põhjalik puhastus, eemaldades võrreldes käsihambaharjaga kuni 10x rohkem hambakattu.**

Uudne Sonicare'i tehnoloogia




Uue põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia võimaldab nautida hambapesu ja põhjalikku suuhooldust. Samal ajal kui teie harjate, kohandab hambaharja uuenduslik magnetiline süsteem iga hambapesu ajal harjamisvõimsust, tagades optimaalse jõudluse täpselt 62 000 liigutust minutis, ja seda isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Samal ajal toetab dünaamiline vedelikuvoog harjapea puhastusjõudlust, loputades õrnalt hambaservasid ja iga hambavahet, et tagada põhjalik puhastus.

12 seadistust




Philips Sonicare 7100 elektriline hambahari tagab tõhusa hambapesu. Neli režiimi: Gum Health, White, Sensitive ja Clean kannavad hoolt teie suuhoolduse eest. Gum Health režiim toetab terveid igemeid, masseerides õrnalt igemeservi. White režiim eemaldab pindmised plekid ja poleerib hambaid valgema naeratus. Sensitive režiim tagab õrna ja põhjaliku puhastuse, samal ajal kui Clean režiim keskendub hambakatu eemaldamisele ning väga põhjalikule puhastusele. Isikupärastatud suuhoolduse jaoks võite kombineerida ükskõik millise režiimi erinevate intensiivsuse tasemetega alates kõrgest kuni madalani, et tagada teie jaoks sobivaim hambapesu.

Valgusrõngaga surveandur



Võib-olla te ei märkagi, et harjate liiga tugevasti, kuid see hambahari märkab seda kindlasti. Nutikas optiline andur tuvastab täpselt liiga tugeva harjamise, seejärel vilgub see vibreerimise vähendamise ajal lillalt. Teate alati, millal harjamist reguleerida, ja teie igemed on kaitstud.

Philips Sonicare'i rakendus



Philips Sonicare'i rakendus loob teie hambaharjaga ühenduse ning aitab teil suutervist täiustada ja säilitada. Meie rakendus jälgib teie hambapesu edusamme ning annab teile isikupärastatud juhiseid ja aruanded, et tagada hambapesu kohta täielik ülevaade.

Kaheminutiline taimer ja harjamistsüklid



Täieliku puhastamise jaoks kulub vaid kaks minutit ja meie SmarTimer annab teile teada, kui aeg on täis. Terve suu veelgi põhjalikumaks puhastamiseks jagab BrushPacer funktsioon teie hambapesu segmentideks: lühike vibreerimise paus annab märku, et on aeg edasi liikuda. See tagab iga hambapesu ajal veelgi tõhusama puhastamise.


BrushSynci vahetamise meeldetuletus



Harjapea korrapärane vahetamine on hea suutervise oluline osa. Tänu BrushSync tehnoloogiale on lihtne harjapeade tõhusust säilitada. Uuenduslik tehnoloogia tuletab kasutussageduse ja harjamise intensiivsuse jälgimise abil meelde, millal on aeg uus harjapea kasutusele võtta.

Esiletõstetud tooted

Loodud kestma



Meie uuenduslikud Philips Sonicare hambaharjad on vastupidavad, tagades nende pika kasutusaja.

Kasutusaeg laadimiste vahepeal on kuni kolm nädalat



Hambahari kasutab suure jõudlusega akut, mis on loodud kestma. Ainult ühe laadimise abil saate nautida igapäevast hambapesu kuni kolme nädala jooksul, enne kui hambaharja on vaja uuesti laadida.

Reisivutlar laadimiseks



Uue kujundusega integreeritud USB-C-pesa ja laadimisjuhtmega laadimiseks kasutatav reisivutlar võimaldab teil hambaharja liikvel olles laadida, ilma et peaksite vutlarit avama. Peale selle, et reisivutlar on piisavalt tugev teie hambaharja kaitsmiseks, on see ka kompaktne ja mahub mugavalt igasse kotti, tänu millele saab selle igale poole kaasa võtta.

Spetsifikatsioon

Intensiivsus

Kõrge: Võimsama puhastamise jaoks

Keskmine: Igapäevaseks puhastamiseks

Madal: Tundlikele hammastele ja igemetele

Toote värskendus

Toe periood: Philips pakub vajalikke

turvavärskendusi kuni 31. detsembrini 2026.

Võimsus

Pinge: 100–240 V

Tehnilised andmed

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 21 päeva

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitiumioon

Energiatarbimine: Ooterežiim ilma ekraanita
<0.5 W

Disain ja viimistlus

Värv: Must-valge

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Ühilduvus

Ühilduvus Androidiga: Android-telefonid, millel on Bluetooth 4.0 või uuem versioon

Bluetoothi traadita tehnoloogia: Ühendatud harjamisrakendus

Ühilduvus iOS-iga: iPhone, millel on Bluetooth 4.0 või uuem versioon

Kergesti kasutatav

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Taimer: SmarTimer ja BrushPacer täieliku ning põhjaliku harjamise jaoks

USB-A laadimine: Vooluadapter ei kuulu komplekti

Kaasasolevad tarvikud

Käepide: 2 7100 laetavat hambaharja

Harjapea: 1 S2 Sensitive, 1 G3 Premium Gum Care

Reisivutlar: 2 reisivutlarit laadimiseks

USB-A kaabel: 1

Puhastusjõudlus

Katu eemaldamine: Kuni kümme korda tõhusam**

Igemete tervis: Kuni 7x tervemad igemed*

Kiirus: 62 000 harjaliigutust minutis

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Valge: Pinnalt plekkide eemaldamine

Tundlik: Tundlikele hammastele ja igemetele

Igemete tervis: Igemete õrnaks masseerimiseks

Nutikate anduritega tehnoloogia

Tagasise jälgimise harjamise kohta: Süttib lilla valgusrõngas, Vähendatud vibreerimine ja pulseeriv heli

Asendamise meeldetuletus: BrushSync teavitab, kui peate hambaharjapead vahetama

