



Новий рівень чистоти

180%

Покращує стан ясен
до 180% ефективніше,
ніж зубна нитка¹

99.9%

Видаляє до 99.9% нальоту
на оброблених ділянках²

¹При використанні Philips Power Flosser з насадкою Quad Stream™ на налаштуванні інтенсивності 8 з мануальною зубною щіткою у пацієнтів, у порівнянні з використанням мануальної зубної щітки з зубною ниткою.

²Дослідження in vitro, фактичні індивідуальні результати можуть варіюватися.

Широкі можливості для індивідуального використання



Насадка Quad Stream™
створює хрестоподібний потік у чотирьох
напрямках для ретельного та дбайливого
видалення нальоту



Стандартні насадки
для видалення нальоту
в міжзубних проміжках



**Чохол
для насадок**



4 режими:
• Очищення
• Глибоке очищення
• Для чутливих
зубів і ясен
• Масаж ясен

**10 налаштувань
інтенсивності**
для індивідуального
налаштування потужності



0-800-500-697

Пн – Пт з 9:00 до 18:00
Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів
у межах України безкоштовні

philips.ua

PHILIPS

sonicare



Ефективне та сучасне рішення для очищення міжзубних проміжків



**Іригатор Philips Sonicare
Power Flosser HX3911/40**

Ретельне очищення, без зусиль

Завдяки відмінним характеристикам, які дають пацієнтам новий рівень чистоти та сприяють довготривалому користуванню приладом, новий **Philips Sonicare Power Flosser** — це інноваційне покоління в очищенні міжзубних проміжків. Також ідеально підходить для імплантів та брекетів.



Quad Stream™

Унікальна хрестоподібна насадка створює чотири широкі потоки для ретельного очищення міжзубних проміжків та вздовж лінії ясен



Технологія Pulse Wave

Пульсуючий потік води з короткими паузами підказує необхідність пересування насадки для ретельної гігієни всієї порожнини рота



Видаляє
до 99.9%
нальоту
на оброблених
ділянках³



Новий етап очищення міжзубних проміжків

Подивіться, як ефективно іригатор **Philips Sonicare Power Flosser** із насадкою **Quad Stream™** видаляє культивовану біоплівку, нанесену на модель зуба.¹



- Сфотографовано за допомогою макроскопа Leica
- Білий колір позначає біоплівку нальоту, чорний – очищену поверхню

¹B. Gottenbos; W. Suntuens; S. Hötzel. Philips Research Europe, 2019.

²Накінечник насадки рухається по вздовж поверхні зуба.


³Дослідження in vitro, фактичні індивідуальні результати можуть варіюватися.

⁴Amini P, Imtiaz U, Li J, Ward M, Nelson M, Foster J Silverstone. Research Group, Las Vegas, NV, USA, 2020.

Клінічна перевага

До 180% ефективніше, ніж зубна нитка для поліпшення здорового стану ясен⁴

Відсоток зменшення кровоточивості ясен (вся ротова порожнина) від базового рівня



Дослідження наведені як спеціалізований матеріал виключно для експертів галузі. Не є рекламою.