

PHILIPS

sonicare



Рекомендація
стоматологів в Україні**

Відчуй різницю Philips Sonicare

*Дослідження ПП «ЦМФі «Медикал Дата Менеджмент» «Зубні щітки Power & Sonic: оцінка ключових ринкових показників, 400 SATI інтерв'ю зі стоматологами (грудень 2021), міста: Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів

Відчуй різницю Philips Sonicare

Револьюційна звукова технологія та 62 000 рухів за хвилину створюють потік мікробульбашок з іригаційним ефектом. Як результат, **неймовірно відчуття чистоти та здорова посмішка!**

Philips Sonicare чистить вимітальними рухами, як рекомендує стоматолог та забезпечує **ефективний догляд за ротовою порожниною:**



Видаляє до 20 разів більше нальоту¹



До 15 разів здоровіше ясне вже за два тижні²



Трикутні кінчики видаляють до 100% більше плям³



Бережливіше ставлення до емалі⁴



Інтервальний таймер чистки зубів

Забезпечує ретельну очистку кожної ділянки, а таймер на 2 хвилини допомагає дотримуватись рекомендованого часу чищення.



Сенсор надмірного натиску

Повідомляє, коли потрібно зменшити натиск під час чищення зубів — щітка вібрує і блимає світловий сигнал.



Функція BrushSync

Мікропроцесор, вбудований в очищувальну насадку, передає дані про тип насадки на щітку та активує відповідний режим чищення.



Режим звикання

Задає поступове збільшення інтенсивності чищення протягом перших 7 днів використання, гарантуючи комфортне звикання.



Bluetooth, мобільний додаток

Забезпечує ефективне чищення зубів, синхронізуючись із зубною щіткою та надаючи підказки для більш ефективного чищення.



Акcesуари

Різноманіття акcesуарів для зручності: преміальний скляний стакан-зарядка, футляр з USB-зарядкою, дорожній футляр.

2 хвилини чищення зубів із Sonicare —
це 30 хвилин звичайною щіткою⁵



Просто

Правильно чистити зуби вимітальними рухами, як радять стоматологи, легко! 62 000 рухів за хвилину гарантують бездоганну якість чищення зубів без зусиль та спеціальних навичок.



Ефективно

Чистить значно краще, ніж звичайна зубна щітка! Динамічний потік рідини (ефект іригатора) до 100% краще видаляє наліт із важкодоступних місць та міжзубних проміжків.⁴



Безпечно для зубів та ясен

Заокруглені лазером щетинки не травмують емалі зубів.

¹62 000 вимітальних рухів за хвилину зумовлені 31 000 повних коливань головки зубної щітки. BrushSync — БразСінк.

²З насадкою «Все-в-одному» у порівнянні зі звичайною зубною щіткою. ³З насадкою «Все-в-одному» у порівнянні зі звичайною зубною щіткою за 6 тижнів. ⁴На основі лабораторних тестувань з насадкою «Все-в-одному» у порівнянні зі звичайною зубною щіткою за 2 дні. ⁵У порівнянні зі звичайною зубною щіткою. ⁶Щітки Philips Sonicare роблять таку ж кількість рухів за дві хвилини, яку здійснюють пацієнти звичайною щіткою протягом 30 хв.

Звукові зубні щітки Philips Sonicare



	Protective Clean 4300	ProtectiveClean 4500		Protective Clean 5100	Protective Clean 6100	DiamondClean 9000		DiamondClean Smart	
	HX6803/04	HX6830/53	HX6839/28	HX6850/47	HX6877/28	HX9911/27	HX9911/09	HX9917/88	HX9917/89
 Кількість режимів	1	2		3	3	4		4	
 Кількість рівнів інтенсивності	2	1		1	3	3		3	
 Інтервальний таймер Забезпечує ретельну очистку кожної зони і дотримання рекомендованого часу чищення.	●	●		●	●	●		●	
 Функція «Легкий старт» Поступово підвищує потужність щітки протягом перших 14 чищень, гарантуючи комфортне звикання.	●	●		●	●	●		●	
 Нагадування про заміну насадки Спеціальна технологія BrushSync відстежує рівень зношення насадки і нагадує про необхідність її заміни світловим сигналом.	●	●		●	●	●		●	
 Функція під'єднання BrushSync Мікропроцесор, вбудований в очищувальну насадку, передає дані про тип насадки на щітку для легкого вибору оптимального режиму чищення.	●	●		●	●	●		●	
 Датчик надмірного натиску Повідомляє, коли потрібно зменшити натиск під час чищення зубів — щітка вібрує, у моделей HX9924/xx блимає світловий сигнал.	●	●		●	●	●		●	
 Футляр з USB-зарядкою Дозволяє підзаряджати щітку всередині футляра за допомогою USB-кабеля (зручно користуватися під час подорожей).						●		●	
 Стакан-зарядка Заряджати щітку стало ще простіше: стакан-зарядка допоможе як зарядити, так і зручно розмістити щітку у ванній кімнаті.						●		●	
 Дорожній футляр Футляр дозволяє взяти з собою щітку і 2 насадки в дорогу.		●	●	●	●				
 Bluetooth та мобільний додаток Мобільний додаток синхронізується через Bluetooth із зубною щіткою і слідує за ретельністю чищення, дає поради для кращого догляду за порожниною рота.						●		●	
 Час роботи акумулятора	до 2 тижнів	до 2 тижнів		до 2 тижнів	до 2 тижнів	до 2 тижнів		до 2 тижнів	
 Насадки в комплекті	1 шт: Видалення нальоту	1 шт: Відбілювання		2 шт: Відбілювання	2 шт: Відбілювання	1 шт: Видалення нальоту Преміум		1 шт: Преміум «Все-в-одному» 1 шт: Видалення нальоту Преміум	



Отримуй додатковий
безкоштовний рік гарантії
при реєстрації щітки* на
philips.ua/myphilips

*придбаної протягом останніх 90 днів, деталі на philips.ua



Sonicare ForKids

Формування здорових
звичок з дитинства



Два режими чищення забезпечують правильну гігієну порожнини рота відповідно до віку: режим делікатного чищення призначений для малюків, а режим інтенсивного чищення – для старших дітей.



Дитячий таймер допомагає чистити зуби рекомендований час, збільшуючи час чищення за 90 днів, завдяки чому у дитини виникає звичка чистити зуби протягом 2 хвилин, як рекомендують стоматологи.



Насадки двох розмірів розроблені спеціально для бережливого чищення і захисту зубів з урахуванням віку дитини.



Прогумована насадка захищає чутливі дитячі зуби.



Надзвичайно ефективна звукова технологія діє у міжзубних проміжках та вздовж лінії ясен.



Ергономічна ручка дозволяє дитині тримати щітку самостійно або з допомогою дорослого.



Bluetooth-синхронізація з мобільним додатком на смартфоні або планшеті.

Додаток Philips Sonicare For Kids



- Завантажте безкоштовний додаток **Sonicare For Kids** з AppStore або GooglePlay.
- Створіть акаунт для своєї дитини.
- Додаток Philips Sonicare For Kids синхронізується з дитячою щіткою та в ігровій формі навчає дітей правильному догляду за ротовою порожниною.

Sonicare For Kids — це ефективний навчальний додаток: **98% батьків, які брали участь в опитуванні, підтвердили, що діти довше та краще чистять зуби.****



В комплекті 8 різних яскравих стікерів дозволять дитині змінювати дизайн щітки на власний смак.



NX6322/04 (блакитна)
NX6352/42 (рожева)

Кількість режимів	2
Таймер	●
Функція «Легкий старт» поступово підвищує потужність щітки та час чищення протягом перших 90 днів, гарантуючи комфортне звикання	●
Здоров'я ясен Усуває до 75% більше нальоту, ніж звичайні зубні щітки*	●
Час роботи акумулятора	до 2 тижнів
Bluetooth та мобільний додаток	●
Насадки в комплекті	2

*За даними, отриманими в ході опитування стоматологів з дітьми у віці 4-10 років у США

**За даними, отриманими в ході опитування батьків, у порівнянні з використанням лише зубної щітки.

Насадки Philips Sonicare

Залежно від потреб користувача та стану зубів можна **індивідуально підібрати необхідну насадку**, яка якнайкраще підбає про порожнину рота.

Дитячі насадки рекомендовано використовувати з дитячими щітками, адже м'які щетинки та дбайливі режими роботи щітки оптимально підходять для дитячих зубів.

Все-в-одному	Видалення нальоту			Відбілювання
Очищення від нальоту, здорові ясна, відбілювання Premium All-in-One HX9092/10 (біла, 2 шт.) HX9092/11 (чорна, 2 шт.)	Premium Plaque Defence HX9042/17 (2 шт.) HX9042/33 (чорні, 2 шт.) HX9044/17 (4 шт.) HX9044/33 (чорні, 4 шт.)	Optimal Plaque Defence HX9022/10 (2 шт.) HX9024/10 (4 шт.)	ProResults HX6012/07 (2 шт.) HX6014/07 (4 шт.)	Optimal White HX6062/10 (2 шт.) HX6062/13 (чорні, 2 шт.) HX6064/10 (4 шт.) HX6064/11 (чорні, 4 шт.)
A3	C3	C2	C1	W2
Видаляє до 20 разів більше нальоту, ніж звичайна щітка* Довші щетинки забезпечують до 15 разів здоровіші ясна, ніж звичайна щітка** Трикутні щетинки видаляють до 100% потемнінь емалі***	Видаляє до 10 разів більше нальоту*	Видаляє до 7 разів більше нальоту*	Видаляє до 2 разів більше нальоту*	Усуває поверхневу пігментацію і робить зуби білішими за 1 тиждень*
Довгі щетинки ефективніше доглядають за яснами. Трикутні щільні щетинки допомагають усунути поверхневі плями.	До 4-х разів кращий контакт із поверхнею	Вигнутий кінець охоплює важкодоступні місця	Заокруглені щетинки м'яко очищують чутливі ясна	Щільні внутрішні щетинки допомагають усунути поверхневі плями
Середня жорсткість щетинок				



Насадки серії **Premium** та **Optimal** рекомендовано використовувати зі щітками з технологією **BrushSync**, адже ці насадки мають чіп, що синхронізує насадку та режим роботи щітки, а також додаток Sonicare.

Догляд за яснами		Особливий догляд				
Premium Gum Care	InterCare	Для чутливих зубів	Для дітей	Догляд за язиком	Догляд за міжзубними проміжками	
HX9052/17 (2 шт.) HX9052/33 (чорні, 2 шт.) HX9054/17 (4 шт.) HX9054/33 (чорні, 4 шт.)	HX9002/10 (2 шт.) HX9004/10 (4 шт.)	HX6052/10 (2 шт.) HX6054/10 (4 шт.)	HX6032/33 (від 3-х років, 2 шт.) HX6042/33 (від 7-ми років, 2 шт.)	HX8072/01 (2 шт.) HX8072/11 (чорні, 2 шт.)	HX3062/00 (QuadStream, 2 шт.) HX3042/00 (Стандартні, 2 шт.)	
G3	i	S2		T1	F3	F1
До 7 разів здоровіші ясна через 2 тижні*	Вияткова чистота міжзубних проміжків	Дбайливе та ефективне чищення для чутливих зубів і ясен	Вияткове очищення для зростаючих посмішок у дітей 3+ років	Ефективний догляд за язиком	Ретельне очищення міжзубних проміжків	
Надзвичайно м'які крайні щетинки інтенсивно видаляють наліт уздовж лінії ясен	Екстрадовгі щетинки для глибокого очищення міжзубних проміжків	М'які щетинки для дбайливого, ефективного чищення		240 мікрощетинок для дбайливого чищення	Quad Stream — X-potik у чотирьох напрямках для ретельного видалення нальоту	
М'які щетинки	Середня жорсткість щетинок	М'які щетинки		Силіконова		



Кожна насадка Philips Sonicare сумісна з усіма щітками Philips Sonicare

*У порівнянні зі звичайною зубною щіткою. **У порівнянні зі звичайною зубною щіткою, в режимі використання. ***Лабораторний тест у порівнянні зі звичайною зубною щіткою. Додатки Philips Sonicare: Premium All-in-One — Premium All-in-One, Optimal Plaque Defence — Optimal Plaque Defence, InterCare — InterCare, ProResults — ProResults, Sensitive — Sensitive, Premium Gum Care — Premium Gum Care, For Kids — Для дітей, TongueCare — Язик, Optimal White Contrast — Optimal White Contrast, Power Flosser Quad Stream — Плавний Флосер Квад Стрім.



Замінювати кожні 3 місяці для 100% ефективності

Ознаки того, що час замінити насадку:

- Блакитні щетинки почали біліти
- Індикатор BrushSync повідомляє про необхідність заміни

Як правильно чистити зуби з Philips Sonicare



1 Змочіть щітку водою, нанесіть трохи зубної пасти на насадку. Розташуйте щітку у ротовій порожнині під кутом 45° вздовж лінії ясен. Увімкніть.



2 Акуратно та повільно рухайте щітку у напрямку вверх від ясен, лише злегка натискаючи. Повільно переміщуйте щітку від одного зуба до іншого, очищуючи кожен із них протягом 2 секунд.



3 Зверніть увагу, що потрібно ретельно очищувати внутрішню поверхню зубів, де може утворюватись зубний камінь.



4 Переконайтесь, що ви також добре почистили останні корінні зуби.



5 Так само акуратно та повільно, рухаючи щітку від зуба до зуба, очистіть жувальні поверхні зубів.



6 Таймер на 2 хв* забезпечує дотримання рекомендованого часу чищення ротової порожнини, а звуковий сигнал через кожні 30 с повідомить про закінчення чищення кожного квадранту ротової порожнини.



Скануй QR-код, щоб переглянути відео-інструкцію чищення зубів

Як чистити зуби пацієнтам з брекет-системами та ортодонтичними конструкціями

Існує підвищена необхідність у гігієні ротової порожнини та різних техніках чищення. Належна адаптація зубної щітки як до ясен, так і до місця навколо брекетів є важливим фактором і для сучасних засобів.



1 Тримавши щітку під кутом 45° потрібно проводити щітку вздовж лінії ясен навколо брекетів.



2 Чистіть зверху брекетів.



3 Та знизу від брекетів.



4 А також вздовж лінії ясен з внутрішньої сторони.



5 Ретельно очистіть жувальну поверхню зубів.

Для досягнення максимальної ефективності:

- необхідно розташовувати кінчики щетинок зверху та знизу від брекетів окремо;
- брекети не повинні потрапляти між щетинками;
- чищення передньої частини брекетів може доповнюватися самостійним чищенням;
- час чищення зубів збільшується.



philips.ua



[philipsua](https://www.instagram.com/philipsua)



[Philips Ukraine](https://www.youtube.com/PhilipsUkraine)



[PhilipsUkraine](https://www.facebook.com/PhilipsUkraine)



0-800-500-697

Пн – Пт з 9:00 до 18:00.
Дзвінки зі стаціонарних і мобільних
телефонів у межах України безкоштовні.