

PHILIPS



מברשת שיניים קולית
נטענת

7100

הסרה של עד פי 10 יותר פלאק

ארבעה מצבים, שלוש עוצמות
התראת לחץ חזותית

של פיליפס Sonicare אפליקציית



HX7423/09

*ניקיון מעולה עם עד פי 7 חניכיים בריאות יותר

*הסרה של עד פי 10 יותר פלאק

ארבע, Next-Generation Sonicare, בעלת טכנולוגיית Philips Sonicare 7100 מברשת השיניים G3 Premium Gum Care מצבי צחצוח, 3 דרגות עוצמה, התראת לחץ גלויה, וראש מברשת

ניקוי עדין, פרימיום

- חניכיים בריאות יותר עד פי 7 תוך שבועיים בלבד

הצחצוח הופך חסר מאמץ

- התאימו אישית את הניקוי שלכם עם 12 מצבי צחצוח
- לדעת תמיד מתי הגיע הזמן לראש מברשת חדש
- מגנה על החניכיים שלכם בעזרת התראות הלחץ החזותי
- של פיליפס Sonicare שפרו את השגרה שלכם עם אפליקציית

ניקוי מעולה

- החדשנית Sonicare טכנולוגיית

תוכן לסגנון החיים שלכם

- עד 3 שבועות של צחצוח בטעינה מלאה אחת
- הלחמה בלייזר לחוזק ועמידות
- לנסוע בקלות עם נרתיק טעינה לנסיעות פרימיום
- SmarTimer I-QuadPacer מטבו הצחצוח שלכם באמצעות


Highlights

G3 Premium Gum Care ראש מברשת



של פיליפס מסייעת לך להשיג חניכיים 7100 Sonicare של פיליפס. ארבעה מצבי צחצוח עוזרים לטפל 7100 Sonicare אתם מעדיפים לצחצח שיניים בידיכם עם בבריאות החניכיים, בהלבנה, ברגישות ובניקוי היומיומי מצב 'בריאות חניכיים' תומך בחניכיים בריאות על ידי עיסוי עדין לאורך קו החניכיים. מצב 'רגיש' מספק ניקוי עדין ויסודי, בעוד שמצב 'ניקיון' מתמקד בהסרת פלאק לניקיון מעולה. לניקוי מותאם אישית, אתם יכולים לשלב כל מצב עם אחד משלוש רמות העוצמה, החל ב'גבוהה' עד 'נמוכה', לפעולת צחצוח שמתאימה בדיוק לכם.

החדשנית Sonicare טכנולוגיית



ליהנות מחוויית צחצוח נהדרת ומרמה חדשה של טיפול החדשנית. בזמן Sonicare בחניכיים עם טכנולוגיית שאתם מצחצחים, המערכת המגנטית החדשנית של מברשת השיניים מתאימה את עוצמת הצחצוח בכל פעולת ניקוי, ומספקת ביצועים מיטביים של 62,000 תנועות זיפים בכל דקה בדיוק, אפילו באזורים הקשים להגעה. בינתיים, פעולת נזול דינמית תומכת בביצועים של ראשי הצחצוח על ידי שטיפה עדינה לאורך קו החניכיים בין כל שן, וכך מסייעת לכם להשיג ניקיון מלא בכל פעם שאתם מצחצחים.

הגדרות צחצוח




אתם מעדיפים לצחצח שיניים בידיכם עם Sonicare של פיליפס. ארבעה מצבי צחצוח עוזרים לטפל 7100 Sonicare אתם מעדיפים לצחצח שיניים בידיכם עם בבריאות החניכיים, בהלבנה, ברגישות ובניקוי היומיומי מצב 'בריאות חניכיים' תומך בחניכיים בריאות על ידי עיסוי עדין לאורך קו החניכיים. מצב 'רגיש' מספק ניקוי עדין ויסודי, בעוד שמצב 'ניקיון' מתמקד בהסרת פלאק לניקיון מעולה. לניקוי מותאם אישית, אתם יכולים לשלב כל מצב עם אחד משלוש רמות העוצמה, החל ב'גבוהה' עד 'נמוכה', לפעולת צחצוח שמתאימה בדיוק לכם.

התראת לחץ של טבעת מוארת



יתכן שלא תשימו לב כשאתם מצחצחים בעוצמה רבה מדי, אך מברשת שיניים זו כן תרגיש בכך. החיישן האופטי החכם מזהה במדויק לחץ צחצוח עודף, ואז מהבהב בסגול ובמקביל מפחית את הרטט. תמיד תדעו מתי להתאים את הצחצוח שלכם, והחניכיים שלכם יישארו מוגנות.

של פיליפס Sonicare אפליקציית



של פיליפס מבצעת בצורה חלקה Sonicare אפליקציית צימוד עם מברשת השיניים שלכם ותומכת בכם בשיפור ושמירה של בריאות הפה. האפליקציה שלנו עוקבת


אחר התקדמות הצחצוח שלכם, מספקת הנחיות מותאמות אישית ודוחות התקדמות כדי שתקבלו תובנות חזותיות לגבי הצחצוח שלכם.

טיימר של 2 דקות וקוצב צחצוח



שתי דקות זה כל מה שאתם צריכים לניקוי מלא, לכן שלנו מאפשר לכם לדעת מתי הגיע הזמן. SmartTimer מחלק את SmartTimer, לקבלת ניקוי אחיד בכל הפה הצחצוח שלכם למקטעים, עם הפסקה קלה ברטט שנותנת לכם סימן להמשיך. פעולה זו מסייעת לכם להגיע לניקוי אחיד בכל פעם שאתם מצחצחים.


תזכורת להחלפת ראש המברשת - BrushSync



החלפת ראשי המברשת באופן סדיר היא חלק חשוב בשמירה על בריאות טובה של הפה שלכם. בעזרת קל לשמור על ביצועי ראש, BrushSync טכנולוגיית המברשת ברמה הטובה ביותר. על ידי מעקב אחר תדירות השימוש ועוצמת הצחצוח שלכם, הטכנולוגיה החדשנית מזכירה לכם מתי הגיע הזמן לראש מברשת חדש.

Highlights

תוכן להחזיק מעמד



עיצבנו מחדש את מברשות השיניים של פיליפס מסדרת Sonicare כדי שתהיינה החוצה, קלות ועמידות. בזכות תהליך ההלחמה בלייזר המתקדם שלנו, מברשות השיניים שלנו תוכננו לצחצוח אצלכם במשך שנים רבות.

עד 3 שבועות בין טעינות



מברשת שיניים זו משתמשת בסוללה בעלת ביצועים גבוהים שתוכננה לשיפור חוויית הצחצוח שלכם. בטעינה אחת, אתם יכולים ליהנות מעד שלושה שבועות של צחצוח לפני שיהיה עליהם לטעון אותה מחדש.

נרתיק טעינה לנסיעות



הנרתיק טעינה לנסיעות שלנו שעוצב מחדש עם יציאת משולבת וכבל טעינה מאפשר לכם לטעון את USB-C מברשת השיניים בדרך ללא צורך בפתיחת הנרתיק. לא רק שהוא כולל מספיק שטח אחסון לשמירת מברשת השיניים בצורה בטוחה בדרכים, אלא שהוא גם קומפקטי דיו כדי שניתן יהיה להכניס אותו לכל תיק, וכך להפוך אותו למושלם לנסיעות.

Specifications

עוצמות

גבוהה: לשיפור הניקיון
בינוני: לניקוי יומיומי
נמוכה: לשיניים ולחניכיים רגישות

טכנולוגיית חיישנים חכמה

מודיע לכם, מתי להחליף BrushSync: תזכורת החלפה
את ראש המברשת

טכנולוגיית חיישנים חכמה

משוב על לחץ: אור הטבעת מאיר בסגול, רטט וצליל
פעימה מופחתים

תאימות

אלחוטית: אפליקציית הברשה Bluetooth טכנולוגיית
מחוברת

חשמל

ממתח: 100-240V

מפרט טכני

משך הפעלה (ממלא עד לריק): 21 יום
סוללה: נטענת
סוג סוללה: ליתיום-יון

עיצוב וגימור

צבע: כחול נייבי

שירות

אחריות: אחריות מוגבלת לשנתיים

תאימות

עם Android טלפונים של Android-תאימות ל
Bluetooth 4.0 ומעלה.
ומעלה Bluetooth 4.0 עם iPhone: iOS-תאימות ל

קל לשימוש

תאימות הידית: ראשי מברשת בלחיצה קלה
מחוון סוללה: הסמל המואר מציין את יתרת המתח
בסוללה

ידית: עיצוב ארגונומי דק

לצחצוח מלא ויסודי, SmarTimer I-BrushPacer: טיימר
בטעינה: ספק כוח לא כלול USB-A

הפריטים הכלולים

מטען: 1
ידית: 1 7100 מברשת שיניים נטענת
נרתיק לנסיעות: 1 נרתיק טעינה לנסיעות
G3 Premium Gum Care ראש המברשת: 1
USB-A: 1 כבל

ביצועי ניקוי

**הסרת פלאק: יעילה יותר עד פי 10
מהירות: 62,000 תנועות צחצוח / דקה
*בריאות חניכיים: חניכיים בריאות יותר עד פי 7

מצבים

ניקוי: לניקוי יומיומי מיוחד
להסרת כתמים ממשטחים: White
בריאות חניכיים: מעסה בעדינות את החניכיים שלך
לשיניים ולחניכיים רגישות: Sensitive



במצב 'בריאות חניכיים' בהשוואה למברשת שיניים ידנית בשבועיים *
במצב 'בריאות חניכיים' לעומת מברשת שיניים ידנית באזורים *
קשים להגעה בשבועיים