

PHILIPS

sonicare

Авангардно
почистване

Sonic electric toothbrush

Интелигентен екран

Усъвършенствана звукова
технология

Сензор за натиск

5 режима на почистване на
зъбите

HX3792/12



Интелигентно миене на зъби за персонализирано и нежно почистване

Насладете се на ново ниво на грижа за устната кухина!

Показва ефективността на ежедневното миене на зъбите с вграден смарт екран. Нежен към венците с нов режим Gum Pro и сензор за налягане за орално здраве. Почистете с главата за четка G3 Premium Gum Care за изключително изживяване при миене на зъбите.

Оптимизирайте миенето на вашите зъби

- Интелигентен екран за незабавна проверка на ефективността на почистването на зъбите
- Четкайте зъбите си оптимално със SmarTimer и QuadPacer
- Лесен старт за облекчаване на прехода

Предпазва венците ви


- Глава за четка G3 за абсорбиране на прекомерния натиск върху венците ви
- Сензорът за натиск помага за предпазване на зъбите и венците

Персонализирано нежно измиване

- 5 режима: Clean (Почистване), Gum Care (Грижа за венците), Deep Clean (Дълбоко почистване), Sensitive (За чувствителни зъби), White (Избелване)
- Нашата технология ви предлага мощно, но нежно почистване

Акценти

Сензор за натиск



Вашата Philips Sonicare Advanced Clean е оборудвана с усъвършенстван сензор, който измерва натиска, който прилагате, докато миете зъбите си. Ако приложите твърде силен натиск, четката за зъби ще предостави незабавна обратна връзка, за да покаже, че трябва да регулирате натиска. Тази обратна връзка се означава от светъл пръстен с оранжев цвят в долната част на дръжката.

Интелигентен екран



Вграденият интелигентен екран осигурява незабавна обратна връзка за натиска на почистването, продължителността, живота на батерията и дори известие кога да смените главата на четката. Едно щракване, за да овладеете ключови съобщения за по-добри навици за почистване на зъбите, без да инсталирате приложение.

Усъвършенствана звукова технология




Нашето уникално звуково почистващо движение е внимателно калибрирано, за да създаде нежни микромехурчета, които достигат дълбоко между зъбите. 31 000 движения с четка в минута** нежно почистват зъбите ви, разграждат плаката и я отстраняват за изключително почистване всеки ден.

SmartTimer и QuadPacer



2-минутен SmartTimer и 30-секунден QuadPacer ви насочват да четкате зъбите си за препоръчителното време във всички области на устата, за да се гарантира пълно почистване.


G3 глава на четка за грижа за венците Premium



Главата на четката G3 Premium Gum Care е обвита с гел. Той нежно абсорбира прекомерния натиск върху венците и зъбите


ви за най-добро почистване. Горната част на косъмчетата е закръглена, а дизайнът на извивката е за да увеличи контактната повърхност на косъмчетата, да предпазва венците и да ги почиства ефективно.

5 режима на почистване на зъбите



Серията Philips Sonicare Advanced Clean 6800 има 5 режима за всичките ви нужди за почистване на зъбите. Режимът "Clean" осигурява изключително ежедневно почистване. Режимът "Gum Pro" с тройно честотно преобразуване осигурява чистота и грижа в един избор. Режим "Deep" осигурява освежаващо и цялостно почистване. Режимът "Sensitive" нежно се грижи за деликатните венци и почиства зъбите. Режимът "White" премахва петна ефикасно.

Лесен старт



Нашата програма „Лесен старт“ ви дава възможност за постепенно и нежно увеличаване на мощността на четкане през първите 14 използвания на новата ви четка за зъби.

Спецификации

Захранване

Напрежение: 5 Vdc

Технически спецификации

Батерия: Акумулаторна
Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): До 14 дни
Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Светлорозов металик

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

Система на главата за четка: Лесно поставяне на главите с щракване

Включени в комплекта

Дръжка: 1 Philips Sonicare Advanced Clean
Глави за четка: 1 G3 Premium Gum Care
Зарядно устройство: 1 зарядно устройство
Калъф за пътуване: 1

Работни показатели при почистване

Таймер: BrushPacer и SmarTimer
Обратна връзка при натиск: Пръстенът светва в оранжево в долната част на дръжката

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване (2 минути)
Deep Clean: За тонизиращо и цялостно почистване (3 минути)
Бяло: Премахва петна по зъбите (2 минути 30 секунди)
Sensitive: Нежно почистване на венците (2

минути)
Gum Pro: Изключително чист и нежен масаж на венците (3 минути)

Технология с интелигентен сензор

Напомняне за смяна BrushSync: Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката
Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

* Когато се използва с глава за четка G3 Premium Gum Care в режим "Clean" спрямо ръчна четка за зъби; при лабораторно изследване действителните резултати може да варират
* * В режими "Gum Pro" или "White"