

PHILIPS

sonicare



Zestaw 2 końcówek
szczoteczki

Sensitive

Delikatne, a jednocześnie
skuteczne czyszczenie

Usuwa 10 razy więcej płytki
nazębnej*

Wyjątkowo miękki



HX6052/87

Główka szczoteczki do wrażliwych zębów

Delikatne, ale skuteczne czyszczenie wrażliwych zębów

Wymienna główka szczoteczki Philips Sonicare do zębów wrażliwych umożliwia delikatne, a jednocześnie skuteczne usuwanie płytki nazębnej. Główka szczoteczki sprawia, że usuwanie płytki nazębnej wydaje się łatwe, a jednocześnie pozostaje delikatna dla zębów i dziąseł. Wyjątkowe codzienne czyszczenie.

Troska o planetę

- Wykonano w 70% z bioplastiku
- Opakowania papierowe nadające się do recyklingu

Łatwa obsługa pod każdym względem

- Pasuje do wszystkich uchwytów zatrzaskowych Philips Sonicare
- Najlepsze szczotkowanie dzięki przypomnieniom BrushSync

Do wrażliwych zębów i dziąseł

- Skuteczne, ale bezpieczne doczyszczenie wrażliwych zębów i dziąseł
- Usuwa do 10x więcej płytki bakteryjnej w trudno dostępnych miejscach*
- Udowodniona technologia Sonicare
- Udowodniona skuteczność w pielęgnacji jamy ustnej

Zalety

Bardzo miękkie włókna



Dokładne czyszczenie może być nadal delikatne dla wrażliwych zębów i dziąseł. Ta końcówka szczoteczki ma unikalną konstrukcję z długimi, cienkimi, bardzo miękkimi włóknami, które sprawiają, że każde pociągnięcie szczoteczki jest delikatne.

Zapomnij o płytce nazębnej



Dzięki ponad 3 000 gęsto upakowanych włókien, ta końcówka szczoteczki pomaga usunąć do 10x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna — nawet w trudno dostępnych miejscach.


Sonicare — technologia, której możesz zaufać



Poznaj czystość wybraną przez miliony. Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą delikatnie, ale skutecznie i dbają o zęby i dziąsła, wykonując


do 62000 ruchów włosia. Funkcja Sonicare Fluid Action wspomaga czyszczenie, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Testowane klinicznie



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są starannie projektowane i testowane klinicznie. Dzięki temu możesz mieć pewność, że spełniają najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.

Przypomnienia o wymianie końcówki



Czy wiesz, że końcówki szczoteczki stają się mniej wydajne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę końcówek szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare są wyposażone w technologię BrushSync. Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie główki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.

Mechanizm zatraskowy




Ta końcówka szczoteczki jest kompatybilna ze wszystkimi szczoteczkami sonicznymi Philips Sonicare.**

Bioplastik



Zgodnie z podjętymi staraniami w kierunku ograniczenia wykorzystania w naszych produktach tworzyw sztucznych wytworzonych w oparciu o paliwa kopalne, aż 70% plastiku w produkcji tej końcówki to bioplastik***.

Opakowania papierowe



Wszystkie nasze końcówki szczoteczek są dostarczane w papierowych opakowaniach, które można poddać recyklingowi w dostępnych punktach.

Dane techniczne

Jednostka handlowa

Height: 23.05 cm

Width: 2.57 cm

Length: 6 cm

Net weight: 0.015 kg

Gross weight: 0.033 kg

GTIN: 8720689036856

Country of origin: DE

Karton zewnętrzny

Height: 13.8 cm

Width: 14.2 cm

Length: 24.8 cm

Net weight: 0.15 kg

Gross weight: 0.445 kg

GTIN: 18720689036853

Paleta

Height: 119.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 25.2 kg

Gross weight: 100.61 kg

GTIN: 68720689036858

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Wyjątkowo miękki

Kolor: Biały

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Inteligentne rozpoznawanie końcówek

Pallet Layer

Height: 13.8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Nie nadaje się do: Philips One

Zgodne szczoteczki do zębów: Philips Sonicare

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 2 S2 Sensitive

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Wyprodukowano w: Niemcy

Zalety: Delikatne czyszczenie

