

# PHILIPS

## sonicare



Електрическа четка  
за зъби със SenseIQ

DiamondClean  
Prestige 9900

Най-усъвършенстваната ни  
четка за зъби

SenseIQ долавя, адаптира се,  
грижи се

Глава за четка "всичко в едно"

Приложение Sonicare с AI



HX9992/02

## Изключителна грижа, персонализирана за вас, със SenseIQ

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 с технологията SenseIQ е ашата нашата най-усъвършенствана електрическа четка за зъби. Тя подобрява доказаната ни звукова технология с интелигентност, долавяйки и адаптирайки се за цялостна грижа за отлични резултати всеки път.

### Винаги взимайте правилния избор със SenseIQ

- Приспособява се към вас в реално време, когато четките твърде силно
- Обратна връзка за почистването в реално време
- Технология SenseIQ, която долавя, адаптира се и се грижи
- Долавя начина ви на миене на зъбите
- Грижи се интуитивно за зъбите и венците

### Персонализирано почистване без компромис

- Глава за четка "всичко в едно" за цялостна грижа
- Персонализирани напътствия от приложението Philips Sonicare
- Звуково миене на зъби: Майсторски урок за ефективно почистване

### Първокласни аксесоари

- Лесно зареждане с минималистичната стойка и основа
- Калъф за пътуване Prestige с USB за стил навсякъде

### Проектирани по ваша мярка

- Елегантен и компактен дизайн


# DiamondClean Prestige 9900

Електрическа четка за зъби със SenseIQ

HX9992/02

## Акценти

### Premium Глава за четка "всичко в едно"



Почиствайте без компромиси с главата за четка "всичко в едно" A3 Premium. Най-добрата ни до момента глава за четка е с косъмчета под ъгъл, които помагат да се премахне до 20 пъти повече плака дори в труднодостъпни зони\*. Триъгълните върхове на влакната работят за премахване на до 100% повече петна за по-малко от два дни\*\*\*. И по-дългите косъмчета почистват дълбоко за до 15 пъти по-здрави венци само за две седмици\*\*. Всичко това, без да сменяте глави за четка. Знаехте ли че: главите за четките стават по-малко ефективни след 3 месеца употреба? Нашата функция BrushSync™ може да ви напомня, когато е почти време за подмяна.

### Лесно зареждане

Когато дойде време за зареждане на четката за зъби, просто я поставете върху зареждащата основа. Четката за зъби заслужава възхищение за изчистения, модерен дизайн.

### Еlegantна и компактна



Изживяването със Sonicare DiamondClean 9900 Prestige е свързано с мощна технология, доставена със стил и компактност. Четката за зъби е с 18 мм по-къса от DiamondClean и е изработена от първокласни материали, за да направи това луксозно устройство привлекателно и приятно на допир.

### Адаптира се към вас в реално време



Повечето от нас упражняват твърде голям натиск по време на миене на зъбите. Ето защо нашата четка за зъби автоматично регулира интензивността, когато натискате твърде силно. А с безплатното приложение Philips Sonicare можете да се възползвате от индивидуални насоки и персонализирани препоръки, за да изведете миенето на зъби на следващото ниво.

### Калъф за пътуване Prestige с USB



Еlegantният и компактен калъф за пътуване може да се пхне във всяка чанта за безгрижно удобство, докато сте далеч от дома. Издръжливият калъф е обвит в мека на допир, веган кожа. И за допълнителна леснота включва интегриран USB-C порт и USB кабел за зареждане, така че можете лесно да презаредите четката за зъби, без да я изваждате от калъфа.

### Персонализирани насоки



Приложението Philips Sonicare се захранва от изкуствен интелект и работи в перфектна хармония с четката за зъби. Използвайте го за


почистване с насоки в реално време за натиск, движение, покритие, продължителност и честота. Преглеждайте отчетите за напредъка по ден, седмица, месец и година. Вземете персонализирани препоръки и стъпки на действия за по-добро почистване. Междувременно автоматичното синхронизиране поддържа актуализирани данните за почистване в приложението дори когато не миете зъбите си с приложението до вас.

### Доказано звуково миене на зъби



Отстранете плаката със звукова технология – нашият еталон за ефективно и нежно почистване. Докато миете зъбите си, до 62 000 движения на косъмчета и динамично действие на течността помагат за почистване дори на труднодостъпни места, оставяйки устата ви да се чувства изключително свежа и чиста.

### Обратна връзка в реално време



Може да не забелязвате, когато четкате зъбите си твърде силно и с голям натиск, но четката за зъби ще го направи. Светлинният пръстен в края на дръжката внимателно ще ви напомня да намалите натиска или търкането.

# DiamondClean Prestige 9900

Електрическа четка за зъби със SenseIQ

HX9992/02

## Акценти

### Технология SenseIQ



Докато си миете зъбите, технологията SenseIQ регистрира натиска, движението, покритието и други до 100 пъти в секунда. След това адаптира интензивността, ако натискате твърде силно. Интелигентността на SenseIQ извежда предположенията от режимите на четкане за грижа и по-добро миене на зъбите с течение на времето.

### Долавя начина ви на миене на зъбите



Докато си миете зъбите, Philips Sonicare 9900 Prestige използва сензори за разпознаване на натиска, който прилагате, почистващото движение и покритието – до 100 пъти в секунда. Сензорите също така следят колко дълго и колко често миете зъбите си.

### Грижи се за здравето на усмивката ви



Philips Sonicare 9900 Prestige е проектирана според нуждите ви. Нейната модерна технология се синхронизира с вас и е лесна за използване, така че може и дори да не я забележите. За щастие, резултатите са налице и казват всичко.

# DiamondClean Prestige 9900

Електрическа четка за зъби със SenseIQ

NX9992/02

## Спецификации

### Актуализация на продукта

**Период на поддръжка:** Philips ще осигури необходимите актуализации на сигурността до 31 декември 2026 г.

### Свързаност

**Безжична технология Bluetooth®:** Свързано приложение за почистване

### Захранване

**Електрозахранване:** 110-220 V

### Технически спецификации

**Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване):** 2+ седмици\*\*\*\*

**Батерия:** Акумулаторна

**Консумация на енергия:** Режим на готовност без дисплей <0,5 W

**Тип батерия:** Литиево-йонна

### Дизайн и покритие

**Цвят:** Среднощно синьо

### Сервиз

**Гаранция:** 2 години ограничена гаранция

### Съвместимост

**Съвместимост с Android:** Android OS 8.0 или по-нова версия

**Съвместимост с iOS:** iPhones с iOS 13.0 или по-нова версия

### Лесна употреба

**Индикатор за батерията:** Индикатор със светеща икона

**Дръжка:** Елегантен и компактен дизайн, Безпроблемно сензорно управление

**Съвместимост на дръжката:** Лесно поставяне на главите с щракване

**Калъф за пътуване:** Елегантен, компактен калъф за зареждане, Веган кожа

**Напомняне за смяна BrushSync:** Иконката за напомняне светва,, за да гарантира винаги перфектни резултати

### Включени в комплекта

**Дръжка:** 1 DiamondClean Prestige 9900

**Глави за четка:** 1 A3 Premium "всичко в едно"

**Калъф с USB зареждане Prestige:** 1

**Основа на зарядното устройство:** 1

**USB кабел:** 1

### Работни показатели при почистване

**Лечебен ефект:** До 15 пъти по-здрави венци\*\*

**Работни характеристики:** Отстранява до 20 пъти повече плака\*

**Таймер:** BrushPacer и SmarTimer

**Скорост:** До 62 000 движения на четката/мин

**Предимства на избелването:** До 100% по-малко петна\*\*\*

**Обратна връзка при натиск:** Пръстенът светва в лилаво, Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

**Обратна връзка за силно търкане:** Пръстенът светва в хехлибарено, Вибрираща дръжка, за

да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите, Опция за включване/изключване на приложението

### Поддръжка на софтуер

**Актуализации на софтуера:** Philips предлага съответни софтуерни актуализации за период от 2 години след датата на закупуване.

### Технология SenseIQ

**Сензор за натиск:** Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

**Сензор за търкане:** Указва за намаляване на търкането

**Сензор за позиция:** Проследява покритието на почистване, за всяка сесия на почистване на зъбите

**3D карта на устата:** Откроява пропуснати зони

**Адаптивна интензивност:** Регулира нивото на интензивност,, когато се прилага твърде голям натиск

**Изкуствен интелект:** Разпознава и синхронизира почистването

### Приложение Sonicare с изкуствен интелект

**Насоки в реално време:** Персонализирани препоръки, Отчет за напредък по ден/седмица/година

**Персонализируеми режими:** Clean, White+, Здраве на венците, Deep Clean, Sensitive

