

PHILIPS

sonicare

Fortschrittliche
Reinigung

Sonic electric
toothbrush

Intelligenter Bildschirm

Fortschrittliche Schalltechnologie

Drucksensor

5 Putzeinstellungen

HX3792/11



Intelligentes Zähneputzen für eine individuelle, sanfte Reinigung

Genießen Sie eine neue Dimension der Mundpflege!

Zeigt die tägliche Putzleistung mit dem intelligenten integrierten Bildschirm an. Sanft zum Zahnfleisch mit neuem Gum Pro-Modus und Drucksensor für Mundgesundheit. Reinigen Sie Ihre Zähne mit dem G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf für ein außergewöhnliches Putzerlebnis.

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Intelligenter Bildschirm für sofortige Leistungsüberprüfung beim Zähneputzen
- Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer
- Easy-Start erleichtert den Übergang

Hervorragende Reinigung

- Mit unserer Technologie erhalten Sie eine effiziente und dennoch sanfte Reinigung

Schützt Ihr Zahnfleisch


- Der G3 Bürstenkopf absorbiert übermäßigen Druck auf Ihrem Zahnfleisch
- Der Drucksensor schützt Zähne und Zahnfleisch

Personalisierte, sanfte Reinigung

- 5 Modi: Clean, Gum Pro, Deep Clean, Sensitive, White

Besonderheiten

Drucksensor



Ihre Philips Sonicare Advanced Clean ist mit einem fortschrittlichen Sensor ausgestattet, der den Druck misst, den Sie beim Zähneputzen ausüben. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, gibt die Zahnbürste sofort Feedback, um zu signalisieren, dass Sie den Druck anpassen müssen. Diese Rückmeldung erfolgt über einen orangefarbenen Lichtring an der Unterseite des Griffs.

Intelligenter Bildschirm



Der integrierte, intelligente Bildschirm gibt Ihnen sofortiges Feedback zu Ihrem Putzdruck, Ihrer Dauer, der Akkulaufzeit und sogar zu dem Zeitpunkt, an dem Sie den Bürstenkopf austauschen müssen. Mit nur einem Klick können Sie die wichtigsten Meldungen nutzen, damit Sie bessere Putzgewohnheiten ohne Installation einer App annehmen.

Fortschrittliche Schalltechnologie



Unsere einzigartige Schallbewegung wurde sorgfältig kalibriert, um sanfte Mikrobläschen zu erzeugen, die tief in die Zahnzwischenräume gelangen. Mit 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute** für eine hervorragende tägliche Reinigung.

2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer



Der 2-Minuten-Timer und der 30-Sekunden-4-Quadranten-Timer leiten Sie durch alle Bereiche in der empfohlenen Putzzeit, sodass eine gründliche Reinigung gewährleistet wird.


G3 Premium Gum Care Bürstenkopf



Der G3 der Premium Gum Care-Bürstenkopf ist mit Gel umwickelt. Er absorbiert sanft übermäßigen Druck auf Ihr Zahnfleisch und Ihre

Zähne für ein optimales Reinigungserlebnis. Die Oberseite der Borsten ist abgerundet, und das Bogendesign wurde so gestaltet, dass die Kontaktfläche der Borsten vergrößert, das Zahnfleisch geschützt und effizient gereinigt werden.

5 Putzeinstellungen



Die Philips Sonicare Advanced Clean 6800 Series verfügt über 5 Putzprogramme für alle Ihre Putzanforderungen. Der Clean-Modus bietet eine außergewöhnliche tägliche Reinigung. Der Gum Pro-Modus mit dreifacher Frequenzumwandlung bietet Reinigung und Pflege auf einmal. Der Deep-Modus sorgt für eine belebende und gründliche Reinigung. Der Sensitive-Modus pflegt sanft empfindliches Zahnfleisch und saubere Zähne. Der White-Modus entfernt Verfärbungen effizient.

Easy-Start-Funktion



Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

Sonic electric toothbrush

Fortschrittliche Reinigung

HX3792/11

Daten

Leistung

Stromspannung: 5 V=

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 14 Tage

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Metallic-Schwarz

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Artikel enthalten

Ladegerät: 1 Ladegerät

Handstück: 1 Philips Sonicare Advanced Clean

Bürstenköpfe: 1 G3 Premium Gum Care

Reinigungsleistung

Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer

Druck-Feedback: Ring leuchtet orange an der Unterseite des Handstücks

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung (2 Minuten)

Deep Clean: Für eine belebende und gründliche

Reinigung (3 Minuten)

Weiß: Entfernt Verfärbungen an den Zähnen (2:30 Minuten)

Sensitive: Sanfte Reinigung des Zahnfleisches (2 Minuten)

Gum Pro: Außergewöhnlich saubere und sanfte Massage für das Zahnfleisch (3 Minuten)

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

