

PHILIPS

sonicare



Spazzolino elettrico
con SenseIQ

DiamondClean
Prestige 9900

Il nostro spazzolino più avanzato

SenseIQ rileva, adatta, cura

Testina All-in-One

App Sonicare basata su IA



HX9992/45

Una pulizia eccezionale su misura per te con SenseIQ

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 con tecnologia SenseIQ è il nostro spazzolino elettrico più avanzato. Dotato della nostra tecnologia sonora ottimizzata in modo intelligente, rileva i dati e adatta il funzionamento per offrirti un trattamento olistico, in modo da ottenere sempre il meglio.

Progettato su misura per te

- Design elegante e compatto

SenseIQ capisce sempre le tue esigenze

- Si adatta a te in tempo reale quando eserciti una pressione eccessiva
- Si prende cura di denti e gengive in modo intuitivo
- Feedback in tempo reale sulla tua pulizia
- Rileva il tuo stile di pulizia dei denti
- La tecnologia SenseIQ rileva, si adatta e si prende cura di te

Pulizia personalizzata senza compromessi

- Testina All-in-One per un'igiene orale completa
- Istruzioni personalizzate dall'app Philips Sonicare
- Pulizia sonora: il capolavoro di una pulizia efficace

Accessori di alta qualità

- Ricarica facile grazie al supporto e alla base dal design minimalista
- Custodia da viaggio Prestige con USB per portarlo ovunque con stile


DiamondClean Prestige 9900

Spazzolino elettrico con SenseIQ

HX9992/45


In evidenza

Tecnologia SenseIQ



Mentre spazzoli, la tecnologia SenseIQ rileva la pressione, il movimento, la copertura e molto altro fino a 100 volte al secondo. Quindi l'intensità viene adattata se si esercita una pressione eccessiva. L'intelligenza di SenseIQ elimina ogni incertezza dalle modalità di igiene orale, per una cura senza sforzi e una pulizia migliore nel tempo.

Testina Premium All-in-One



Pulizia senza compromessi con la testina Premium All-in-One A3. Il nostro miglior prodotto di sempre è dotato di setole angolate per rimuovere fino a 20 volte più placca anche nei punti più difficili da raggiungere*. Le punte triangolari rimuovono fino al 100% di macchie in più in meno di due giorni***. Le setole più lunghe puliscono in profondità per gengive fino a 15 volte più sane in appena due settimane**. Tutto questo senza cambiare testine. Sapevi che le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? La nostra funzione BrushSync™ ti ricorda quando è quasi giunto il momento della sostituzione.

Istruzioni personalizzate



L'app Philips Sonicare è basata sull'intelligenza artificiale e funziona in perfetta armonia con lo spazzolino. Usala per una pulizia con istruzioni in tempo reale su pressione, movimento, copertura, durata e frequenza. Visualizza i report di avanzamento per giorno, settimana, mese e anno. Ottieni consigli personalizzati e passaggi utili per una migliore pulizia dei denti. Nel frattempo, la sincronizzazione automatica mantiene aggiornati nell'app i dati sulla pulizia, anche se l'app non è al tuo fianco quando utilizzi lo spazzolino.

Rileva il tuo stile di pulizia dei denti



Durante la pulizia, Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 utilizza dei sensori per rilevare la pressione applicata, il movimento di pulizia e la copertura, fino a 100 volte al secondo. I sensori tengono inoltre sotto controllo la durata e la frequenza della pulizia.

Si adatta a te in tempo reale



La maggior parte di noi applica una pressione eccessiva durante la pulizia dei denti. Per questo motivo il nostro spazzolino regola automaticamente l'intensità quando premi con troppa forza. Inoltre, con l'app gratuita Philips

Sonicare, puoi ottenere istruzioni su misura e consigli personalizzati per portare la tua pulizia a un livello superiore.

Si prende cura della tua igiene orale




Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 è stato progettato in base alle tue esigenze. La sua tecnologia all'avanguardia è talmente in sintonia con te e facile da usare che quasi non la noti. Fortunatamente, i risultati sono evidenti.

Pulizia sonora collaudata



Rimuovi la placca con la tecnologia sonora: il nostro punto di riferimento per una pulizia efficace e delicata. Mentre spazzoli i denti, fino a 62.000 movimenti delle setole e un'azione fluida e dinamica consentono di pulire anche i punti più difficili da raggiungere, lasciando la bocca eccezionalmente fresca e pulita.

Feedback in tempo reale



Potresti non accorgerti di spazzolare con troppa forza o che lo sfregamento è eccessivo, ma lo spazzolino lo farà. L'anello luminoso all'estremità del manico ti ricorderà in modo discreto di ridurre la pressione o il movimento di sfregamento.


DiamondClean Prestige 9900

Spazzolino elettrico con SenseIQ

HX9992/45

In evidenza

Custodia da viaggio Prestige con USB



La custodia da viaggio elegante e compatta può essere inserita in qualsiasi borsa per la massima praticità quando sei lontano da casa. La custodia resistente è rivestita in morbida pelle di origine non animale. Inoltre, per una maggiore comodità, include una porta USB-C integrata e un cavo di ricarica USB per ricaricare facilmente lo spazzolino senza rimuoverlo dalla custodia.

Ricarica facile



Quando è il momento di ricaricare lo spazzolino, basta posizionarlo sulla base di ricarica; ideale per ammirare il design moderno del tuo spazzolino.

Elegante e compatto



Sonicare 9900 Prestige offre una tecnologia straordinaria in un design elegante e compatto. Lo spazzolino è più corto di 18 mm rispetto a DiamondClean ed è dotato di materiali di alta qualità che rendono questo eccezionale dispositivo accattivante e piacevole al tatto.

DiamondClean Prestige 9900

Spazzolino elettrico con SenseIQ

HX9992/45

Specifiche

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®: App per la pulizia denti connessa

Assorbimento

Alimentazione: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica):

Oltre 2 settimane****

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Blu notte

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Compatibilità

Compatibilità Android: Sistema operativo Android 8.0 o versione successiva

Compatibilità iOS: iPhone con iOS 13.0 o versione successiva

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: Indicatore icona illuminato

Manico: Design elegante e compatto, Controllo tattile perfetto

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Custodia da viaggio: Custodia di ricarica elegante e compatta, Pelle di origine non animale

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: L'icona del promemoria si illumina, per garantire sempre risultati ottimali

Accessori inclusi

Testine: 4 All-in-One Premium A3

Manico: 1 DiamondClean Prestige 9900

Custodia di ricarica USB Prestige: 1

Base di ricarica: 1

Cavo USB: 1

Prestazioni di pulizia

Benefici per la salute: Gengive fino a 15 volte più sane**

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Prestazioni: Rimuove fino a 20 volte più placca*

Effetto denti più bianchi: Fino al 100% di macchie in meno***

Timer: BrushPacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata: L'anello luminoso si illumina in viola, Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Feedback sullo sfregamento: L'anello si illumina

in colore ambra, Vibrazione del manico per avvertire l'utente, Opzione per accendere/spegnere dall'app

Supporto software

Aggiornamenti software: Philips offre i relativi aggiornamenti software per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

Tecnologia SenseIQ

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Sensore di spazzolamento: Guida per ridurre lo sfregamento

Sensore di posizione: Monitora la copertura dello spazzolino, per ogni sessione di pulizia

Mappa 3D del cavo orale: Indica le zone mancanti

Intensità adattiva: Regola il livello dell'intensità, quando viene applicata una pressione eccessiva

Intelligenza artificiale: Rileva e sincronizza la pulizia dei denti

App Sonicare con intelligenza artificiale

Istruzioni in tempo reale: Consigli personalizzati, Report sullo stato di avanzamento per giorno/mese/anno

Modalità personalizzabili: Clean, White+, Salute delle gengive, Deep Clean, Sensitive

