

PHILIPS

Personal Health

Higiena jamy ustnej





Do **20x** mniej
płytki bakteryjnej²⁾



Do **15x**
zdrowsze dziąsła³⁾



Do **100%**
mniej przebarwień⁴⁾

Poczuj soniczne doczyszczenie z Philips Sonicare!



Philips Sonicare to soniczna moc szczoteczki, która usuwa płytkę bakteryjną i do 100% przebarwień nawet w trudno dostępnych miejscach⁴

Optymalna liczba ruchów końcówki Philips Sonicare na minutę to unikalne połączenie:

- dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną
- szerokich ruchów wymiatających włókien końcówki, które skutecznie usuwają już rozbityą płytkę.

Poczuj moc mikrobąbelków wtłaczanych głęboko w przestrzeń międzyzębową, trudno dostępne miejsca oraz wzdłuż linii dziąseł, powstałych pod wpływem dynamicznych ruchów włókien Philips Sonicare.



Skuteczność doczyszczenia i delikatność dla dziąseł Philips Sonicare

zawdzięcza także samym końcówkom, których unikalny kształt oraz specjalistyczne włókna zostały zaprojektowane we współpracy z dentystami, co zapewnia lepsze pokrycie zęba i dotarcie do przestrzeni międzyzębowych.

Zaawansowana soniczna technologia czyszczenia Philips Sonicare to rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych.



**Numer 1 szczoteczka soniczna
rekomendowana przez higienistki
i dentystów na świecie⁵**



**Rezultaty udowodnione
w badaniach klinicznych**



30 lat doświadczenia w rozwoju
sonicznej technologii czyszczenia
Philips Sonicare

1) Od Philips Sonicare; Philips Sonicare Prestige 9900.

2) W porównaniu do szczoteczki manualnej z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie czyszczenia Clean

3) W porównaniu do szczoteczki manualnej; w ciągu 6 tygodni z końcówką A3 Premium.

4) W badaniu laboratoryjnym i w porównaniu do szczoteczki manualnej; w programie czyszczenia Clean. All-in-One; w programie czyszczenia Clean.

5) Na podstawie badania na próbie ponad 1800 dentystów i higienistek przeprowadzonego na przełomie 2020r. i 2021r. przez niezależne firmy badawcze w USA, Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie, Holandii, Australii, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i Słowacji.

Wyjątkowe czyszczenie dopasowane do Ciebie dzięki technologii SenseIQ

Nasza najbardziej zaawansowana szczoteczka zawsze rozumie Twoje potrzeby. Wyczuwa Twoją technikę szczotkowania i dopasowuje się do Ciebie w czasie rzeczywistym.



HX9992/42

Philips Sonicare Prestige 9900 Limited

Pierwsza szczoteczka, która dopasowuje się do Ciebie¹⁾ dzięki inteligentnej technologii SenseIQ

- wyczuwa,
- dopasowuje się,
- pielęgnuje

Do **100x na sekundę** wyczuwa Twoją technikę szczotkowania: ruch, siłę nacisku, stopień pokrycia, czas oraz częstotliwość. Dopasowuje pracę szczoteczki indywidualnie do Twojej techniki mycia zębów. Osiąga wyjątkowe rezultaty dzięki kompleksowej pielęgnacji dopasowanej do Ciebie.



Nowa aplikacja mobilna Philips Sonicare ze sztuczną inteligencją (AI)

Otrzymuj instruktaż oraz indywidualne wskazówki podczas szczotkowania w oparciu o zaawansowaną mapę jamy ustnej.



Intuicyjny przycisk OneTouch

Minimalistyczny design sprawia, że wystarczy jedno dotknięcie, aby zacząć szczotkowanie. Szczoteczka wyłączy się automatycznie.



Dowiedz się więcej



Szczoteczka soniczna **rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne²⁾**



Philips Sonicare Prestige 9900

Philips Sonicare Prestige 9900 Limited

Model	HX9992/11	HX9992/12	HX9992/42
Dane techniczne			
Inteligentna technologia SenseIQ	• Wyjątkowe rezultaty dzięki kompleksowej pielęgnacji dopasowanej do Ciebie		
Programy czyszczenia	5 (Clean, White+, Gum Care, Deep Clean+, Sensitive)		
Poziom intensywności	3 (niska, średnia, wysoka)		
Czujnik siły nacisku	• (Wibracje, Ring LED)		
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)	• (2 min / 20 sek.)		
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówek	•		
Aplikacja na telefon	• Szczegółowy raport z sesji mycia zębów, indywidualne porady podczas szczotkowania, mapa jamy ustnej 3D		
Aksesoria w zestawie	1x Zaawansowana końcówka All-in-One, Eleganckie etui podróżne z funkcją ładowania USB, Stylowa podstawa ładująca		2x Zaawansowana końcówka All-in-One, Limitowana edycja etui podróżnego z funkcją ładowania USB, Stylowa podstawa ładująca
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu		
Nazwa końcówek	A3 Premium All-in-One		
Zasilanie	Akumulatorowe		

1) Od Philips Sonicare; Philips Sonicare Prestige 9900; dopasowuje pracę szczoteczki

2) Philips Sonicare szczoteczki soniczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Czystsze zęby i zdrowsze dziąsła

Szczoteczka soniczna z aplikacją

Najbardziej zaawansowana soniczna technologia czyszczenia Philips Sonicare to wyjątkowo skuteczne czyszczenie i delikatność dla dziąseł, za każdym razem.

HX9917/89 Philips DiamondClean Smart 9400



Zdrowe nawyki z aplikacją mobilną

Szczoteczka Soniczna DiamondClean Smart 9400 zapewnia wskazówki dotyczące poprawy i utrzymania zdrowych nawyków mycia zębów. Po połączeniu z aplikacją w telefonie raport postępu pomoże Ci śledzić i kontrolować rozwój w dbaniu o higienę jamy ustnej.

4 programy, 3 poziomy intensywności

Wybierz najlepszą kombinację programu i intensywności. Regulacja intensywności czyszczenia dopasowana do Twoich potrzeb. Wybierz łagodniejszy lub mocniejszy poziom intensywności z trzech dostępnych opcji: niski, średni lub wysoki. Wybór programu zapewnia dokładne czyszczenie. Clean - dla wyjątkowej czystości na co dzień
White+ - dla bielszych zębów (usuwa przebarwienia)
Gum Health - dla zdrowszych dziąseł
Deep Clean+ - dla głębokiego czyszczenia

Elegancka szklanka z funkcją ładowania indukcyjnego

Wystarczy umieścić szczoteczkę w eleganckiej szklance a natychmiast zacznie się ładować. Indukcyjna szklanka ładująca zapewnia estetyczny wygląd oraz komfort użytkowania.

Czujnik siły nacisku Ring LED



2 pack



Dowiedz się
więcej

Philips Sonicare Diamond Clean Smart 9400

Philips Sonicare Diamond Clean 9000



Model	HX9917/89 HX9917/88	HX9911/09 HX9911/27 HX9911/94	Zestaw szczoteczek sonicznych HX9914/57
Dane techniczne			
Programy czyszczenia	4 (Clean, White+, Gum Care, Deep Clean+)	4 (Clean, White+, Gum Care, Deep Clean+)	
Poziom intensywności	3 (niska, średnia, wysoka)	3 (niska, średnia, wysoka)	
Czujnik siły nacisku	• (Wibracje, Ring LED)	• (Wibracje, Migająca ikona wymiany końcówki)	
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)	• (2 min / 20 sek.)	• (2 min / 20 sek.)	
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki	•	•	
Aplikacja na telefon	• Szczegółowy raport z sesji mycia zębów przy włączonej aplikacji	• Szczegółowy raport z sesji mycia zębów przy włączonej aplikacji	
Akcesoria w zestawie	Stylowe etui podróżne z funkcją ładowania USB Stylowa szklanka z funkcją ładowania Zapasowa końcówka A3 Premium All-in-One	Stylowe etui podróżne z funkcją ładowania USB Stylowa szklanka z funkcją ładowania	Stylowe etui podróżne z funkcją ładowania USB Stylowa szklanka z funkcją ładowania 2x DiamondClean 9000 2x końcówki C3 Premium Plaque Defense
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu	
Nazwa końcówek	A3 Premium All-in-One, G3 Premium Gum Care	C3 Premium Plaque Defence	
Zasilanie	Akumulatorowe	Akumulatorowe	

Czystsze zęby i zdrowsze dziąsła

Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Zacznij dobrze każdy dzień dzięki zaawansowanej technologii Sonicare, która dba o zdrowie jamy ustnej oraz biel Twoich zębów. Połączenie z aplikacją zapewnia śledzenie nawyków oraz porady, co ułatwia dbanie o dziąsła.

HX9911/88 Philips Sonicare DiamondClean 9000 Edycja limitowana



Mycie zębów zaprojektowane z myślą o Tobie

Szczoteczka DiamondClean 9000 Special Edition ma 4 programy czyszczenia: Clean, White+, Gum Health i Deep Clean+, które zaspokoją Twoje potrzeby w zakresie szczotkowania. Trzy poziomy intensywności umożliwiają wybór wyższego lub niższego ustawienia w celu zwiększenia efektu lub w przypadku bardziej wrażliwych jam ustnych.

Technologia BrushSync automatycznie wybiera najlepszy program czyszczenia dla Ciebie

Gdy używasz końcówki szczoteczki C3 Premium Plaque Control, technologia BrushSync szczoteczki DiamondClean 9000 Special Edition automatycznie zsynchronizuje końcówkę szczoteczki z programem czyszczenia, aby pomóc w usuwaniu płytki nazębnej.

Zacznij już teraz i zadбай o zdrowie swojej jamy ustnej

Aplikacja mobilna Philips Sonicare zapewnia wskazówki dotyczące poprawy i utrzymania zdrowych nawyków mycia zębów. Inteligentne czujniki poinformują Cię, gdy będziesz naciskał zbyt mocno, a po połączeniu z aplikacją w telefonie raport postępu pomoże Ci śledzić i kontrolować postępy w dbaniu o higienę jamy ustnej.



Dowiedz się
więcej



Philips Sonicare DiamondClean 9000 Edycja limitowana

Model	HX9911/84	HX9911/88
Dane techniczne		
Programy czyszczenia	4 (Clean, White+, Gum health, Deep Clean+)	
Poziom intensywności	3 (niska, średnia, wysoka)	
Czujnik siły nacisku	• (Wibracje, Migająca ikona wymiany głowki)	
Quadpacer - zaawansowany timer	• (2 min / 20 sek.)	
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki	•	
Aplikacja na telefon	• Szczegółowy raport z sesji mycia zębów przy włączonej aplikacji	
Akcesoria w zestawie	1x końcówka Premium Plaque Control, Etui podróżne, Podstawa ładująca	
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu	
Nazwa końcówek	C3 Premium Plaque Control	
Zasilanie	Akumulatorowe	

NOWOŚĆ


Nowa generacja soniczności od Philips Sonicare!

Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Zacznij dobrze każdy dzień dzięki zaawansowanej technologii Sonicare, która dba o zdrowie jamy ustnej oraz biel Twoich zębów. Połączenie z aplikacją zapewnia śledzenie nawyków oraz porady, co ułatwia dbanie o dziąsła.



HX7420/01 Philips Sonicare seria 7100



Innowacyjny napęd

Innowacyjny, unikalny, laserowo zespojony napęd zapewnia precyzję, cichą pracę i trwałość.




Długi czas pracy

Aż do 21 dni pracy szczoteczki na pełnym naładowaniu.



Czujnik optyczny

Unikalny, ultra wrażliwy czujnik optyczny kontroluje siłę nacisku dla pewności, że za każdym razem skutecznie, ale bezpiecznie doczyszczasz zęby.



Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna Philips Sonicare zapewnia wskazówki dotyczące poprawy i utrzymania zdrowych nawyków mycia zębów. Inteligentne czujniki poinformują Cię, gdy będziesz naciskał zbyt mocno, a po połączeniu z aplikacją w telefonie raport postępu pomoże Ci śledzić i kontrolować postępy w dbaniu o higienę jamy ustnej.



Dowiedz się więcej



Philips Sonicare seria 7100

Philips Sonicare seria 6500

Model	HX7420/02	HX7420/01 HX7421/01	HX7410/02	HX7411/02
Dane techniczne				
Program czyszczenia	3 (Clean, Sensitive, White)		3 (Clean, Sensitive, White)	
Poziom intensywności	3 (niska, średnia, wysoka)		3 (niska, średnia, wysoka)	
Czujnik siły nacisku	• (optyczny czujnik siły nacisku - ring LED)		• (optyczny czujnik siły nacisku - ring LED)	
Aplikacja mobilna	• (Szczegółowy raport z sesji mycia zębów przy włączonej aplikacji)		• (Szczegółowy raport z sesji mycia zębów przy włączonej aplikacji)	
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)	(2 min / 30 sek.)		(2 min / 30 sek.)	
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki	•		•	
Aksesoria w zestawie	2x końcówka G3 1x Etui podróżne z funkcją ładowania	1x końcówka G3 1x Etui podróżne z funkcją ładowania	1x końcówka S2 1x końcówka W2 1x Etui podróżne	1x końcówka S2 1x Etui podróżne z funkcją ładowania
Czas pracy baterii	21 dni		21 dni	
Nazwa końcówek	G3 Premium Gum Care (Zdrowie dziąseł)		S2 Sensitive (wrażliwe zęby i dziąsła) W2 Optimal White (Usuwanie przebarwień)	S2 Sensitive (wrażliwe zęby i dziąsła)
Zasilanie	Akumulatorowe		Akumulatorowe	

NOWOŚĆ

Nowa generacja soniczności od Philips Sonicare!

Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Zacznij dobrze każdy dzień dzięki zaawansowanej technologii Sonicare, która dba o zdrowie jamy ustnej oraz biel Twoich zębów.

HX7406/02 Philips Sonicare seria 6100



Innowacyjny napęd

Innowacyjny, unikalny, laserowo zespoiony napęd zapewnia precyzję, cichą pracę i trwałość.



Długi czas pracy

Aż do 21 dni pracy szczoteczki na pełnym naładowaniu.



Czujnik optyczny

Unikalny, ultra wrażliwy czujnik optyczny kontroluje siłę nacisku dla pewności, że za każdym razem skutecznie, ale bezpiecznie doczyszczasz zęby.

nowość



nowość



2 pack

nowość



nowość



nowość



nowość



2 pack

nowość



Philips Sonicare seria 6100

seria 5500


Philips Sonicare seria 5300

Model	HX7400/01 HX7406/01	HX7406/02	HX7119/01	HX7101/01 HX7103/01 HX7108/01	HX7101/02	HX7101/03 HX7108/03	HX7109/01
Dane techniczne							
Program czyszczenia	2 (Clean, Sensitive)		2 (Clean, White)		1 (Clean)		
Poziom intensywności	3 (niska, średnia, wysoka)		2 (niska, wysoka)		2 (niska, wysoka)		
Czujnik siły nacisku	• (optyczny czujnik siły nacisku - ring LED)		• (Wibracje)		• (Wibracje)		
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)	(2 min / 30 sek.)		(2 min / 30 sek.)		(2 min / 30 sek.)		
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki	•		•		•		
Akcesoria w zestawie	1x końcówka S2	1x końcówka S2 1x Etui podróżne	2x końcówka W2 2x Etui podróżne 2x szczoteczka	1x końcówka W2	1x końcówka W2 Etui podróżne	2x końcówka W2 Etui podróżne	2x końcówka W2 2x Etui podróżne 2x szczoteczka
Czas pracy baterii	21 dni		21 dni		21 dni		
Nazwa końcówek	S2 Sensitive (wrażliwe zęby i dziąsła)		W2 Optimal White (Usuwanie przebarwień)		W2 Optimal White (Usuwanie przebarwień)		
Zasilanie	Akumulatorowe		Akumulatorowe		Akumulatorowe		

Pożegnaj ręczną szczoteczkę Przywitaj technologię soniczną

Do 3 razy lepsze usuwanie płytki nazębnej¹⁾

HX3671/13 Philips Sonicare 3100




Usuwanie płytki nazębnej

Dowiedziano klinicznie, że elektryczna szczoteczka Philips Sonicare 3100 z zaawansowaną technologią soniczną oraz końcówką C1 ProResults usuwa do 3 razy więcej płytki nazębnej niż manualna szczoteczka do zębów. Usuwa płytkę nazębną z zębów i wzdłuż linii dziąseł.



Czujnik siły nacisku

Wbudowany czujnik siły nacisku automatycznie reaguje, gdy zbyt mocno dociskasz szczoteczkę do zębów, ostrzega i redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku. 7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby.



Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i QuadPacer

Zegar SmarTimer odliczający 2 minuty i QuadPacer odliczający 30 sekund wskazują zalecany czas czyszczenia poszczególnych obszarów jamy ustnej.



Dowiedz się
więcej



Model	Philips Sonicare 3100			Philips Sonicare 2100
	HX3671/11 HX3671/13 HX3671/14	HX3673/11 HX3673/13 HX3673/14	Zestaw szczoteczek HX3675/13 HX3675/15	HX3651/13
Dane techniczne				
Programy czyszczenia		1 (Clean)		1 (Clean)
Poziom intensywności		1 (standardowa)		1 (standardowa)
Czujnik siły nacisku		• (Wibracje)		
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)		• (2 min / 30 sek.)		• (2 min / 30 sek.)
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki		•		
Akcesoria w zestawie	Kabel USB Etui podróżne*		2x Sonicare 3100 2x Standardowa ładowarka 2x końcówka C1 ProResult	Kabel USB
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu			Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu
Nazwa końcówek	C1 ProResults			C1 ProResult
Zasilanie	Akumulatorowe			Akumulatorowe

1) W porównaniu do szczoteczki manualnej — zdrowsze zęby i dziąsła

*W zestawie dla modeli HX3673/11, HX3673/13, HX3673/14

Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie

Sposób na wyrobienie zdrowych nawyków szczotkowania na całe życie


Szczoteczka Philips Sonicare For Kids z funkcją Bluetooth współpracuje z interaktywną aplikacją, która pomaga dzieciom lepiej i dłużej szczotkować zęby. Dzieci świetnie się bawią, ucząc się prawidłowych technik czyszczenia zębów, które zapamiętają na całe życie.



HX6352/42 Philips Sonicare For Kids

Szczoteczka przyszości

Szczoteczka ma wbudowany moduł Bluetooth, dzięki czemu może łączyć się z aplikacją mobilną na smartfonie lub tablecie. Dziecko poznaje interaktywnego bohatera aplikacji- Sparkly'ego, który uczy jak prawidłowo myć zęby i motywuje najmłodszych do efektywnego dbania o higienę jamy ustnej i zdrowie zębów. Dzięki stworkowi i aplikacji dzieci uczą się zdrowych nawyków przez zabawę, a rodzice mogą sprawdzić postępy swoich pociech w panelu rodzica.



Dobre nawyki od dziecka

Dzieci używające szczoteczki Philips Sonicare For Kids myją zęby dokładniej, dłużej i bardziej regularnie, dzięki bezpłatnej aplikacji edukacyjnej z sympatycznym bohaterem. Codzienne szczotkowanie stanie się ogromną frajdą i zdrowym nawykiem na całe życie.



Skuteczność czyszczenia

Szczoteczka odmierzy 2 minuty zalecane przez dentystów, a co 30 sekund zawibruje, przypominając o przejściu do kolejnej ćwiartki.



Dowiedz się
więcej



8 różnych naklejek pozwala dziecku na zmianę wyglądu szczoteczki, tak często jak ma na to ochotę.



For Kids

Model	HX6352/42 HX6322/04
Dane techniczne	
Programy czyszczenia	1 (Clean)
Poziom intensywności	2 (niska, standardowa)
Czujnik siły nacisku	• (Wibracje)
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)	• (2 min / 30 sek.)
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówek	•
Aplikacja na telefon	• Interaktywna aplikacja, która pomaga dzieciom lepiej i dłużej szczotkować zęby
Akcesoria w zestawie	2 końcówki (dla dzieci 3+ oraz 7+), Standardowa ładowarka, 8 kolorowych naklejek
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu
Nazwa końcówek	Sonicare for Kids Standard, Sonicare for Kids Mini
Zasilanie	Akumulatorowe

Usuwa do 99% płytki nazębnej* w czyszczonych obszarach

4 programy czyszczenia i 10 poziomów Philips Sonicare Power Flosser 7000 to nowy poziom czystości przestrzeni międzyzębowych.



HX3911/40

Philips Sonicare Power Flosser 7000



4 programy czyszczenia, 10 poziomów intensywności

Program Clean wykorzystuje ciągły przepływ wody do doskonałego codziennego czyszczenia; Deep Clean wykorzystuje pulsacje wody do dokładniejszego czyszczenia; Program Sensitive jest wyjątkowo delikatny dla wrażliwych dziąseł; Program Massage łagodzi i stymuluje linię dziąseł. Poziom intensywności można wygodnie dostosować.



Łatwy do napełnienia zbiornik o pojemności 600 ml

Pojemność zbiornika 600 ml wystarcza na zalecane 60-sekundowe czyszczenie***. Aby uzupełnić, po prostu wyjmij, napełnij i ponownie wciśnij.



Magnetyczna stacja dokująca

Po zakończonym czyszczeniu, rączkę można po prostu odłożyć do magnetycznej stacji dokującej. Uchwyt automatycznie przełącza się z paazy na wyłączenie.



Dowiedz się
więcej



F3 Quad Stream nozzle HX3062/00

Aby uzyskać optymalne i dokładne czyszczenie, użyj nasadki Quad Stream, która koncentruje wodę w czterech szerokich strumieniach między zębami i wzdłuż linii dziąseł.



F1 Standard nozzle HX3042/00

Użyj uniwersalnej nasadki do regularnego czyszczenia. Wykorzystuje ona pojedynczy strumień wody do usuwania zanieczyszczeń i dokładnego czyszczenia pomiędzy zębami.



Philips Sonicare Power Flosser 7000

HX3911/40

Model	HX3911/40
Dane techniczne	
Programy czyszczenia	4 (Clean, Deep Clean, Sensitive, Massage)
Poziom intensywności	10 (wysoki poziom personalizacji)
Technologia QuadStream	Końcówka Quad Stream rozdziela strumień wody na 4 strumienie, które pokrywają większy obszar między zębami i wzdłuż linii dziąseł
Technologia Pulse Wave	Delikatne impulsy wody prowadzą od zęba do zęba w programie dokładnego czyszczenia
Zbiornik na wodę	600 ml (wystarcza na zalecane 60-sekundowe czyszczenie)
Akcesoria w zestawie	4 końcówki (2x F1 Standard, 2x F3 Quad Stream) Etui na końcówki
Nazwa końcówek	F3 Quad Stream nozzle HX3062/00 F1 Standard nozzle HX3042/00
Zasilanie	Sieciowe




Usuwa do 99% płytki nazębnej* w czyszczonych obszarach

Nowy standard w czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych

Zaprojektowany, aby łatwo i szybko zapewnić głębokie czyszczenie w przestrzeniach pomiędzy zębami oraz wzdłuż linii dziąseł dla zdrowszego uśmiechu na lata.

**W badaniu in vitro. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych.*


HX3826/31 Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000



Technika niewymagająca wysiłku

Wystarczy skierować i nacisnąć, aby uzyskać skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami.

Skieruj końcówkę między zęby wzdłuż linii dziąseł i pozwól, aby urządzenie zajęło się tym samo! Pełne i dokładne czyszczenie już w 60 sekund¹



Technologia QuadStream

Unikalna końcówka QuadStream w kształcie litery X rozdziela strumień wody na 4 strumienie, które pokrywają większy obszar między zębami i wzdłuż linii dziąseł. Szybsze, dokładniejsze czyszczenie bez użycia nici dentystycznych.

Do **8x większy** obszar czyszczenia dzięki zaawansowanej technologii QuadStream²



Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba

Zaawansowana technologia PulseWave wykorzystuje krótkie pulsacje, aby prowadzić Cię od zęba do zęba dla pełnego czyszczenia.



Dowiedz się więcej



F3 Quad Stream nozzle HX3062/00

Aby uzyskać optymalne i dokładne czyszczenie, użyj nasadki Quad Stream, która koncentruje wodę w czterech szerokich strumieniach między zębami i wzdłuż linii dziąseł.



F1 Standard nozzle HX3042/00

Użyj uniwersalnej nasadki do regularnego czyszczenia. Wykorzystuje ona pojedynczy strumień wody do usuwania zanieczyszczeń i dokładnego czyszczenia pomiędzy zębami.



Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000

Model	HX3826/31	HX3826/33
Dane techniczne		
Programy czyszczenia	2 (Clean, DeepClean)	
Poziom intensywności	3 (niska, średnia, wysoka)	
Technologia QuadStream	Końcówka Quad Stream rozdziela strumień wody na 4 strumienie, które pokrywają większy obszar między zębami i wzdłuż linii dziąseł	
Technologia Pulse Wave	Delikatne impulsy wody prowadzą od zęba do zęba w programie dokładnego czyszczenia	
Zbiornik na wodę	250 ml (wystarcza na zalecane 60-sekundowe czyszczenie)	
Akcesoria w zestawie	2 końcówki (F1 Standard, F3 Quad Stream) Torba podróżna Ładowarka	
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu	
Nazwa końcówek	F3 Quad Stream nozzle HX3062/00 F1 Standard nozzle HX3042/00	
Zasilanie	Akumulatorowe	

1) W programie czyszczenia Clean.

2) porównaniu do zwykłej końcówki i wiodącego konkurenta; w badaniu in-vitro; indywidualne rezultaty mogą się różnić.

*Philips Sonicare irygatory rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Jeszcze lepsze dopasowanie do potrzeb dzięki specjalistycznym końcówkom



A3 Premium All-in-One. Jedna końcówka. Kompleksowa pielęgnacja.

HX9092/87 - 2 szt. białe
HX9092/87 - 2 szt. czarne

HX9094/87 - 4 szt. białe
HX9094/88 - 4 szt. czarne

nowość


Nasza najbardziej zaawansowana
końcówka do kompleksowej pielęgnacji:



Do 20x mniej płytki bakteryjnej, także
w trudno dostępnych miejscach,⁶⁾ dzięki
włóknom nachylnym pod odpowiednim kątem



Do 15x zdrowsze dziąsła⁷⁾ dzięki odpowiednio
dłuższym i elastycznym włóknom bocznym



Do 100% mniej przebarwień⁸⁾
dzięki trójkątnemu przekrojowi włókien



Końcówka Philips Sonicare A3 Premium All-in-One
pasuje do wszystkich szczoteczek Philips Sonicare*

*Z wyjątkiem szczoteczek dla dzieci Philips Sonicare For Kids



Usuwanie płytki
bakteryjnej

C3 Premium Plaque Defence Do 10x mniej płytki bakteryjnej⁹⁾



HX9042/87 - 2 szt. białe
HX9044/87 - 4 szt. białe
HX9042/88 - 2 szt. czarne
HX9044/88 - 4 szt. czarne

C1 ProResults Standard Do 2x mniej płytki bakteryjnej⁹⁾



HX6012/87 - 2 szt. białe
HX6014/87 - 4 szt. białe

⁶⁾ W porównaniu do szczoteczki manualnej z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie czyszczenia Clean. ⁷⁾ W porównaniu do szczoteczki manualnej; w ciągu 6 tygodni z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie czyszczenia Clean. ⁸⁾ W badaniu laboratoryjnym i w porównaniu do szczoteczki manualnej; w programie czyszczenia Clean. ⁹⁾ Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Clean. ¹⁰⁾ Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Gum Health w porównaniu do szczoteczki manualnej; na podstawie wskaźnika krwawień dziąseł (GBI).



Zdrowsze dziąsła

G3 Premium Gum Care

Do 7x zdrowsze dziąsła
już w 2 tygodnie¹⁰⁾



HX9052/87 - 2 szt. białe
HX9054/87 - 4 szt. białe
HX9054/88 - 2 szt. czarne
HX9054/88 - 4 szt. czarne



Usuwanie przebarwień

W2 Optimal White

Do 100% mniej przebarwień
już po 7 dniach¹²⁾



HX6062/87 - 2 szt. białe
HX6064/87 - 4 szt. białe
HX6064/88 - 4 szt. czarne



Specjalistyczne

Sensitive (S2)

Delikatne i skuteczne czyszczenie
wrażliwych zębów i dziąseł¹⁴⁾



HX6052/87 - 2 szt. białe
HX6054/87 - 4 szt. białe

Tylko oryginalne końcówki to gwarancja najlepszych rezultatów oraz bezpieczeństwo dla dziąseł i zębów

Dla najlepszych efektów ważna jest wymiana końcówek
regularnie **co 3 miesiące** zgodnie z rekomendacją dentysty
(w przypadku aparatów ortodontycznych zaleca się nawet
częstszą wymianę)

O wymianie końcówki przypomni:


- Podświetlona ikona na szczoteczce
(technologia BrushSync wykrywa stopień zużycia końcówki)
- Blaknące niebieskie włókna końcówki

Pamiętaj

- Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki
pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację
- Wszystkie końcówki Philips Sonicare są w pełni
kompatybilne z każdą szczoteczką Philips Sonicare

For Kids

Usuwa do 75% więcej płytki
bakteryjnej w trudno dostępnych
miejscach w porównaniu
do szczoteczki manualnej dla dzieci¹⁵⁾



HX6032/90 (wiek 3+) - 2 szt. białe
HX6034/90 (wiek 3+) - 4 szt. białe
HX6042/90 (wiek 7+) - 2 szt. białe
HX6044/90 (wiek 7+) - 4 szt. białe

¹¹⁾ W porównaniu do szczoteczki manualnej; z końcówką W3 Premium White w programie czyszczenia White+ z użyciem wiodącej pasty wybielającej.

¹²⁾ Dotyczy usuwania przebarwień powierzchniowych ze szczoteczką Philips Sonicare w trybie White+ z użyciem wiodącej pasty wybielającej. ¹³⁾ 8 godzin świeżego oddechu. Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Tongue Care. ¹⁴⁾ Z rączką Philips Sonicare. ¹⁵⁾ Z rączką Philips Sonicare For Kids.



www.philips.pl