

PHILIPS

sonicare



ソニックケア ダイヤモンドクリーン9000

Philips Sonicare
DiamondClean 9000

音波テクノロジーによる3つの働き
歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ

ソニックケアアプリ

4モード、3段階強さ設定



HX9911/14

その歯の輝き、まるでダイヤモンド

歯垢除去力とステイン除去を兼ね備えたモデル

18年連続日本の歯科医・歯科衛生士が最も使用している*¹電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニックケアのプレミアムシリーズ「ダイヤモンドクリーン9000」に歯垢・ステイン除去効果はそのままに、アクセサリーをシンプルにしたモデルが登場いたします。プレミアムオールインワンブラシヘッドを搭載し、手磨きの最大20倍の歯垢除去*²、2日間で最大2倍のステイン除去*³、2週間で歯ぐきの健康を推進する*⁴ことをこれ一本で可能としました。*¹ POHC 2025 Dental Professional Tracking Research 調べ、*² 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/フィリップス調べ *³ プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/当社調べ/実際の口内では異なる場合があります *⁴ クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

ブラッシングをより手軽に

- ・ 過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング
- ・ 4つのモード、3段階の強さ設定で多様なブラッシングニーズに対応
- ・ ソニックケアアプリ・プログレスレポートで歯磨き習慣をサポート

ライフスタイルに合った設計

- ・ こだわりの一品
- ・ ブラシヘッド交換時期をわかりやすくランプでお知らせ
- ・ 長寿命のバッテリー

ソニックケアの卓越した使い心地

- ・ 歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍*²
- ・ 音波テクノロジーによる3つの働き

Philips Sonicare DiamondClean 9000

ソニックアーク ダイヤモンドクリーン9000

HX9911/14

特長

歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ




プレミアムオールインワンブラシヘッドは、歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチし、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、屈みにくい場所にもしっかり届きます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン（着色汚れ）を除去します^{*3}。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与え、2週間で歯ぐきの健康を推進します^{*4}。^{*2} 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/フィリップス調べ、^{*3}プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/当社調べ/実際の口内では異なる場合があります ^{*4} クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

音波テクノロジーによる3つの働き



ソニックアークは、毎分約31,000ストローク^{*}の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。^{*}フィリップス調べ

過圧防止センサー機能




過圧防止センサーは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ブラシにかけられた圧力が強いとハンドルに内蔵されたセンサーが感知した場合、ハンドルの振動が変化して知らせ、ブラシ圧を弱めてブラッシングするよう促してくれます。

4つのモード、3段階の強さ設定



ダイヤモンドクリーン 9000 には、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディーブクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。


ソニックアークアプリ



ハンドルとアプリがBluetooth[®]^{*6}でペアリングし、毎日の歯磨きを記録します。磨いた回数や時間、ブラッシングの強さなどをスマートフォンの画面で確認でき、より良いブラッシングへとサポートします。歯磨きする際にスマホを持っていく必要はなく、時間があるときにアプリを開けばハンドルで記録した内容がアプリに反映されます。


^{*6} Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

プレミアムなデザインとアクセサリー




洗練されたスリムなデザインの充電用スタンドを含め、細部にわたってフィリップスの専任デザイナーとエンジニアがこだわりぬいた電動歯ブラシです。付属の充電トラベルケースは、外出先で歯ブラシをしっかり保護します。

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。

長寿命のバッテリー



ダイヤモンドクリーン 9000 は、一度の満充電で約2週間使用できます。（2分間のブラッシングを1日2回使用した場合）

Philips Sonicare DiamondClean 9000

ソニックケア ダイヤモンドクリーン9000

HX9911/14

仕様

強さ

強: ブラッシングを強化
中: 毎日の歯みがきに
弱: 敏感な歯と歯ぐき用

電源

対応電圧: 100-240 V

仕様

使用時間: 14 日間
バッテリー: 充電式
バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー
エネルギー消費: スタンバイ（ディスプレイオフ）
< 0.11W

デザインと仕上げ

色: ブラック

サービス

本体保証: 2年間保証
ソフトウェアサポート: 関連するソフトウェア更新
のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から
2 年。

互換性

Android:** Bluetooth 4.0 以降に対応した
Android スマートフォン
Bluetooth ワイヤレステクノロジー: ソニックケア
アプリに接続
iOS*:** Bluetooth 4.0 以降に対応した iPhone

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラ
シヘッド
充電表示ランプ: ランプでバッテリー残量を表示
ハンドル: スリムでコンパクトなデザイン
タイマー: ペーサー機能とスマートタイマー機能

内容・付属品

ハンドル: ダイヤモンドクリーン 9000 1 本
ブラシヘッド: A3 オールインワン 1 本
トラベルケース: トラベルケース 1 個
充電器: 充電ベースとスタンド 1 個

洗浄性能

歯垢の除去: 20 倍効果的*
ガムヘルス: 最大約 15 倍健康的な歯ぐき**
ステイン除去: 最大で 2 倍のステインを除去***
ブラシ振動数: 約 31,000 ストローク/分

モード

クリーン: 歯をキレイに
ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら
歯垢を掻き出す
ガムヘルス: 歯ぐきをやさしく刺激
ホワイトプラス: 表面のステイン（着色汚れ）を除
去

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー機能: 振動とパルス音
ブラシヘッド交換お知らせ機能: ブラシヘッドの交
換時期をお知らせ

ソニックケアアプリ

毎日の歯磨き記録: ブラッシングパターンを経時的
に監視し、口腔衛生の状態を良好に維持します。

** Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、
Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke
Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマ
ークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録
商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
*** AndroidはGoogle Inc.の商標です。
**** Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、アメリカお
よびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
***** 満充電後、目安として2分間のブラッシングを1日2回
使用した場合

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips
N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-07-25
バージョン: 3.3.2

EAN: 87 20689 04690 9

www.philips.com