

PHILIPS

sonicare



Power-tannbørste
med SenseIQ

DiamondClean
Prestige 9900

Vår mest avanserte tannbørste
SenseIQ registrerer og bryr seg
Alt-i-ett-børstehode
AI-drevet Sonicare-app



HX9992/43

Eksepsjonell pleie tilpasset deg med SenseIQ

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 med SenseIQ-teknologi er vår mest avanserte elektriske tannbørste. Den forbedrer vår anerkjente soniske teknologi med intelligens, følsomhet og tilpasning for holistisk pleie, slik at du alltid får en ordentlig tannpuss.

Designed around you

- Slank og kompakt design

Få det riktig hver gang med SenseIQ

- Tilpasser seg deg i sanntid når du pusser tennene for hardt
- Tar hensyn til tenner og tannkjøtt på en intuitiv måte
- Tilbakemeldinger i sanntid om pussingen
- Registrerer pussestilen din
- SenseIQ-teknologien registrerer, tilpasser seg og bryr seg

Personlig tannpussing uten kompromiss

- Alt-i-ett-børstehode for komplett pleie
- Personlig veiledning fra Philips Sonicare-appen
- Sonisk pussing: toppklassen innen effektiv rengjøring

Førsteklasses tilbehør

- Enkel lading med den minimalistiske basen
- Prestige-reiseveske med USB som du kan ta med deg overalt

DiamondClean Prestige 9900

Power-tannbørste med SenseIQ

HX9992/43


Høydepunkter

SenseIQ-teknologi



Når du pusser tennene, registrerer SenseIQ-teknologien trykk, bevegelse, dekning med mer opptil 100 ganger i sekundet. Den tilpasser deretter intensiteten hvis du trykker for hardt. Intelligensen til SenseIQ gjør at du slipper å gjette deg frem når det gjelder pussemodi, slik at du kan oppleve problemfri og bedre pussing over tid.

Førsteklasses alt-i-ett-børstehode



Puss tennene uten kompromiss med A3 Premium alt-i-ett-børstehodet. Vår verdensener har vinklede børstehår for å bidra til å fjerne opptil 20 ganger mer plakk, selv på steder som er vanskelige å nå*. Trekantformede børstehår fjerner opptil 100 % flere flekker på mindre enn to dager***. Og lange børstehår rengjør dypt for tannkjøtt som er opptil 15 ganger sunnere på bare to uker**. Alt dette uten å bytte børstehoder. Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneders bruk? BrushSync™-funksjonen vår kan minne deg på når det snart er på tide å bytte den ut.

Tar vare på tannhelsen din



Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 er utformet for deg. Den avanserte teknologien er så brukervennlig at du knapt oppfatter at den er der. Heldigvis sier resultatene noe helt annet.

Personlig veiledning



Philips Sonicare-appen drives av kunstig intelligens og fungerer i perfekt harmoni med tannbørsten. Bruk den til å pusse med sanntidsveiledning om trykk, bevegelse, dekning, varighet og frekvens. Vis fremdriftsrapporter etter dag, uke, måned og år. Få personlige anbefalinger og tiltak for å forbedre pusseteknikken. I mellomtiden holder automatisk synkronisering børstedata oppdatert i appen, selv når du ikke børster med appen ved siden av deg.

Registrerer pussestilen din



Mens du pusser tennene, bruker Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 sensorer til å registrere trykket du bruker, pussebevegelsen og dekningsområdet opptil 100 ganger per sekund. Sensorene registrerer også hvor lenge og hvor ofte du pusser.

Tilpasser seg deg i sanntid




De fleste av oss bruker for mye kraft under pussingen. Derfor justerer tannbørsten intensiteten automatisk når du trykker for hardt. Og med den gratis Philips Sonicare-appen kan du få skreddersydd veiledning og personlige anbefalinger for å løfte pussingen din til neste nivå.

Bevist sonisk pussing



Børst bort plakk med sonisk teknologi – vår standard for effektiv og skånsom rengjøring. Mens du børster vil opptil 62 000 børstebevegelser og dynamiske væskebevegelser hjelpe deg med å rengjøre områder som er vanskelige å nå, slik at munnen din føles usedvanlig frisk og ren.

Tilbakemelding i sanntid



Du legger kanskje ikke merke til det når du pusser for hardt eller begynner å skrubbe, men tannbørsten din gjør det. Lysringen på enden av håndtaket minner deg forsiktig om å lette trykket eller endre skrubbebevegelsen.

DiamondClean Prestige 9900

Power-tannbørste med SenselQ

HX9992/43

Høydepunkter

Prestige-reiseveske med USB



Den elegante og kompakte reisevesken kan enkelt tas med når du er borte fra hjemmet. Den slitesterke vesken er innpakket i mykt, veganvennlig skinn. Og for å gjøre det ekstra praktisk har den en integrert USB-C-inngang og en USB-ladekabel, slik at du enkelt kan lade tannbørsten uten å ta den ut av vesken.

Enkel lading



Når det er på tide å lade tannbørsten, plasserer du den ganske enkelt på ladebasen. Perfekt til å vise frem tannbørstens rene, moderne design.

Slank og kompakt



Sonicare 9900 Prestige-opplevelsen handler om stor teknologi som leveres med stil i en kompakt form. Tannbørsten er 18 mm kortere enn DiamondClean og har førsteklasses materialer som gjør denne luksuriøse enheten til en fryd for øye og behagelig å ta på.

DiamondClean Prestige 9900

Power-tannbørste med SenselQ

HX9992/43

Spesifikasjoner

Produktoppdatering

Støtteperiode: Philips vil levere de nødvendige sikkerhetsoppdateringene til og med 31. desember 2026.

Tilkoblingsmuligheter

Trådløs Bluetooth®-teknologi: Børsteapp tilkoblet

Drift

Strømforsyning: 110-220 V

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): 2+ uker***

Batteritype: Litium-ION

Strømforbruk: Standby uten skjerm <0,5 W

Utforming og utseende

Farge: Svart Prestige

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android OS 8.0 eller nyere

iOS-kompatibilitet: iPhone på iOS 13.0 eller nyere

Brukervennlighet

Håndtak: Slank og kompakt design, Sømløs berøringskontroll

Batteriindikator: Opplyst ikonindikator

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Reiseetui: Elegant, kompakt ladeenhet, Veganvennlig skinn

Byttepåminnelse med BrushSync:

Påminnelsesikonet lyser opp, for å alltid sikre best resultat

Deler som medfølger

Håndtak: 1 DiamondClean Prestige 9900

Børstehoder: 4 A3 Premium alt-i-ett

Prestige USB-ladeenhet: 1

Ladbase: 1

USB-kabel: 1

Rengjøring

Helsefordeler: Opptil 15 ganger sunnere tannkjøtt**

Ytelse: Fjerner opptil 20 ganger så mye plakk*

Tidsbryter: BrushPacer og SmarTimer

Hvitere tenner: Opptil 100 % færre flekker***

Hastighet: Opptil 62 000 børstebevegelser/min

Tilbakemelding om pussetrykk: Ring som lyser opp med et lilla lys, Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

Tilbakemelding om skrubbing: Ring som lyser opp med et gult lys, Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren, Alternativ for å slå av/på i appen

Programvarestøtte

Programvareoppdateringer: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen.

SenselQ-teknologi

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

Skrubbesensor: Veileder deg til å redusere skrubbing

Posisjonssensor: Sporer børstedekning, for hver pusseøkt

3D-kart av munnen: Fremhever oversette områder

Adaptiv intensitet: Justerer intensitetsnivået, når det påføres for mye trykk

Kunstig intelligens: Registrerer og synkroniserer børsting

Sonicare App med A.I.

Veiledning i sanntid: Personlige anbefalinger, Fremdriftsrapport for dag/måned/år

Egendefinerte modi: Clean, White+, Sunt tannkjøtt, Grundig rengjøring, Sensitive

