

# PHILIPS



IPL Haarentfernungsgerät  
mit SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin Sensor

2 intelligente Aufsätze: Körper,  
Gesicht

Exklusive, KI-gesteuerte App-  
Funktionen

Mit Kabel und kabellos  
verwendbar



BRI950/02

## Unsere beste IPL-Lösung mit exklusiven SkinAI Funktionen

Genießen Sie bis zu 18 Monate haarfreie, glatte Haut\*

Wir präsentieren – die beste IPL-Lösung aller Zeiten für langanhaltend glatte Haut. Unsere schnellste kabellose Lumea IPL-Lösung mit SenseIQ Technologie bietet über die Lumea IPL-App nun exklusive SkinAI Funktionen, mit denen Sie Ihre Haut analysieren und Fortschritte verfolgen können.

### Sanft und effizient für langanhaltend glatte Haut

- Schnelle Ergebnisse mit Behandlungen nur alle zwei Wochen
- Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung
- Mit Dermatologen entwickelt und somit einfach und effektiv

### Komplettlösung für Gesicht und Körper

- Komplettlösung für Gesicht und Körper mit 2 Aufsätzen
- Geeignet für die meisten Hauttöne und Haartypen

### Individuelle IPL-Haarentfernung

- Sanft und komfortabel mit SenseIQ
- Intelligente Körperhaaranalyse mit SkinAI

## Lumea IPL 9900 Series

IPL Haarentfernungsgerät mit SenselQ

# Besonderheiten

### Schnelle Ergebnisse durch 2x im Monat durchgeführte Behandlung



Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.

### SenselQ Technologie



Lumea Serie 9900 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

### Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung



Philips Lumea wurde für eine einfache und bequeme Anwendung entwickelt. Verwenden Sie das Gerät kabelgebunden für eine schnelle

Behandlung großer Körperpartien wie Ihrer Beine oder behandeln Sie im kabellosen Akkumodus präzise schwer erreichbare Körperpartien.

### 2 intelligente Aufsätze



Speziell entwickelte Aufsätze passen sich perfekt jeder Körperform an und nutzen bei Verwendung die effektivsten Programme für jede Körperpartie. Gesicht: Flacher Aufsatz mit kleinem Behandlungsfenster mit UV-Filter. Körper: Nach innen gewölbt mit großem Behandlungsfenster.


### Mit Dermatologen entwickelt



Als ein führender Anbieter in der Gesundheitstechnologie hat Philips in Zusammenarbeit mit Dermatologen Lumea IPL entwickelt – zur einfachen und effektiven Verwendung zu Hause. Dank der Technologie aus professionellen Schönheitssalons bietet Lumea IPL eine sanfte Behandlung, selbst in empfindlichen Bereichen.

BRI950/02

### Exklusive SkinAI Funktionen



Unsere kostenlose Coaching-App bietet nun Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit exklusiver SkinAI Technologie, damit Sie Ihre Haut analysieren und die Haarreduktion verfolgen können.

### Für die meisten Haut- und Haartypen



IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton und funktioniert daher bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar sowie hellen bis dunkelbraunen Hauttönen (I-V).

# Lumea IPL 9900 Series

IPL Haarentfernungsgerät mit SenselQ

BRI950/02

## Daten

### Technische Daten der Aufsätze

**Aufsatz zur Behandlung am Körper:** Form: konvex geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm<sup>2</sup>, Individuelle Behandlung für den Körper: Beine, Arme und Bauch

**Aufsatz zur Behandlung im Gesicht:** Form: flach, Größe des Behandlungsfensters: 2 cm<sup>2</sup>, zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für das Gesicht: Oberlippe, Kinn und Kieferpartie

### Sicherheit und anpassbare Einstellungen

**Integrierter UV-Filter:** Schützt die Haut vor UV-Licht

**5 Lichtintensitätseinstellungen:** An Ihren Hauttyp anpassbar

**Integriertes Sicherheitssystem:** Verhindert unbeabsichtigte Lichtimpulse

**Hauttonsensor:** Erkennt Ihren Hautton

**SmartSkin Sensor:** Die richtige Einstellungsanzeige auf Abruf

### Anwendungsmodus

**Slide and Flash:** Für eine schnelle Anwendung  
**Manuell und automatisch:** Für die Behandlung kleiner Bereiche

**Mit Kabel/kabellos einsetzbar:** Mit Kabel und kabellos verwendbar

### Technische Daten

**Stromspannung:** 100-240 V

**Batterietyp:** wiederaufladbarer Akku

**High Performance-Lampe:** Langlebiges Produkt mit 450.000 Lichtimpulsen – entspricht einer Lampen-Lebensdauer von 39 Jahren\*\*

### Consumer Trade Item

**Height:** 25.2 cm

**Width:** 11.3 cm

**Length:** 26.3 cm

**Net weight:** 1.192 kg

**Gross weight:** 1.713 kg

**GTIN:** 8720689047807

**Country of origin:** SI

### Außenkarton

**Height:** 26.8 cm

**Width:** 23.9 cm

**Length:** 27 cm

**Net weight:** 2.384 kg

**Gross weight:** 3.668 kg

**GTIN:** 18720689047804

### Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre Gewährleistung und 1 weiteres Jahr Gewährleistung bei Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

### Pallet Layer

**Height:** 26.8 cm

**Width:** 80 cm

**Length:** 120 cm

### Artikel enthalten

**Gebrauchsanweisungen:** Bedienungsanleitung

**Aufbewahrung:** Hochwertige Tasche

**Adapter:** 19,5 V/4.000 mA

### Anwendungszeit

**Unterschenkel:** 8,5 Min.

**Achselhöhlen:** 2,5 Min.

**Bikinizone:** 2 Min.

**Gesichtsbereiche:** 1,5 Min.

