

PHILIPS

sonicare



Упаковка насадок
для щітки 3+1

Sensitive

Легідне, проте ефективне
чищення

Усуває у 10 разів більше
нальоту*

Надзвичайно м'які



HX6054/88

Насадка для щітки для чутливих зубів

Легідне, але ефективне чищення чутливих зубів

Легідно, але ефективно видаляйте зубний наліт за допомогою цієї змінної насадки для щітки для чутливих зубів від Philips Sonicare. Завдяки насадці видалення зубного нальоту стає легким, а зуби та ясна при цьому не страждають. Виняткові результати щоденного чищення.

З турботою про планету

- Виготовлено на 70% з біопластику
- Паперова упаковка, придатна для переробки

Простота у використанні в усіх аспектах

- Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare
- Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

Для чутливих зубів та ясен

- Легідне, але ефективне чищення чутливих зубів та ясен
- Видалення до 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях*
- Ефективна технологія Sonicare
- Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

Основні особливості

Надзвичайно м'які щетинки



Дбайливе очищення для чутливих зубів і ясен. Ретельне очищення може бути ніжним. Ця насадка має унікальний дизайн з довгими, тонкими та надзвичайно м'якими щетинками, які забезпечують делікатне очищення з кожним рухом.

Забудьте про наліт



Завдяки більш ніж 3000 щільним щетинкам ця насадка видаляє в 10 разів більше зубного нальоту, ніж звичайна зубна щітка, навіть у важкодоступних місцях.


Надійні результати чищення із Sonicare



Насолоджуйтеся чистотою, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare м'яко, але ефективно очищають зуби й доглядають

за зубами та яснами завдяки щетинкам, що здійснюють 62 000 рухів. Технологія Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам очищати зуби, проганяючи рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.

Клінічно протестовано



Усі насадки для щіток Philips Sonicare ретельно продумані та клінічно протестовані. Тому ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

Нагадування про заміну



Чи знаєте ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно змінювати насадки. Саме тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто та з якою силою ви чистите зуби, і нагадує вам про заміну насадки, коли настає час.

Знімна конструкція




Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.** Просто встановіть або зніміть її для легкої заміни та очищення.

Біологічний пластик



Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Ось чому 70% пластику, який використовується для виробництва цієї насадки, є біопластиком***.

Паперова упаковка для вторинної переробки



Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

Специфікації

Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: Надзвичайно м'які
Колір: Чорний
Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетини зникає
Розмір: Стандартний
Розумне розпізнавання насадки для щітки

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні
Не підходить для: Philips One
Сумісні зубні щітки: Philips Sonicare

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 4 S2 Sensitive

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці
Перевірено: для оптимального використання
Виготовлено у: Німеччина
Переваги: Лагідне очищення



* порівняно зі звичайною зубною щіткою.
* * Не сумісні з ручками Philips One.
* * * відповідає кількості пластику цієї насадки на основі балансу маси.