

# PHILIPS

## sonicare



Cepillo dental  
eléctrico con SenseIQ

DiamondClean  
Prestige 9900

Nuestro cepillo dental más  
avanzado

SenseIQ percibe, se adapta y te  
cuida

Cabezal de cepillado todo en uno

Aplic. Sonicare con tecn. basada  
en IA



HX9992/44

## Cuidado excepcional personalizado con SenseIQ

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 con tecnología SenseIQ es nuestro cepillo dental eléctrico más avanzado. Nuestra probada tecnología sónica es ahora más inteligente aún, ya que cuenta con capacidades de detección y adaptación para ofrecer siempre el cuidado integral más adecuado.

### Diseñado para ti

- Diseño elegante y compacto

### Always get it right with SenseIQ

- Se adapta a ti en tiempo real cuando te cepillas con demasiada fuerza
- Cuida de forma intuitiva tus dientes y encías
- Información de cepillado en tiempo real
- La tecnología SenseIQ detecta, adapta y cuida
- Detecta tu estilo de cepillado

### Personalized clean without compromise

- Un cabezal de cepillado todo en uno para un cuidado completo
- Recomendaciones personalizadas a través de la aplicación Philips Sonicare
- Cepillado sónico: la mejor forma de lograr una limpieza eficaz

### Premium accessories

- Carga sencilla gracias al soporte y la base minimalistas
- Estuche de viaje Prestige con USB para un transporte cómodo

# DiamondClean Prestige 9900

Cepillo dental eléctrico con SenseIQ

HX9992/44


## Destacados

### Tecnología SenseIQ



Durante el cepillado, la tecnología SenseIQ detecta la presión, el movimiento, la cobertura y otros aspectos, hasta 100 veces por segundo. Además, es capaz de adaptar la intensidad si cepillas con demasiada fuerza. Gracias a la inteligencia de la tecnología SenseIQ se adapta el modo de cepillado para lograr una mejor limpieza y cuidado sin esfuerzo.

### Cabezal de cepillado Todo en Uno Premium



Limpia sin concesiones con el cabezal de cepillado Todo en Uno A3 Premium. Nuestro mejor cabezal cuenta con cerdas en ángulo para ayudar a eliminar hasta 20 veces más placa incluso en zonas de difícil acceso\*. Las puntas triangulares eliminan hasta un 100 % más de manchas en menos de dos días\*\*\*. Y las cerdas más largas permiten conseguir unas encías hasta 15 veces más sanas en tan solo dos semanas\*\*. Todo ello sin necesidad de cambiar los cabezales de cepillado. ¿Sabías que los cabezales del cepillado pierden eficacia después de 3 meses de uso? Nuestra función BrushSync™ te avisará cuando llegue el momento de sustituir el cabezal.

### Cuida tu salud bucal



El cepillo Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 se ha diseñado pensando en tus necesidades. Su tecnología de vanguardia se adapta a ti y proporciona un manejo increíblemente sencillo. Además, los resultados hablan por sí mismos.

### Recomendaciones personalizadas



La aplicación Philips Sonicare cuenta con tecnología basada en inteligencia artificial y trabaja en perfecta armonía con el cepillo dental. Úsala para realizar un seguimiento del cepillado en tiempo real con datos sobre la presión, el movimiento, la cobertura, la duración y la frecuencia. Consulta informes de progreso en función del día, la semana, el mes o el año. Obtén recomendaciones personalizadas y pasos prácticos para un mejor cepillado. Además, la sincronización automática te permite guardar los datos actualizados en la aplicación, incluso cuando no te cepillas usando la aplicación.

### Detecta tu estilo de cepillado



Durante el cepillado, el cepillo Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 utiliza una serie de sensores para detectar la presión aplicada, el

movimiento y la cobertura hasta 100 veces por segundo. Los sensores también analizan el tiempo y la frecuencia con la que te cepillas.

### Se adapta a ti en tiempo real



La mayoría de nosotros aplicamos demasiada presión durante el cepillado. Por eso nuestro cepillo dental ajusta automáticamente la intensidad cuando te cepillas con demasiada fuerza. Además, con la aplicación gratuita Philips Sonicare, dispondrás de una guía personalizada y recomendaciones para llevar tu cepillado al siguiente nivel.

### Cepillado sónico probado



Elimina la placa con nuestra innovadora tecnología sónica y disfruta de una limpieza eficaz y suave. Durante el cepillado, los 62 000 movimientos de cerdas y la acción de fluido dinámico ayudan a limpiar incluso las zonas más difíciles, lo que permite lograr una sensación extraordinaria de limpieza y frescor.


# DiamondClean Prestige 9900

Cepillo dental eléctrico con SenseIQ

HX9992/44

## Destacados

### Respuesta en tiempo real



Aunque tu creas que no te cepillas con demasiada fuerza, el cepillo sí es capaz de detectarlo. Gracias al anillo luminoso en el extremo del mango, sabrás si debes aplicar menos fuerza o cepillarte más despacio.

### Estuche de viaje Prestige con USB



El elegante y compacto estuche de viaje te permite guardar tu cepillo cómodamente cuando salgas de casa y cabe en cualquier parte. Cuenta con un diseño resistente y está envuelto con una suave piel sintética apta para veganos. Además, incluye un puerto USB-C integrado y un cable de carga USB para que puedas recargar fácilmente el cepillo dental sin sacarlo de la funda.

### Fácil de cargar

Cuando necesites cargar el cepillo dental, simplemente colócalo en la base de carga y disfruta de su diseño elegante y moderno.

### Diseño elegante y compacto



El cepillo dental Sonicare 9900 Prestige combina tecnología innovadora con un diseño elegante y compacto. Asimismo, es 18 mm más corto que el DiamondClean y cuenta con materiales de primera que lo hacen visualmente atractivo y agradable al tacto.

# DiamondClean Prestige 9900

Cepillo dental eléctrico con SenseIQ

HX9992/44

## Especificaciones

### Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®: App de cepillado conectada

### Potencia

Alimentación: 110-220 V

### Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Más de 2 semanas\*\*\*\*

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Consumo de energía: En espera sin pantalla <0,5 W

### Diseño y acabado

Color: Dorado champán

### Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

### Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Sistema operativo Android 8.0 o superior

Compatibilidad con iOS: iPhone con iOS 13.0 o superior

### Fácil de usar

Indicador de batería: Indicador de icono iluminado

Mango: Diseño elegante y compacto, Botón

táctil integrado

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Estuche de viaje: Estuche de carga compacto y elegante, Piel sintética apta para veganos

Recordatorio de sustitución BrushSync: El icono de recordatorio se ilumina, para garantizar siempre los mejores resultados

### Piezas incluidas

Mango: 1 DiamondClean Prestige 9900

Cabezales: 4 Todo en uno Premium A3

Estuche de carga USB Prestige: 1

Base de carga: 1

Cable USB: 1

### Rendimiento de limpieza

Beneficios para la salud: Encías hasta 15 veces más sanas\*\*

Rendimiento: Elimina hasta 20 veces más placa\*

Beneficios del blanqueamiento: Hasta un 100 % menos de manchas\*\*\*

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Temporizador: BrushPacer y SmarTimer

Información sobre la presión aplicada: El anillo se ilumina en morado, El mango vibra para avisar al usuario

Información de cepillado: El anillo se ilumina en

ámbar, El mango vibra para avisar al usuario, Opción de encendido/apagado desde la aplicación

### Asistencia de software

Actualizaciones de software: Philips ofrece actualizaciones de software relevantes durante 2 años tras la fecha de compra.

### Tecnología SenseIQ

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Sensor de posición: Realiza un seguimiento de tu cepillado, durante cada sesión

Sensor de fricción: Te guía para reducir la fricción  
Mapa de la boca en 3D: Resalta las áreas sin cepillar

Intensidad adaptativa: Ajusta el nivel de intensidad, cuando se aplica demasiada presión

Inteligencia artificial: Detecta y sincroniza el cepillado

### Aplicación Sonicare con IA

Recomendaciones en tiempo real:

Recomendaciones personalizadas, Informe de progreso de día/mes/año

Modos personalizados: Limpieza, Blanqueamiento, Cuidado de las encías, Limpieza en profundidad, Sensibilidad



\* En comparación con un cepillo dental manual.  
\*\* En comparación un cepillo dental manual durante 6 semanas  
\*\*\* Pruebas realizadas en laboratorio en comparación con un cepillo dental manual  
\*\*\*\* Basado en dos periodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar