



MyPhilipsご登録のご案内

「MyPhilips」は、製品をより快適にご使用いただくためのお客様専用サポートサイトです。製品の保証書や購入証明の写真も保管でき、万が一購入証明書を紛失された場合にも安心です。また、対象製品をご購入いただいた方で、かつ「MyPhilips」にご登録いただいた方は、これまでの2年間保証から3年間に延長[※]いたします。「MyPhilips」のご登録は、製品をお持ちでない方も可能です。

▼「MyPhilips」のご登録はこちらから

<https://www.philips.co.jp/c-w/signup-myphilips-japan.html>

サービスの内容、WEBサイトでの記載内容などは予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。



※「MyPhilips」にご登録いただかない場合は、通常どおり2年間の無料保証となります。 ※延長の1年分は日本でご購入いただいた方で、かつ日本国内で保証が受けられる方のみ対象となります。

安全に関するご注意 ※ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

長年ご使用の電気製品の点検を！



このような症状はありませんか？

- 電源プラグや電源コードが熱くなる
- 本体が変形したり異常に熱い
- 本体にさわると時々電気を感ずる
- きげくさい臭いがする
- 時々運転しないことがある
- 充電後、使用時間が短くなった
- 運転中、異常な音がする
- その他異常・故障がある

このような時は、故障や事故防止のためスイッチを切り、電源プラグをコンセントから外して必ず販売店にご相談ください。

2年間保証

ソニックアー全製品は、2年間保証ですので、安心してご求めください。

充電式電池リサイクルにご協力を

このマークの製品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の製品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<https://www.jbrc.com>



株式会社フィリップス・ジャパン

本社 〒106-0041 東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー 15階

フィリップスサポートセンター

お問い合わせ 0120-944-859

受付時間 9:00~18:00 (年末年始除く)

フィリップス ソニックアー

検索

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。

お問い合わせは当店で

(このカタログの内容は2024年6月現在のものです) CSO24PR

PHILIPS

sonicare

オーラルヘルスケア

フィリップス ソニックアー 2024年 総合カタログ

歯を見せて、
笑える明日へ
手磨きの最大20倍*
歯垢を除去



*プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時／クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ

※画像はイメージです

日本の歯科医・
歯科衛生士のみなさんに
選ばれ続けて

16年連続
No.1^{*1}

1992年、アメリカで歯科専門家とともに
開発された、ソニックアー。
約30年にわたる研究と開発によって、
進化し続けるソニックアーは、
歯科医・歯科衛生士のみなさんに信頼され、
長く使い続けられています。



電動歯ブラシでお口の中の健康を

忙しい毎日の中で、自分の健康を気遣う時間が中々取れない。そんなお悩みありませんか？
お口の中の健康を維持することは、美味しく食事ができるだけではなく、全身の健康を維持する
うえでとても大切なことです。数ある電動歯ブラシの中で、何を選べば良いのか迷います。さまざまな
工夫がブラシに施されていますが、むやみに歯周ポケットの中に毛先を入れ込むことで歯ぐきを
傷つけてしまい、思わぬトラブルを招いてしまうことがあります。ブラシは歯面にしっかりフィット
するものを選ぶと歯ぐきを傷つける心配が少なくなるでしょう。時短でお口の中の健康管理が
できる電動歯ブラシは、忙しい現代人の強い味方です！

歯周ポケットの ケアの注意点

歯ブラシの毛先を無理に歯周ポケットの中に入れ込もうとすると、歯ぐきに傷つき知覚過敏な
どのトラブルの原因に。毎日の歯磨きで歯と歯ぐきの際の汚れをしっかり落とし、歯周ポケットを
浅く保つことが重要です。歯周ポケットの中の掃除は、歯科医院で行うことを推奨します。



誠敬会クリニック理事長
田中真喜先生

ソニックアーが選ばれ続ける理由

Point 1
すぐれた歯垢除去力は手磨きの 最大20倍^{*2}
歯周病の原因となる歯垢を、たたき浮かせ、はらい落とす

ソニックアーは、毎分約31,000ストローク
の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシ
ヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい
落とします。同時に、それらの動きが口の
中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、
やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポート
をします。




※画像はイメージです

Point 2
こすらずあてるだけ手早く簡単にきれい
実は難しい歯磨きも、ソニックアーなら誰でも簡単です

	手磨き	ソニックアー
磨き方	小刻みにブラシを動かす(1か所約20往復) →約3分～10分くらい ※個人差があります	歯に軽くあてるだけ →最低2分
動き	1分間に120～240回程度	1分間に約31,000ストローク

Point 3
ブラシ圧が手磨きの半分でやさしい
電動歯ブラシが初めての方でも簡単。充実のサポート機能搭載

ソニックアーなら普通の手磨きの半分^{*3}のブラシ圧で磨けます。



■サポート機能

- 押しつけ過ぎを伝える
過圧防止センサー
- 磨き過ぎ防止
スマートタイマー
- 弱めから始まるから安心
イージースタート
- ブラッシングの強さを調整
強さ設定機能
- 磨く時間の目安をお知らせ
ペーサー機能

※機能は機種によって異なります

電動歯ブラシが初めての方

あなたにぴったりの電動歯ブラシが
見つかる診断表はこちらから



さまざまなオーラルケアに対応する、ソニッケアーの豊富なラインナップ

最上位シリーズ 9900 プレステージ



詳細はこちらから

最上位*1の歯ブラシで叶える
いちばん好きな自分

9900 プレステージ

▶P06へ

プレミアムシリーズ ダイヤモンドクリーン シリーズ



詳細はこちらから



充電器用グラス

プレミアムな歯ブラシで
自信の持てる歯へ

ダイヤモンドクリーン スマート

▶P08へ



充電器用グラス

その歯の輝き
まるでダイヤモンド

ダイヤモンドクリーン 9000



詳細はこちらから

▶P09へ

エントリーシリーズ プロテクトクリーン シリーズ



美しい歯と歯ぐきを
この一本で守る

プロテクトクリーン〈プレミアム〉

▶P10へ



自信が湧いてくる自然な白い歯を
この一本から

プロテクトクリーン〈プラス〉

▶P11へ



歯を見せて笑える明日を
ここからはじめる

プロテクトクリーン

▶P11へ



詳細はこちらから

シンプルシリーズ 3100



スリムで軽量*1。
輝きあふれる歯、つづく

ソニッケアー 3100



詳細はこちらから

シンプルシリーズ 2100



シンプルで使いやすい。
さあ、楽しく笑える毎日へ

ソニッケアー 2100



詳細はこちらから



お子様の一人磨きを
楽しくサポート

ソニッケアー キッズ

対象年齢: 4歳以上



詳細はこちらから

▶P12へ

*1 ソニッケアーラインナップでの比較

最上位シリーズ

ソニックケア 9900 プレステージ
9900 Prestige

最上位^{*1}の歯ブラシで叶える いちばん好きな自分

搭載ブラッシングモード



■付属品

充電器台 (USB) / 電源アダプタ /
USB充電トラベルケース /
USBケーブル / 充電スタンド

■付属ブラシ

プレミアムオールインワン /
舌磨き



お手入れしやすい シームレスデザイン

ハンドルは電源ボタンと一体化したシームレスなデザイン。手に持ちやすく、お手入れも簡単。



持ち運び簡単 コンパクト^{*2}なケース

コンパクトサイズのトラベルケースはUSB充電機能付き。旅先でもより良いブラッシングをサポート。



磨き方を感知し、 最適化する SenseIQ (センスIQ) テクノロジー

毎秒最大100回の頻度で
ブラッシングデータを感じ。
自分に合った設定に調整、
最適なブラッシングをサポート。

磨き方を
感知

あなたに
最適な
ブラッシング

自分に合った
磨き方に
ガイド



詳細はこちらから




適切なブラッシングへと導くソニックケアアプリ




アプリが磨き方をガイド

Bluetooth®でハンドルとアプリが連動し、磨き方をチェック。ブラッシングが不足している箇所をお知らせするなど、一人ひとりに合った上手なオーラルケアの方法とコツをお知らせします。



ブラッシング不足の
箇所をガイド



動かしすぎや
押し付けすぎをお知らせ

毎日の歯磨きを記録

ハンドルとアプリが、Bluetooth®でペアリングし、毎日の歯磨きを記録します。磨いた回数や時間、ブラッシングの強さなどを、スマートフォンの画面で確認でき、より良いブラッシングへとサポートします。



口内ケアのアドバイス



ブラッシングの回数・
時間・強さを記録



AppleとAppleのロゴは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。



Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※機能は予告なく変更する場合があります

*1 ソニックケアラインナップでの比較 *2 ダイヤモンドクリーンシリーズと比較して

※アプリはタブレットではご使用いただけません ※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です ※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P14-15のラインナップ表またはフィリップスホームページにてご確認ください

プレミアムシリーズ

ソニックケア ダイヤモンドクリーン スマート
DiamondClean Smart

プレミアムな歯ブラシで 自信の持てる歯へ

搭載ブラッシングモード

ブラッシング
モード
5 × 3
強さ
設定



■付属品
充電器用グラス/充電器台/
USB充電トラベルケース

■付属ブラシ
HX9934/69
プレミアムオールインワン×3本/舌磨き×1本
HX9934/60
プレミアムオールインワン×2本/
プレミアムガムケア×1本/舌磨き×1本



HX9934/60
ブラック



HX9934/69
ホワイト



詳細はこちらから



Bluetooth® 対応

プレミアムシリーズ

ソニックケア ダイヤモンドクリーン 9000
DiamondClean 9000

その歯の輝き まるでダイヤモンド

搭載ブラッシングモード

ブラッシング
モード
4 × 3
強さ
設定



■付属品
HX9911/57, HX9911/58, HX9911/99
充電器用グラス/充電器台/USB充電トラベルケース
HX9911/70
充電器スタンド/充電器台

■付属ブラシ
HX9911/57, HX9911/58, HX9911/99
プレミアムオールインワン/プレミアムガムケア
HX9911/70
プレミアムオールインワン



HX9911/58
ピンク



HX9911/99
ブラック



HX9911/57
ホワイト



HX9911/70
ホワイト



詳細はこちらから



Bluetooth® 対応

※アプリはタブレットではご使用いただけません ※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です ※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P14-15のラインナップ表またはフィリップスホームページにてご確認ください

エントリーシリーズ

ソニックケア プロテクトクリーン〈プレミアム〉
ProtectClean

美しい歯と歯ぐきを この一本で守る

HX6877/56、HX6870/56

搭載ブラッシングモード ■付属品
充電器台
■付属ブラシ
ホワイトプラス/
プレミアムガムケア/舌磨き



HX6857/31

搭載ブラッシングモード ■付属品
充電器台
■付属ブラシ
クリーンプラス/プレミアムガムケア



HX6857/31
ホワイトミント



HX6870/56
ブラック



HX6877/56
ホワイト



詳細はこちらから

ソニックケア プロテクトクリーン〈プラス〉
ProtectClean

自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から

HX6839/30

搭載ブラッシングモード ■付属品
充電器台
■付属ブラシ
ホワイトプラス



HX6421/14

搭載ブラッシングモード ■付属品
充電器台
■付属ブラシ
ホワイトプラス/
ガムプラス/
舌磨き



HX6839/54

搭載ブラッシングモード ■付属品
充電機能付き
紫外線除菌器台/
充電器台/トラベルケース
■付属ブラシ
ホワイトプラス/
ホワイトプラス(コンパクト)



HX6839/30
ホワイトライトブルー



HX6421/14
ブラック



HX6839/54
ホワイトライトブルー
充電機能付き紫外線
除菌器付き*1

ソニックケア プロテクトクリーン
ProtectClean

歯を見せて笑える明日を ここからはじめる

搭載ブラッシングモード ■付属品
充電器台
■付属ブラシ
クリーンプラス/
ガムプラス/舌磨き



HX6803/72
ライトブルー



HX6806/72
パステルピンク

*機能は機種により異なります。各機種の機能については、P14-15のラインナップ表またはフィリップスホームページにてご確認ください *1(一財)日本食品分析センターによる試験 歯ブラシについた菌が99%減少【試験方法】紫外線除菌器を使用する前と使用した後の電動歯ブラシ用ブラシヘッドの菌数を測定し、比較

シンプルシリーズ

ソニックアー 3100
3100

スリムで軽量*1。
輝きあふれる歯、つづく

搭載ブラッシングモード



■付属品
充電器台 (USB-Aタイプ) ■付属ブラシ
ホワイトプラス

※電源アダプタは付属していません。充電の際は、USB電源 (USB Type A DC5V) をご準備ください
*1 ソニックアーラインナップとの比較



HX3671/33
ホワイト



詳細はこちら

ソニックアー 2100
2100

シンプルで使いやすい。
さあ、楽しく笑える毎日へ

搭載ブラッシングモード



■付属品
充電器台 (USB-Aタイプ) ■付属ブラシ
ホワイトプラス

※電源アダプタは付属していません。充電の際は、USB電源 (USB Type A DC5V) をご準備ください



HX3651/32
ライトブルー

HX3651/31
ライトピンク



詳細はこちら

ForKids お子様の一人磨きを
楽しくサポート

ソニックアー キッズ

対象年齢：4歳以上

Bluetooth® 搭載のキッズハンドルなら、お子様はアプリで遊びながら、正しい歯磨き習慣を楽しく身につけることができます。



上手なブラッシングの
コツを指導し、
わかりやすいガイドで
どこを磨くかを説明します。



お子様はキャラクターの
歯を磨いてあげることで、
上手な歯磨きの
方法を学びます。

搭載ブラッシングモード



■付属品
充電器台
ハンドルステッカー (8枚)
ボーナスステッカーシート (1枚)

■付属ブラシ
キッズ (ミニ) ×
2本



※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 ※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P14-15のラインナップ表またはフィリップスホームページにてご確認ください



HX6322/06
スーパーフレッシュアクア

日本学校
歯科医会
推薦品



電動歯ブラシ ソニックアー サポート機能

ソニックアーを初めてお使いになる方にも安心してブラッシングを行っていただくために、ソニックアーには充実したサポート機能が搭載されています。

押しつけ過ぎを伝える 過圧防止センサー

歯と歯ぐきへの圧力を感じし、押しつけ過ぎを振動で伝えるので、充電式電動歯ブラシが初めての方にも安心です。
※2100シリーズ、ソニックアーキッズを除く
※画像はイメージです



ブラシの交換タイミングを伝える ブラシヘッド交換お知らせ

ブラシヘッドに内蔵されたチップにブラッシングの圧力と時間を記録し、適切なブラシの交換タイミングをハンドルのランプでお知らせします。
※2100シリーズ、ソニックアーキッズを除く



弱めの方で始まるから安心 イージースタート

フィリップス ソニックアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能です。




磨き過ぎ防止 スマートタイマー

スマートタイマー機能は、2分間のブラッシング時間を経過すると自動的に停止する機能です。しっかり2分間磨けると同時に、磨き過ぎを防止します。
※クリーンモードの場合 (モードによって時間は変わります)
※キッズはキッズタイマーとなります



磨く時間の目安をお知らせ ペーサー機能

ペーサー機能は、ブラッシングの区切りをビープ音でお知らせします。口腔内を一定の間隔で均等にきくブラッシングをサポートをします。
※間隔は機種やアプリ使用の有無によって変わります



ソニックアー全製品対応 グローバル2年間保証

万が一、取扱説明書に従った使用で保証期間内に不具合があった場合には、無償で修理・交換などのサービスを提供します。
※製品の取り扱いがある国に限り



ニーズに合わせた豊富なブラッシングモード

シンプルに歯垢を落とす

クリーンモード (2分間)
歯垢をしっかり落とす通常の歯磨き

自然な白い歯に近づける

ホワイトモード (2分30秒間)
ステイン除去 (2分間) +
つやを出す動き (30秒間)

ホワイトプラスモード
(2分40秒間)
ステイン除去 (2分間) +
つやを出す動き (40秒間)

※機種によって異なります。詳しくは製品ページをご覧ください

歯ぐきを健康に

ガムケアモード (3分間)
クリーンモード (2分間) + 歯と歯ぐきの境目磨き (1分間)

ガムヘルスマード (3分20秒間)
クリーンモード (2分間) + 歯と歯ぐきの境目磨き (1分20秒間)

センシティブモード (2分間)
敏感な歯と歯ぐきをやさしく磨きたいときに

舌磨き

舌磨きモード (20秒間)
舌のお手入れをするときに
※舌磨きモードがいない機種では、クリーンモードをご使用ください

歯垢を徹底的に落とす

ディープクリーンプラスモード (3分間)*2
歯ぐきに心地よい刺激を与えながら歯垢を落とす

ディープクリーンモード (3分間)
歯ぐきに心地よい刺激を与えながら歯垢を落とす

ソニックアーキッズ専用モード

やさしいモード (2分間)
一人で歯磨きができるお子様向けの標準モード

さらにやさしいモード (1~2分間)*3
振動の大きさを抑えた特別モード

*2 ブラッシング時間は、Philips Sonicareアプリを使用する場合としない場合で異なります。アプリを使用する場合は、2分間です
*3 キッズタイマーにより、ブラッシング時間は初めは1分間に設定され、朝晩1日2回のご使用で約90日間かけて2分間まで徐々に長くなっていきます

カジュアルシリーズ

Philips One (フィリップス ワン)

※ソニックアーシリーズ
ではありません

乾電池式

詳細は
こちらから



HY1100/31
サンゴ

HY1100/32
マンゴー

HY1100/33
ミント

HY1100/34
ミッドナイトブルー



BH1022/01
サンゴ



BH1022/02
マンゴー



BH1022/03
ミント











BH1022/04
ミッドナイトブルー

いつでもどこでも、ワンランク上*4のブラッシングへ

電源方式	乾電池式 (単4形アルカリ乾電池)
使用時間	約3ヶ月間 (目安として2分間のブラッシングを1日2回)
保証期間	1年間 (ハンドル)
同梱物	ハンドル×1本、Philips One 専用ブラシヘッド×1本 (ハンドル装着)、トラベルケース×1個、単4形アルカリ乾電池×1個 (ハンドル内)、単4形アルカリ乾電池 (予備) ×1個
サイズ & 重さ	本体寸法 (H×W×D) 約202×16.5×21mm 質量 約27g (ブラシヘッド装着時、単4電池含まず)

*4 手動ブラシと比較して、歯磨き習慣をサポートする機能付き

ソニックアー ラインナップ

フィリップス ソニックアー シリーズ	9900 Prestige Series 最上位シリーズ		Diamond Clean Series プレミアムシリーズ						Protect Clean Series エントリーシリーズ						3100 Series シンプルシリーズ	2100 Series シンプルシリーズ		子供むけ			
	9900 Prestige 9900 プレステージ		DiamondClean Smart ダイヤモンドクリーン スマート		DiamondClean 9000 ダイヤモンドクリーン 9000				ProtectClean プロテクトクリーン〈プレミアム〉		ProtectClean プロテクトクリーン〈プラス〉		ProtectClean プロテクトクリーン		3100 ソニックアー 3100	2100 ソニックアー 2100	ForKids ソニックアー キッズ				
																					
品番	HX9992/21	HX9992/22	HX9934/69	HX9934/60	HX9911/57	HX9911/58	HX9911/99	HX9911/70	HX6877/56	HX6870/56	HX6857/31	HX6839/30	HX6421/14	HX6839/54	HX6803/72	HX6806/72	HX3671/33	HX3651/32	HX3651/31	HX6322/06	
歯垢除去	手磨きの最大 20倍 歯垢除去*1								手磨きの最大 7倍 歯垢除去*2												
ステイン除去	2日間で最大 2倍 のステイン除去*4								7日間で最大 2倍 のステイン除去*5				7日間で最大 2倍 のステイン除去*5								
歯ぐきケア	約 2週間 で健康な歯ぐきを推進*6																				
搭載 ブラッシングモード (ブラッシングモード) × (強さ設定)																					
																					
その他の機能																					
																					
付属ブラシ	プレミアムオールインワン×1本／ 舌磨き×1本 ※色は機種によって異なります		プレミアム オールインワン ×3本／ 舌磨き×1本	プレミアムオール インワン×2本／ プレミアム ガムケア×1本／ 舌磨き×1本	プレミアムオールインワン×1本／ プレミアムガムケア×1本 ※色は機種によって異なります				ホワイトプラス×1本／ プレミアムガムケア×1本／ 舌磨き×1本 ※色は機種によって異なります		クリーンプラス×1 本/プレミアムガム ケア×1本	ホワイトプラス ×1本	ホワイトプラス×1 本／ ガムプラス×1本／ 舌磨き×1本	ホワイトプラス ×1本／ ホワイトプラス (コンパクト) ×1本	クリーンプラス×1本／ ガムプラス×1本／ 舌磨き×1本	ホワイトプラス ×1本	ホワイトプラス×1本	キッズ(ミニ) ×2本			
その他の 付属品	充電器台(USB)／電源アダプタ／ USB充電トラベルケース／ USBケーブル／充電スタンド ※電源アダプタ・USB充電トラベルケース・ USBケーブルの色は機種によって異なります		充電器用グラス／充電器台／ USB充電トラベルケース ※充電器台・USB充電トラベルケースの 色は機種によって異なります		充電器用グラス／充電器台／ USB充電トラベルケース ※充電器台・USB充電トラベルケースの 色は機種によって異なります				充電器台 ※充電器台の 色は機種によって異なります		充電器台 ※充電器台の色は機種によって異なります		充電機能付き 紫外線除菌器台 ／ 充電器台／ トラベルケース		充電器台		充電器台 (USB-Aタイプ) ※電源アダプタは付属して いません。充電の際は、 USB電源(USB Type A DC5V)をご準備ください	充電器台(USB-Aタイプ) ※電源アダプタは付属して いません。充電の際は、 USB電源(USB Type A DC5V)をご準備ください	充電器台(USB-Aタイプ) ※電源アダプタは付属して いません。充電の際は、 USB電源(USB Type A DC5V)をご準備ください	充電器台／ ハンドルステッカー ×8枚／ ボーナス ステッカーシート×1枚	
仕様	充電時間	約16時間		約24時間						約48時間						約24時間		約24時間		約24時間	
	使用時間*7	約2週間		約2週間						約2週間						約2週間		約2週間		約2週間	
	質量*8	約122g		約144g		約140g				約133g		約252×31×28mm				約97g	約97g	約134g			
	本体寸法*9 (H×W×D)	約237×27×29mm		約255×31×28mm		約252×31×28mm				約252×31×28mm		約252×31×28mm				約238×25×26mm		約238×25×26mm		約232×34×34mm	
電池の種類	 リチウムイオン電池		 リチウムイオン電池						 リチウムイオン電池						 リチウムイオン電池		 リチウムイオン電池		 リチウムイオン電池		
バーコード	87-1010396859-7	87-1010396863-4	87-1010399288-2	87-1010399238-7	87-1010399290-5	87-1010399291-2	87-2068900984-3	87-2068902791-5	87-1010399450-3	87-1010399448-0	87-2068902808-0	87-2068902814-1	87-1010399442-8	87-1010396325-7	87-1010399445-9	87-1010399447-3	87-1010399547-0	87-1010399546-3	87-1010399545-6	87-1010399799-3	
ハンドル品番	HX999C	HX999B	HX993W	HX993B	HX991W	HX991P	HX991B	HX991W	HX685T	HX685B	HX684A	HX686P	HX683B	HX683P	HX680C	HX680J	HX367W1	HX365LB	HX365SR	HX6340	

便利な機能

**Philips Sonicare アプリ
Bluetooth®対応**

**ソニックアー キッズアプリ
Bluetooth®対応**

**過圧防止センサー**
歯と歯ぐきへの圧力を感じ、
押し付け過ぎをお知らせ

**ブラシヘッド認識機能対応**
各ブラシの最適なモードと強さに自動で設定

**ブラシヘッド交換お知らせ機能**
ブラシヘッドの使用状況を把握し、
交換のタイミングをお知らせ

**イージースタート**
使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げ振動に
慣れることができる初心者対応機能
※機種によっては工場出荷時にオフに設定されている場合があります

**ペーサー機能**
ブラッシングの区切りをピープ音でお知らせします。
口腔内を一定の間隔で均等にこまかくブラッシング
するサポートをします。


*1 プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ *2 ホワイトプラスブラシヘッド/クリーンプラスブラシヘッド使用時/クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ *3 (一財)日本食品分析センターによる試験 歯ブラシについた菌が99%減少【試験方法】紫外線除菌器を使用する前と使用した後の電動歯ブラシ用ブラシヘッドの菌数を測定し、比較 *4 プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/実際の口内での効果は異なる場合があります/フィリップス調べ *5 ホワイトプラスブラシヘッド使用時/ホワイトモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

*6 プレミアムオールインワンブラシヘッドを装着しクリーンモード使用時、または、プレミアムガムケアブラシヘッドを装着しガムヘルス・ガムケアモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ *7 満充電後、目安として2分間のブラッシングを1日2回使用した場合 *8 本体+ブラシ *9 ブラシ含む ※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です

ソニッケアーの替えブラシは フィリップス ソニッケアーの全ての充電式 電動歯ブラシ*1に対応しています



詳細はこちらから



「歯垢除去」・「ステイン除去」・「歯ぐきケア」一本で3つのニーズにアプローチ

プレミアムオールインワン

歯垢除去

角度のついたブラシがあらゆる角度から歯垢に届く

ステイン除去

トライアングルカットが気になるステイン(着色汚れ)を除去

歯ぐきケア

サイドの毛が歯肉縁上をやさしくブラッシング

レギュラー

ゴム素材

RFID対応

HX9093/67 (ホワイト・3本組)
HX9096/67 (ホワイト・6本組)
HX9093/96 (ブラック・3本組)
HX9096/96 (ブラック・6本組)

歯垢除去

歯ぐきケア

歯の白さ(ステイン除去)

プレミアムクリーン (旧アダプティブクリーン)

レギュラー

ゴム素材

RFID対応

レギュラー
HX9043/67 (ホワイト・3本組)
HX9045/67 (ホワイト・5本組)
HX9043/96 (ブラック・3本組)
HX9045/96 (ブラック・5本組)

プレミアムガムケア

レギュラー

ゴム素材

RFID対応

レギュラー
HX9053/67 (ホワイト・3本組)
HX9053/96 (ブラック・3本組)

プレミアムホワイト

レギュラー

ゴム素材

RFID対応

レギュラー
HX9063/67 (ホワイト・3本組)
HX9063/96 (ブラック・3本組)

歯垢除去

歯ぐきケア

歯の白さ(ステイン除去)

クリーンプラス (旧プロリザルトブラスティックディフェンス)

レギュラー

歯列にフィット

RFID対応

レギュラー
HX9023/67 (3本組)
HX9025/67 (5本組)

ガムプラス (旧プロリザルトガムヘルス)

レギュラー

やわらかく歯列にフィット

RFID対応

レギュラー
HX9033/67 (3本組)

ホワイトプラス (旧ダイヤモンドクリーン)

レギュラー

コンパクト

RFID対応

レギュラー
HX6063/67 (ホワイト・3本組)
HX6065/67 (ホワイト・5本組)
HX6066/67 (ホワイト・6本組)
HX6063/96 (ブラック・3本組)

コンパクト
HX6073/67 (ホワイト・3本組)
HX6075/67 (ホワイト・5本組)

山切りカットで歯間の汚れに

口臭対策に

敏感な歯と歯ぐきに

ソニッケアー キッズ用替えブラシ

インターケア

レギュラー

歯間に届く長い毛先

RFID対応

レギュラー
HX9003/67 (3本組)

舌磨き

レギュラー

ミクロの凹凸
200個以上のミクロの凹凸が舌の汚れを除去

RFID対応

レギュラー
HX8072/01 (ホワイト・2本組)
HX8072/11 (ブラック・2本組)

ジェントルプラス (センシティブの後継)

レギュラー

0.1mm
フィリップス史上最も細い毛を搭載

RFID対応

レギュラー
HX6052/93 (2本組)
*2024年1月現在

キッズ

ミニ

お子様に合った小さいサイズ

ミニ
HX6032/63 (2本組)

替えブラシは3ヶ月ごとの交換で、歯垢除去力のパフォーマンスをキープ


歯垢除去力を維持するためには、ブラシを最高の状態で使用していただくことが重要です。3ヶ月ごとにブラシを交換することで、新品同様の効果を得ることができます。



青色のブラシ毛が白くなったら交換のサイン

フィットするブラシ形状だから毎日の歯磨きを心地よく

「つま先」や「かかと」部分の毛先が、磨きにくい奥歯や歯間の歯垢にも無理なくアプローチします




*1 ソニッケアー キッズ、ソニッケアー eシリーズ、Philips Oneを除く

最大99.9%^{*1}
の歯垢除去率

歯間ケア

ソニックアーパワーフロッサー 3000
Sonicare PowerFlosser3000

デンタルフロスの最大3倍^{*2}の
歯垢を除去する据え置きモデル



クリーンモードとディー
プクリーンモードの2
つからモードを選べ
ます。また、ダイヤル式で
10段階からお好みの
強さを選べます。



水タンクには1回分
(約550ml)の水が
入ります。給水も簡単
で、タンクを取り外し
水を入れてセットする
だけです。

お好みで選べる2つの付属ノズル



歯ぐきにやさしい
ソフトラバー仕様

口内全体を徹底的に洗浄したい方に
X型水流で広く歯間にそった洗浄

カドストリームノズル

4方向にワイドに広がる水流で歯垢
をしっかりと取り除くことができます。



強いバワフルな水流がお好みの方に
気になるところをピンポイントで洗浄

スタンダードノズル

ジェット水流で食べカスや歯垢を取り
除きます。



HX3711/22
ホワイト

※画像はイメージです

歯間ケア

ソニックアーコードレスパワーフロッサー 3000
Sonicare Cordless PowerFlosser3000

手軽に使えてお手入れ
しやすいコードレスモデル



クリーンモードとディープクリー
ンモードの2つからモードを選
べます。3段階からお好みの強
さを選べます。



約250mlの水タンクには60秒
の洗浄に十分な水が入ります。
タンク内も洗えるため、衛生的
に保つことができます。



ハンドル本体は防水加工をして
おり、水場や浴室でも使用でき
ます。(故障の原因となりますの
で、水や液体の中に浸けないで
ください。ハンドルお手入れ時
は布を使って汚れをふき取って
ください)

※コードレスパワーフロッサーのみ

デンタルフロスの最大2倍^{*3}の歯垢を除去

※画像はイメージです
X型の水流で広範囲の歯間の汚れを除去

X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れを
しっかり落とし、デンタルフロスの最大2倍^{*3}の歯垢を除去。矯正
器具にもご使用いただけます。

※類似汚れを歯に見立てた模型に付け実験

歯間移動ガイドで使いやすい

一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれる
ため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体を
きれいにします。(ディープクリーンモードのみ)



※画像はイメージです



HX3826/31
ホワイト

HX3826/34
ミント

ソニックアーパワーフロッサー シリーズ

ソニックアーパワーフロッサー 3000



HX3711/22
ホワイト

機 能	ディープクリーンモード、 クリーンモード 10段階強さ設定
付属品	スタンダードノズル×1本/ カドストリームノズル×1本/電源アダプタ
充電時間	-
使用時間 ^{*4}	-
質 量 ^{*5}	約700g
本体寸法 ^{*6} (H×W×D)	約270×135×110mm
電池の種類	-
バーコード	87-1010394714-1
ハンドル品番	HX3711

ソニックアーパワーフロッサー シリーズ用 替えノズル

スタンダード
ノズル
2本セット
HX3042/00



カドストリーム
ノズル
2本セット
HX3062/00



ソニックアーコードレスパワーフロッサー 3000



HX3826/31
ホワイト

HX3826/34
ミント

機 能	ディープクリーンモード、 クリーンモード 3段階強さ設定
付属品	スタンダードノズル×1本/ カドストリームノズル×1本/USB電源アダプ タ/充電ケーブル/専用ポーチ
充電時間	約8時間
使用時間 ^{*4}	約3週間
質 量 ^{*5}	約290g
本体寸法 ^{*6} (H×W×D)	約306×68×68mm
電池の種類	Li-ion リチウムイオン電池
バーコード	87-2068901110-5(ホワイト) 87-2068901116-7(ミント)
ハンドル品番	HX386W1(ホワイト) HX386M1(ミント)

詳細はこちらから



*1 培養歯垢での評価/フィリップス調べ【試験条件】培養した歯垢に対して3秒間、カドストリームノズルでクリーンモードを使用、強さはコードレス型が3、据え置き型が8、水流をあてた部分の歯垢除去率を算出。個別の口腔内における除去率を表すものではありません。 *2 強さ8でカドストリームノズルを使用し、手磨きと併用時/デンタルフロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)

*3 強さ3でカドストリームノズルを使用し、手磨きと併用時/デンタルフロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります) *4 満充電後、1日1回1分間使用した場合 *5 本体+ノズル *6 ノズル含む ※機能は機種により異なります。各機種の機能については、フィリップスホームページにてご確認ください