

# PHILIPS

## sonicare



充電式電動歯ブラシ

DiamondClean 9000

約 10 倍の歯垢を除去\*

最大で 2 倍のステインを除去\*\*

過圧防止センサー

4 つのモードと 3 段階の強さ設定



HX9912

## お口の健康のためのトータルケア

約 10 倍の歯垢をやさしく除去\*

フィリップスソニックケアダイヤモンドクリーン電動歯ブラシで、トータルなオーラルケアを実現。最大で 2 倍のステインを除去します\*\*。アプリと連携したテクノロジーが歯磨き習慣を記録し、お口の健康維持をサポートします。

### ブラッシングをより手軽に

- 押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー
- 4 つのモード、3 段階の強さ設定で多様なブラッシングニーズに対応
- ソニックケアアプリ・プログレスレポートで歯磨き習慣をサポート

### すみずみまでしっかりと洗浄

- ソニックケアフルイドアクション

### ライフスタイルに合った設計

- こだわりの一品
- 長寿命のバッテリー
- ブラシヘッド交換お知らせ機能により、ブラッシングクオリティを常にキープ

### ソニックケアの卓越した使い心地

- 3 日間で最大で 2 倍のステインを除去\*

# DiamondClean 9000

充電式電動歯ブラシ

HX9912/50

## 特長

### 歯垢をしっかり除去



徹底的な歯みがきには特別なアプローチが必要です。この C3 ブラシヘッドは、五角形の形に密集した硬いブラシのクラスターが中央に配置されており、白く輝く歯に磨き上げるのをサポートして、3日間で最大で2倍のステインを除去します。また、手で磨くよりも最大10倍の歯垢を除去することができます。

### ソニックアーフルイドアクション



フィリップスのソニックアー歯ブラシは、毎分31,000ストロークのブラシ振動で歯と歯ぐきをやさしくかつ効果的にキレイにします。また、ソニックアーフルイドアクションにより歯間と歯肉縁に深く液体を噴射して、ブラッシングをサポートします。

### 過圧防止センサー



歯を磨くときは歯ブラシを強く押し当ててしまいがちですが、フィリップスソニックアー歯ブラシにはスマート光学式センサーが搭載されており、強

すぎるブラシ圧を検出すると振動でお知らせします。振動を感じたら力を抜くようにすれば、歯ぐきを傷めずに済みます。

### 4つのモード、3段階の強さ設定



ダイヤモンドクリーン 9000 には、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディーブクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。

### ソニックアーアプリ




ハンドルとアプリがBluetooth®\*6でペアリングし、毎日の歯磨きを記録します。磨いた回数や時間、ブラッシングの強さなどをスマートフォンの画面で確認でき、より良いブラッシングへとサポートします。歯磨きする際にスマホを持っていく必要はなく、時間があるときにアプリを開けばハンドルで記録した内容がアプリに反映されます。\*6 Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

### プレミアムなデザインとアクセサリ



洗練されたスリムなデザインの充電用グラスを含め、細部にわたってフィリップスの専任デザイナーとエンジニアがこだわりぬいた電動歯ブラシです。付属の充電トラベルケースは、外出先で歯ブラシをしっかり保護します。

### ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドは、初めての使用から3ヶ月を過ぎると効果が落ちます。歯科専門家は定期的なブラシヘッドの交換を推奨しています。フィリップスのソニックアー歯ブラシには交換お知らせ機能があり、ブラッシングの頻度と強さを追跡して、ブラシヘッドを交換すべき時期に達するとお知らせします。

### 長寿命のバッテリー



ダイヤモンドクリーン 9000 は、一度の満充電で約2週間使用できます。(2分間のブラッシングを1日2回使用した場合)

# DiamondClean 9000

充電式電動歯ブラシ

HX9912/50

## 仕様

### 強さ

強: ブラッシングを強化  
中: 毎日の歯みがきに  
弱: 敏感な歯と歯ぐき用

### 電源

対応電圧: 100-240 V

### 仕様

使用時間: 14 日間  
バッテリー: 充電式  
バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー  
エネルギー消費: スタンバイ (ディスプレイオフ)  
< 0.11W

### デザインと仕上げ

色: ホワイト

### サービス

本体保証: 2年間保証  
ソフトウェアサポート: 関連するソフトウェア更新  
のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から  
2年。

### 互換性

Android\*\*: Bluetooth 4.0 以降に対応した  
Android スマートフォン  
Bluetooth ワイヤレステクノロジー: ソニックアー  
アプリに接続  
iOS\*\*\*: Bluetooth 4.0 以降に対応した iPhone

### 使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラ  
シヘッド  
充電表示ランプ: ランプでバッテリー残量を表示  
ハンドル: スリムでコンパクトなデザイン  
タイマー: ペーサー機能とスマートタイマー機能

### 内容・付属品

ハンドル: ダイヤモンドクリーン 9000 1 本  
ブラシヘッド: C3 プレミアムクリーン 1 本, 舌磨き  
ブラシヘッド 1 本  
トラベルケース: 充電トラベルケース 1 個  
充電器: 充電ベースとグラス 1 個

### 洗浄性能

歯垢の除去: 10 倍効果的\*  
ステイン除去: 最大で 2 倍のステインを除去\*\*  
ブラシ振動数: 約 31,000 ストローク/分

### モード

クリーン: 歯をキレイに  
ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら  
歯垢を掻き出す  
ガムヘルス: 歯ぐきをやさしく刺激  
ホワイトプラス: 表面のステイン (着色汚れ) を除  
去

### スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー機能: 振動とパルス音  
ブラシヘッド交換お知らせ機能: ブラシヘッドの交  
換時期をお知らせ

### ソニックアーアプリ

毎日の歯磨き記録: ブラッシングパターンを経時的  
に監視し、口腔衛生の状態を良好に維持します。

\* 手磨きと比較。

\*\* ホワイトプラスモードで主要なホワイトニング歯磨き剤を使用した場合 (3 日間)

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-09-29  
バージョン: 6.6.1

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。  
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips  
N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。

[www.philips.com](http://www.philips.com)