

# PHILIPS

## sonicare

### ソニックアーク 7100シリーズ

#### Sonicare 7100 Series

手磨きの最大 10 倍の歯垢を除去

\*\*

約 2 週間で歯ぐきの健康を推進\*\*\*

音波テクノロジーによる働き

過圧防止センサー機能（視覚認識方式）



HX7421/11

## より健康な歯ぐきのための高度なケア\*\*\*

### 手磨きの最大 10 倍の歯垢をやさしく除去\*\*

日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 18年連続NO.1の電動歯ブラシブランド\*、フィリップス ソニックアーク。エントリーシリーズに「7100シリーズ」が登場します。「7100シリーズ」は、ソニックアークの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢を除去します。手磨きの最大10倍の歯垢を除去いたします\*\*。2週間で歯ぐきの健康を推進します\*\*\*。\*POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ、\*\* \*\* プレミアムガムケアブラシヘッド使用時／ガムヘルスモード使用時／手磨きと比較して／フィリップス調べ／画像はイメージです。

#### ブラッシングをより手軽に

- 4つのモードと3段階の強さ設定でお好みの磨き方が選べる
- フィリップス ソニックアーク アプリ
- ペーサー機能（時間の区切りをピープ音でお知らせする機能）とスマートタイマー機能（磨き過ぎ防止する機能）
- ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ

#### ライフスタイルに合った設計

- 約3週間使用可能と充電が長持ち
- どこにでも持ち運んで充電

#### ソニックアークの卓越した使い心地

- 歯垢除去と歯ぐきケアが同時にできるプレミアムガムケアブラシヘッド
- 音波テクノロジーの働き
- 過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング（視覚認識方式）

## 特長

### 歯垢除去と歯ケアを同時に可能



搭載されているプレミアムガムケアブラシヘッドは、歯ぐきの健康を考えて開発されました。ブラシ毛のレイアウトは、外側の毛が歯と歯茎の境目にあたり優しくブラッシングできるようにデザインされています。また、1人1人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分の歯垢を除去し、歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与えます。過剰なブラッシング圧を吸収するので、力を入れすぎてしまった場合も歯ぐきを傷つけにくくいたします。毛先が届きにくい部分でも、手磨きの最大10倍の歯垢を除去し\*\*、2週間で歯ぐきの健康を推進します\*\*\*。\*\*\*\* プレミアムガムケアブラシヘッド使用時／ガムヘルスモード使用時／手磨きと比較して／フィリップス調べ／画像はイメージです。


### 音波テクノロジーの働き



ソニックアーは、毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時

に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。新たに採用された技術により、搭載モーターがパワーを自動的に調整するので、磨きにくい所でもパフォーマンスが落ちず、口腔内を一貫したブラッシング・磨きあがりが可能となりました。／画像はイメージです

### 過圧防止センサー機能（視覚認識方式）



過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感じると、ブラッシングの振動が変化すると同時に、わかりやすく電動歯ブラシのベース部のライトリングが光って、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。


### 4モードと3段階の強さ設定



12つの（4モードにそれぞれ3段階の強さが選択可）ブラッシング設定でブラッシング力をアップ。もう少し強く磨きたい場合や自分に合った磨

き方をしたい場合に役立ちます。クリーン、センシティブ、ガムヘルス、ホワイトの4つのモードと3段階の強さ設定からお好みで選択できます。

### フィリップス ソニックアー アプリ



ソニックアー電動歯ブラシとアプリで口腔ケアの目標を達成しましょう。アプリでは、ブラッシングガイド、ヒントとコツ、お客様に合わせてパーソナライズされたコンテンツをシームレスに提供します。

### 充電トラベルケース



フィリップスの USB 充電トラベルケースなら、外出先でも気軽に充電できます。ケースは丈夫でコンパクトに鞆に収まり、日常の外出時のブラッシングや旅行のお供にぴったりです。

# Sonicare 7100 Series

ソニックケア 7100シリーズ

HX7421/11


## 特長

### ペーサーとスマートタイマー



ペーサー機能は、20秒毎に時間の区切りをピープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。スマートタイマー機能は、2分間のブラッシング時間が経過すると自動的に停止する機能です。しっかり2分間磨けると同時に、磨き過ぎを防止します。

### ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。

### 約3週間の使用時間で長持ち



満充電後、約3週間使用可能と充電が長持ちします。\*目安として2分間のブラッシングを1日2回使用した場合。

## 仕様

### 強さ

**強:** ブラッシングを強化  
**中:** 毎日の歯みがきに  
**弱:** 敏感な歯と歯ぐき用

### 仕様

**使用時間:** 21 日間  
**バッテリー:** 充電式  
**バッテリーの種類:** リチウムイオンバッテリー

### デザインと仕上げ

**色:** ブラック

### サービス

**本体保証:** 2年間保証

### 互換性

**Android\*\*:** Bluetooth 4.0 以降に対応した Android スマートフォン, Google Play にアクセスして、お持ちのデバイスが対応機種であることを確認してください。

### Bluetooth ワイヤレステクノロジー: Philips

Sonicare アプリに接続  
**iOS\*\*\*:** Bluetooth 4.0 以降に対応した iPhone, App Store にアクセスして、お持ちのデバイスが対応機種であることを確認してください。

### 使いやすさ

**ブラシヘッド装着方式:** 簡単にはめ込みできるブラシヘッド  
**充電表示ランプ:** ランプでバッテリー残量を表示  
**ハンドル:** スリムなデザイン  
**タイマー:** ペーサー機能とスマートタイマー機能  
**USB-A 充電:** 電源アダプターは付属していません

### 内容・付属品

**ハンドル:** 7100 充電式歯ブラシ 1 本  
**ブラシヘッド:** G3 プレミアムガムケア 1 本  
**トラベルケース:** 充電トラベルケース 1 個  
**充電器:** USB-A 充電器 1 個

### 洗浄性能

**歯垢の除去:** 最大 10 倍効果的\*  
**ガムヘルス:** 約 2 週間で歯ぐきの健康を推進\*\*  
**ブラシ振動数:** 約 31,000 ストローク/分

### モード

**クリーン:** 歯をキレイに  
**ホワイト:** スタインを落とし磨き上げる  
**センシティブ:** 敏感な歯と歯ぐき用  
**ガムヘルス:** 歯ぐきをやさしく刺激

### スマートセンサーテクノロジー

**過圧防止センサー機能:** ライトリングが紫で点灯, 振動とパルス音  
**ブラシヘッド交換お知らせ機能:** ブラシヘッドに内蔵されたチップにブラッシングの圧力と時間を記録し、適切なブラシの交換タイミングをハンドルのランプでお知らせします。

### ソニックアークアプリ

**毎日の歯磨き記録:** ブラッシングパターンを経時的に監視し、口腔衛生の状態を良好に維持します。

\*\*\* \*\* プレミアムガムケアブラシヘッド使用時/ガムヘルスモード使用時/手磨きと比較して/フィリップス調べ  
\*\* AndroidはGoogle LLCの商標です。  
\*\*\* Apple, Appleロゴ, iPadおよびiPhoneは、Apple Inc.の商標です。  
\* ※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

