

PHILIPS

sonicare



Spazzolino
ricaricabile

DiamondClean
Prestige 9900

SenseIQ

Rimozione della placca fino a 20
volte superiore*

Gengive fino a 15 volte più
sane**

Sensore di pressione visivo



HX9992/43

Cura personalizzata per la tua salute orale

Rimuove delicatamente fino a 20 volte più placca*

Prova il nostro spazzolino elettrico più avanzato: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 con tecnologia SenseIQ. Dotato della nostra tecnologia sonora ottimizzata in modo intelligente, rileva i dati e adatta il funzionamento per offrirti un trattamento personalizzato.

Pulizia dei denti senza sforzo

- Aiuta a proteggere le gengive con il nostro sensore di pressione
- Scegli la tua esperienza di pulizia ideale
- Guida personalizzata e feedback in tempo reale

Progettato su misura per te

- Progettato per prendersi cura di te
- Continua a spazzolare al meglio con il promemoria di sostituzione della testina
- 14 giorni di durata della batteria

Prenditi cura di te con Sonicare

- 20 volte più efficace sulla placca*, delicato sulle gengive
- Tecnologia SenseIQ per un'esperienza personalizzata
- L'azione fluidodinamica Sonicare

DiamondClean Prestige 9900

Spazzolino ricaricabile

HX9992/43

In evidenza

La migliore rimozione della placca



Ognuno di noi pulisce i denti in modo diverso, dunque abbiamo progettato questa testina con setole multi-angolate per garantire una rimozione della placca costante, indipendentemente dalla propria tecnica. La testina A3 All-in-One garantisce una pulizia ottimale, rimuove fino a 20 volte più placca, permette di ottenere gengive fino a 15 volte più sane in appena due settimane e assicura fino al 100% di rimozione delle macchie in più rispetto a uno spazzolino manuale.

La tecnologia SenseIQ




La tecnologia SenseIQ aiuta a bilanciare il tuo stile di spazzolamento e rileva la pressione, il movimento e la copertura fino a 100 volte al secondo durante la sessione di pulizia. Se eserciti una pressione eccessiva, lo spazzolino interviene e regola automaticamente il livello di intensità, aiutando a proteggere denti e gengive.

L'azione fluidodinamica Sonicare




Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con 62.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

Sensore di pressione visivo



Questo spazzolino elettrico Sonicare è dotato di un anello luminoso alla base che ti avvisa se stai esercitando una pressione eccessiva. Ti basta allentare la pressione quando si accende per aiutare a proteggere le gengive.

Modalità e intensità



Migliora la tua routine di igiene orale con 15 impostazioni di spazzolamento. Che tu desideri una pulizia profonda o un'attenzione specifica, con questo spazzolino elettrico puoi ottenere ciò che desideri. Scegli tra cinque modalità (Clean, White+, Gum Health, Deep Clean e Sensitive) e regola uno dei tre livelli di intensità per una pulizia personalizzata. Apri l'app, seleziona le preferenze e lascia che lo spazzolino faccia il resto.

App Sonicare



Raggiungi i tuoi obiettivi di igiene orale con lo spazzolino Sonicare e l'app, in grado di integrarsi perfettamente tra di loro per fornirti coaching in tempo reale, una guida personalizzata e approfondimenti su misura per migliorare la tua routine di spazzolamento. Monitora i tuoi progressi, affina la tua tecnica e ricevi feedback continui per ottenere il massimo da ogni sessione. Due strumenti infallibili. Nel frattempo, la sincronizzazione automatica mantiene aggiornati i dati di spazzolamento nell'app, anche quando non spazzoli con l'app a portata di mano.

DiamondClean Prestige 9900

Spazzolino ricaricabile

HX9992/43


In evidenza

Design e accessori di alta qualità



Dal design elegante al supporto di ricarica all'avanguardia, ogni dettaglio di questo spazzolino elettrico è stato curato con attenzione dai nostri designer e ingegneri dedicati. Inoltre, con la custodia da viaggio inclusa, puoi mantenere la tua routine di igiene orale anche in viaggio.


Promemoria di sostituzione



Sapevi che le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? I dentisti consigliano di cambiare regolarmente la testina, ecco perché gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati di un promemoria di sostituzione. Tiene traccia della

frequenza e dell'intensità di spazzolamento e ti avvisa quando arriva il momento di sostituire la testina.

Durata della batteria



Prova fino a 14 giorni di pulizia regolare con una ricarica completa, introducendo un nuovo livello di praticità nella tua routine quotidiana.

DiamondClean Prestige 9900

Spazzolino ricaricabile

HX9992/43

Specifiche

Intensità

Alta: Per una pulizia migliore

Media: Per la pulizia di tutti i giorni

Bassa: Per denti e gengive sensibili

Assorbimento

Alimentazione: 100-240 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica):

14 giorni

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Consumo energetico: Standby senza display

<0,06 W

Aspetto e rifiniture

Colore: Nero

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Supporto software: Philips offre i relativi aggiornamenti software per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

Compatibilità

Tecnologia wireless Bluetooth: App Sonicare connessa

Compatibilità Android: Telefoni Android con

Bluetooth 4.0 e versioni successive

Compatibilità iOS: iPhone con Bluetooth 4.0 e versioni successive

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: L'icona illuminata indica la durata della batteria

Manico: Design elegante e compatto

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Timer: BrushPacer e SmartTimer

Accessori inclusi

Manico: 1 DiamondClean Prestige 9900

Testine: 4 A3 All-in-One

Custodia da viaggio: 1 custodia da viaggio con ricarica USB Prestige

Caricabatterie: 1 base di ricarica e supporto

Prestazioni di pulizia

Rimozione della placca: 20 volte più efficace*

Gum Health: Gengive fino a 15 volte più sane***

Sbiancamento: Fino al 100% di rimozione delle macchie in più***

Velocità: 62.000 movimenti al minuto

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Deep Clean: Per una pulizia profonda

Sensitive: Per denti e gengive sensibili

Gum Health: Massaggia delicatamente le gengive

White+: Per rimuovere le macchie superficiali

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Feedback sulla pressione esercitata: L'anello si illumina di viola, Vibrazione e suono intermittente

SenseIQ: Regola automaticamente la pulizia in base alla pressione e al movimento

Promemoria di sostituzione: Ti avverte quando sostituire la testina

App Sonicare

Monitoraggio e report sui progressi: Monitora le tue abitudini di spazzolamento e i miglioramenti nel corso del tempo con dati approfonditi e consigli personalizzati.

Coaching in tempo reale con SenseIQ: Ricevi feedback immediati su pressione, movimento e copertura per migliorare la tua tecnica di spazzolamento man mano che procedi.

Istruzioni personalizzate: Ottieni consigli personalizzati sullo spazzolamento in base alle tue abitudini.

