

PHILIPS

sonicare

Pažangesnis valymas

Sonic electric toothbrush

Išmanusis ekranas

Pažangi „Sonic“ technologija

Spaudimo jutiklis

5 valymo režimai

HX3792/12



Išmanusis šepetėlis asmeniniam, švelniam valymui Mėgaukitės nauju burnos priežiūros lygiu!

Rodo kasdienio dantų valymo rezultatus su įmontuotu išmaniuoju ekranu. Švelnus dantenoms su nauju „gum pro“ režimu ir spaudimo jutikliu, skirtu burnos sveikatai. Valykite su „G3 Premium Gum Care“ šepetėlio galvute, kad valymas būtų išskirtinis.

Optimizuokite valymąsi šepetėliu

- Išmanusis ekranas leidžia akimirksniu patikrinti dantų valymo rezultatus
- Optimizuokite dantų valymą su „SmarTimer“ ir „QuadPacer“
- Lengva pradžia, kad perėjimas būtų lengvesnis

Apsaugo danteną


- G3 šepetėlio galvutė sugeria per didelį dantenų spaudimą
- Slėgio jutiklis padeda apsaugoti dantis ir danteną

Suasmenintas, švelnus valymas

- Mūsų technologija valo veiksmingai, tačiau švelniai
- 5 režimai: „Clean“, „Gum Pro“, „Deep Clean“, „Sensitive“, „White“

Ypatybės

Spaudimo jutiklis



Jūsų „Philips Sonicare Advanced Clean“ turi pažangų jutiklį, kuris matuoja valant dantis daromą spaudimą. Jei spaudžiate per stipriai, dantų šepetėlis iškart pateiks grįžtamąjį ryšį, nurodantį, kad reikia sumažinti spaudimą. Šis grįžtamasis ryšys pateikiamas oranžiniu šviesos žiedu, esančiu rankenos apačioje.

Išmanusis ekranas



Įmontuotame išmaniajame ekrane iškart matysite šepetėlio spaudimą, valymo trukmę, akumuliatoriaus įkrovos lygį ir net kada reikia pakeisti šepetėlio galvutę. Vos vienu paspaudimu greitai suprasite svarbiausią informaciją, padėsiančią pagerinti dantų valymo įpročius, nereikės net diegti programėlės.

Pažangi „Sonic“ technologija




Mūsų unikali garsinė valymo technologija kruopščiai sukalibruota, kad sukurtų švelnius mikroburbuliukus, kurie prasiskverbia giliai į tarpdančius. Dantys švelniai valomi 31 tūkst. šepetėlio judesių per minutę**, suskaidomos ir pašalintos apnašos, užtikrinant išskirtinę kasdienę švarą.

„SmarTimer“ ir „Quadpacer“



2 minutės „SmarTimer“ ir 30 sekundžių „QuadPacer“ nurodo rekomenduojamą laiką valyti dantis visose burnos srityse, kad būtų užtikrintas kruopštus dantų valymas.


Šepetėlio galvutė „G3 Premium Gum Care“



„G3 Premium Gum Care“ šepetėlio galvutė padengta geliu. Ji švelniai sugeria per didelį spaudimą ant dantenų ir dantų, užtikrindama


geriausią valymo patirtį. Šerelių viršus yra užapvalintas, o lanko formos dizainas padidina šerelių sąlyčio paviršių, saugo danteną ir efektyviai jas valo.

5 valymo režimai



„Philips Sonicare Advanced Clean 6800 Series“ turi 5 režimus, kurie atitinka visus jūsų dantų valymo poreikius. Valymo režimas („Clean“) užtikrina išskirtinę kasdienę švarą. „Gum Pro“ režimas su trigubo dažnio keitimu valo ir prižiūri dantis vienu metu. Giluminio valymo režimas („Deep“) užtikrina gaivinantį ir kruopštų valymą. Jautrusis režimas („Sensitive“) švelniai prižiūri jautrias danteną ir valo dantis. Balinimo režimas („White“) efektyviai pašalina dėmes.

Lengva pradžia



Mūsų lengvos pradžios programa suteikia galimybę palengva ir po truputį didinti valymo galią per pirmuosius 14 kartų naudojant naują dantų šepetėlį.

Sonic electric toothbrush

Pažangesnis valymas

HX3792/12

Specifikacijos

Maitinimas

Įtampa: 5 V nuol. sr.

Techniniai duomenys

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): Iki 14 dienų

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Šviesiai rausvo metalo

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 „Philips Sonicare Advanced Clean“

Šepetėlių galvutės: 1 „G3 Premium Gum Care“

Kelioninis krepšelis: 1

Įkroviklis: 1 kroviklis

Valymo veiksmingumas

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmarTimer“

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Rankenos

apačioje esantis žiedas užsidega oranžine spalva

Režimai

„Clean“: Išskirtinei kasdienei švarai (2 min.)

Balta: Pašalina dantų dėmes (2 minutės 30 sekundžių)

„Deep Clean“: Gaivinančiam ir kruopščiam valymui (3 min.)

„Sensitive“: Švelnus dantenų valymas (2 min.)

„Gum Pro“: Nuostabiai švarus ir švelnus dantenų masažas (3 minutės)

Išmanioji jutiklinė technologija

Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai

„BrushSync“ keitimo priminimas: Visada žinokite, kada, keisti šepetėlio galvutes

