

PHILIPS

sonicare



Genopladelig
tandbørste

DiamondClean
Prestige 9900

SenseIQ

20 gange mere fjernelse af plak*

15 gange sundere tandkød**

Visuel tryksensor



HX9992/42

Personlig pleje til din mundhygiejne

Fjerner skånsomt op til 20 gange mere plak*

Oplev vores mest avancerede elektriske tandbørste: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 med SenseIQ-teknologi. Den forbedrer vores gennemprøvede soniske teknologi med intelligens, registrering og tilpasning til at levere personlig mundpleje.

Ubesværet børstning

- Pas godt på dit tandkød med vores tryksensor
- Vælg din ideelle børstning
- Personlig vejledning og feedback i realtid

Tilpasset din livsstil

- Designet til skånsom pleje
- Fortsæt med at børste på den bedste måde med påmindelse om udskiftning af børstehovedet
- 14-dages batterilevetid

Mærk, hvordan Sonicare gør en forskel

- 20 gange mere effektiv mod plak*, skånsom mod tandkødet
- SenseIQ-teknologi tilpasset dine behov
- Sonicare Fluid Action

Vigtigste nyheder

Vores bedste plakfjernelse



Alle renser forskelligt, så vi har designet dette børstehoved med flervinklede børstehår, der sørger for optimal fjernelse af plak, uanset hvilken teknik du bruger. Vores All-in-One A3-børstehoved giver den bedste rensning og fjerner op til 20 gange mere plak, 15 gange sundere tandkød på seks uger og op til 100 % bedre fjernelse af misfarvninger på mindre end to dage sammenlignet med en manuel tandbørste.

SenseIQ-teknologi




SenseIQ-teknologi hjælper med at afbalancere din børstestil og registrerer dit tryk, dine bevægelser og dækningen op til 100 gange i sekundet, mens du børster. Hvis du trykker for hårdt, reagerer tandbørsten og justerer automatisk intensiteten for at beskytte dine tænder og dit tandkød.

Sonicare Fluid Action




Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med 62.000 børstebevægelser i minuttet. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.

Visuel tryksensor



Denne elektriske Sonicare-tandbørste har en lysring i bunden, der fortæller dig, om du trykker for hårdt. Du skal blot slække presset, når den lyser, for at beskytte dit tandkød.

Indstillinger og intensiteter



Styrk din mundplejerutine med 15 børsteindstillinger. Uanset, om du er på udkig efter en grundig rensning eller et bestemt fokus, kan du få det her med denne elektriske tandbørste. Vælg mellem fem indstillinger – Clean (rens), White+ (blegning+), Gum Health (tandkødspleje), Deep Clean (grundig rensning) og Sensitive (skånsom) – og tilpas det med et af tre intensitetsniveauer for at opnå en personlig rensning. Du skal blot åbne appen, vælge dine præferencer og lade din tandbørste gøre resten.

Sonicare-app



Opnå dine mål for mundhygiejne med din Sonicare-tandbørste og -app. Sammen giver de praktisk coaching i realtid, personlig vejledning og skræddersyet indsigt til forbedring af din børsterutine. Hold øje med dine fremskridt, finpuds din teknik, og få løbende feedback for at få mest muligt ud af hver børstning. Sammen er i ustopkelige. I mellemtiden holder automatisk synkronisering data opdateret i appen, selv når du ikke børster med appen ved siden af dig.

DiamondClean Prestige 9900

Genopladelig tandbørste

HX9992/42


Vigtigste nyheder

Kvalitetsdesign og tilbehør



Fra det slanke design til den topmoderne opladeenhed er alle detaljer på denne elektriske tandbørste skabt med fokus på detaljerne takket være vores erfarne designere og ingeniører. Og med den medfølgende opladerejsetaske kan du fortsætte din sædvanlige mundpleje, selv når du er på farten.


Udskiftningspåmindelse



Vidste du, at børstehoveder bliver mindre effektive efter tre måneder? Tandlæger anbefaler, at du skifter børstehovedet regelmæssigt, og derfor har Philips Sonicare-tandbørster påmindelser om udskiftning af

børstehoveder. Den registrerer, hvor ofte og hvor hårdt du børster, og minder dig om at udskifte børstehovedet, når det er tid til et nyt.

Batterilevetid



Få op til 14 dages regelmæssig børstning på en fuld opladning, hvilket gør din daglige rutine endnu mere bekvem.

Specifikationer

Intensiteter

Høj: For at øge din rensning

Mellem: Til daglig rensning

Lav: Til følsomme tænder og følsomt tandkød

Strøm

Strømforsyning: 100-240 V

Tekniske specifikationer

Brugstid (fuldt opladet til tom): 14 dage

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Energiforbrug: Standby-tilstand uden skærm

<0,06 W

Design og finish

Farve: Midnight Blue

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Softwaresupport: Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen.

Kompatibilitet

Trådløs Bluetooth-teknologi: Forbundet

Sonicare-app

Android-kompatibilitet: Android-telefoner med

Bluetooth 4.0 og nyere

iOS-kompatibilitet: iPhone med Bluetooth 4.0 og nyere

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt og kompakt design

Batteriindikator: Illumineret ikon indikerer batterilevetid

Håndtagskompatibilitet: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Timer: BrushPacer og SmartTimer

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 DiamondClean Prestige 9900

Børstehoveder: 2 A3 All-in-One

Rejseetui: 1 Prestige-rejseetui med USB-opladning

Oplader: 1 opladeenhed og holder

Rensedydelse

Fjernelse af plak: 20 gange mere effektiv*

Gum Health: Op til 15 gange sundere tandkød***

Blegning: Fjerner op til 100 % mere misfarvning***

Hastighed: 62.000 børstebevægelser i minuttet

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Rengøring i dybden: Giver en forfriskende dybderens

Gum Health: Masserer forsigtigt dit tandkød

Sensitive: Til følsomme tænder og følsomt tandkød

White+: Til hjælp mod misfarvninger på tænderne

Smart sensorteknologi

Trykfeedback: Ringen lyser lilla, Vibration og pulserende lyd

Udskiftningspåmindelse: Fortæller dig, hvornår du skal udskifte børstehovedet

SenseIQ: Justerer automatisk børstningen ud fra tryk og bevægelse

Sonicare-app

Sporing og statusrapporter: Hold øje med dine børstevaner og forbedringer over tid ved hjælp af detaljerede data og personlig indsigt.

Coaching i realtid med SenseIQ: Få øjeblikkelig feedback om tryk, bevægelse og dækning for at forbedre din børsteteknik, mens du børster.

Personlig vejledning: Få tilpassede børstetips baseret på dine børstemønstre og -vaner.

