

PHILIPS

sonicare



4 vnt. šepetėlių
galvūčių pakuotė

Sensitive

Švelnus, tačiau veiksmingas
valymas

Pašalina 10 kartų daugiau
apnašų*

Itin minkštas



HX6054/88

Jautriems dantims skirta šepetėlio galvutė

Švelnus, bet veiksmingas jautrių dantų valymas

Švelniai, bet efektyviai nuvalykite apnašas su šia keičiama „Philips Sonicare“ jautriems dantims skirta šepetėlio galvute. Su šia šepetėlio galvute apnašas pašalinsite be jokių pastangų ir tai darysite švelniai dantų ir dantenų atžvilgiu. Išskirtinis kasdienis valymas.

Rūpinimasis planeta

- Pagaminta iš 70 proc. biologinio plastiko
- Perdirbama popieriaus pagrindo pakuotė

Visais atžvilgiais paprasta naudoti

- Nepamirkite valyti dantų su „BrushSync“ priminimais
- Tinka visoms „Philips Sonicare“ įstatomoms rankenėlėms

Jautriems dantims ir dantenoms

- Švelnus, bet veiksmingas jautrių dantų ir dantenų valymas
- Pašalina iki 10 k. apnašų sunkiai pasiekiamose vietose
- Patikrinta „Sonicare“ technologija
- Įrodyta, kad užtikrina veiksmingą burnos ertmės priežiūrą

Sensitive

4 vnt. šepetėlių galvutčių pakuotė

HX6054/88


Ypatybės

Itin minkšti šereliai



Kruopštus valymas gali būti švelnus jautriems dantims ir dantenoms. Ši šepetėlio galvutė yra unikali konstrukcija su ilgais, plonais ir itin minkštais šereliais, todėl kiekvienas šepetėlio judesys yra švelnus.

Atsiveikinkite su apnašomis



Ši šepetėlio galvutė su daugiau kaip 3 tūkst. tankiai išdėstytų šerelių padeda pašalinti iki 10 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis – net ir sunkiai pasiekiamose vietose.


Patikimas „Sonicare“ valymas



Prisijunkite prie milijonų žmonių ir pajuskite švarą. Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantis ir dantenos

prižiūri iki 62 tūkst. šerelių judesių. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad šie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.

Kliniškai išbandyta



Visos „Philips Sonicare“ šepetėlių galvutės kruopščiai sukurtos ir kliniškai išbandytos. Todėl galite būti tikri, kad jos atitinka aukščiausius kokybės, saugumo ir veiksmingumo standartus.

Pakeitimo priminimai



Ar žinojote, kad po trijų mėnesių šepetėlių galvutės tampa mažiau veiksmingos? Odontologai rekomenduoja reguliariai keisti šepetėlio galvutę, todėl „Philips Sonicare“ dantų šepetėliuose įdiegta „BrushSync“ technologija. Ji stebi, kaip dažnai ir kaip stipriai valote dantis, ir primena, kad reikia pakeisti šepetėlio galvutę, kai ateis laikas tą padaryti.

Uždedama konstrukcija



Ši šepetėlio galvutė suderinama su visais „Philips Sonicare“ elektriniais dantų šepetėliais.** Tiesiog įstatykite ją arba nuimkite, kai reikia pakeisti ir išvalyti.

Bioplastikas



Siekiame sumažinti iškastinio kuro plastiko naudojimą savo produktuose. Štai kodėl 70 % plastiko, naudojamo šioje šepetėlio galvutėje, yra biologinės kilmės.***

Popieriaus pagrindo pakuotė



Visos mūsų šepetėlių galvutės yra popierinėse pakuotėse, kurias galima perdirbti ten, kur tuo užsiima atitinkamos įstaigos.

Sensitive

4 vnt. šepetėlių galvutėlių pakuotė

HX6054/88

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

Standūs šereliai: Itin minkštas

Spalva: Juoda

Primenantys šereliai: Blunkanti mėlyna šerelių spalva

Dydis: Įprastas

Išmanus šepetėlio galvutės atpažinimas

Suderinamumas

Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma

Netinka: „Philips One“

Suderinami dantų šepetėliai: „Philips Sonicare“

Pridėti priedai

Šepetėlių galvutės: 4 „S2 Sensitive“

Kokybė ir funkcionalumas

Pakeitimas: Kas 3 mėnesius

Patikrintas: kad būtų naudojamas optimaliau

Pagaminta: Vokietija

Privalumas: Švelnus valymas

