

**PHILIPS**

**sonicare**



Standard et Confort

Nozzles for Compact  
Flosser



HX3072/00

## Élimination efficace et en douceur de la plaque dentaire

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dans les zones traitées\*

Profitez d'un nettoyage interdentaire rapide et efficace grâce à ces canules pour le Philips Sonicare Compact Flosser. La canule Standard permet d'obtenir un nettoyage puissant des espaces interdentaires. La canule Comfort, avec sa pointe souple, a été conçue pour les gencives sensibles.

### Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dans les zones nettoyées\*

- Un nettoyage interdentaire complet au quotidien
- Nettoyage interdentaire pour les dents et gencives sensibles

### Pour commencer le nettoyage interdentaire en toute facilité

- Conçu pour une utilisation facile au quotidien
- Compatibilité

## Nozzles for Compact Flosser

Standard et Confort

# Caractéristiques

### Canule N1 Standard



La canule N1 Standard est idéale pour un nettoyage quotidien complet, car elle élimine efficacement la plaque dentaire et les résidus entre vos dents.

### Canule N2 Confort



La canule N2 Confort est dotée d'un embout souple spécialement conçu pour une utilisation sur les dents et les gencives sensibles sans transiger sur l'élimination de la plaque dentaire.

### Facile à utiliser



Changer les canules lorsque vous le souhaitez ? Rien de plus facile. Il suffit de les clipser ou de les déclipser. Pour garantir une bonne hygiène, remplacez les canules du jet dentaire tous les six mois.

### Compatibilité



Compatible uniquement avec le Compact Flosser Philips Sonicare. Non compatible avec les autres jets dentaires Philips Sonicare.

HX3072/00

# Spécifications

### Facile d'utilisation

**Fixation de la canule:** Se clipse et se déclipse facilement

**Rangement de la canule:** Canule facile à ranger en déplacement

**Remplacement de la canule:** Tous les 6 mois

### Accessoires inclus

Canule N1 Standard: 1

Canule N2 Confort: 1

### Bénéfices santé

**Élimination de la plaque dentaire:** Élimine jusqu'à 99 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées

