

PHILIPS

sonicare



Jet dentaire

Compact Flosser

1000

Nettoyage interdentaire efficace
en seulement 60 secondes*



HX3333/23

Nettoyage interdentaire efficace en seulement 60 secondes*

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dans les zones traitées*

Le Philips Sonicare Compact Flosser est rapide, efficace et prêt à l'emploi où que vous soyez. Le jet dentaire élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire* entre vos dents et le long de vos gencives en seulement 60 secondes.

Compact pour vos déplacements

- Réservoir pliable de 200 ml facile à ranger et à emporter en voyage
- 14 jours d'autonomie entre les charges
- Système deux-en-un : rangement de la canule et orifice de remplissage

Pour commencer le nettoyage interdentaire en toute facilité

- Profitez du mode Pulse, Clean ou Sensitive
- Deux canules pour un nettoyage doux et efficace
- Nettoyez chaque section de votre bouche, sans rien oublier.
- Étanchéité IPX7
- Deux façons d'ajouter de l'eau

Compact Flosser 1000

Jet dentaire

HX3333/23

Caractéristiques

Compact et facile à transporter



Le design compact du jet dentaire est doté d'un réservoir pliable, pour le ranger ou l'emporter facilement lors de votre prochain voyage. Le réservoir de 200 ml contient suffisamment d'eau pour un nettoyage complet de 60 secondes.

Trois modes de nettoyage interdentaire



Adaptez n'importe quelle séance à vos besoins grâce aux trois modes de nettoyage interdentaire. Pulse permet de masser et stimuler les gencives. Clean est idéal pour une utilisation quotidienne. Et Sensitive apporte une touche de douceur supplémentaire à votre routine.

Canules Standard et Confort



Le jet dentaire dispose de deux canules pour éliminer jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées*. La canule N1

Standard offre un nettoyage puissant des espaces interdentaires. La canule N2 Confort, avec son embout souple, a été conçue pour les gencives sensibles. Chaque canule peut pivoter à 360 degrés pour passer le jet dentaire dans les zones difficiles d'accès, comme à l'arrière de votre bouche.

Minuteur de 15 secondes



Avec son minuteur de 15 secondes, le jet dentaire interrompt brièvement le débit d'eau pour vous indiquer quand passer à la prochaine section de votre bouche. Il vous indique le temps de nettoyage interdentaire idéal à chaque passage.

Charge longue durée



Avec une autonomie allant jusqu'à 14 jours, le Compact Flosser est très pratique en déplacement. Vous pouvez facilement le charger à la maison avant un voyage, ou le recharger lorsque vous êtes en déplacement grâce au câble de charge USB-A.

Résistant à l'eau



Le Compact Flosser est doté d'un indice de résistance à l'eau IPX7 : il trouvera naturellement sa place dans votre salle de bains.

Rangement de la canule



Profitez au maximum de la conception intelligente en insérant une canule dans le canal situé en haut du jet dentaire lorsque celui-ci n'est pas utilisé. Le canal sert également d'orifice de remplissage.

Deux méthodes de remplissage



Vous pouvez remplir le réservoir d'eau de deux façons, en toute facilité. Retirez le réservoir et remplissez-le comme un verre, idéal lorsqu'il est vide. Ou remplissez-le à l'aide de l'orifice de remplissage situé près de la fixation de la canule.

Compact Flosser 1000

Jet dentaire

HX3333/23

Spécifications

Modes

Sensitive: Pour un nettoyage en douceur

Spécificités techniques

Consommation d'énergie: Mode d'arrêt <0,3 W,

Veille sans affichage <0,5 W

Design et finition

Couleur: Violet

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Pliable

Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

Rangement de la canule: Canule facile à ranger en déplacement

Performances

Nettoyage: Nettoie entièrement la bouche en 60 secondes

Accessoires inclus

Câble de recharge USB: 1

Compact Flosser: 1

Canule N1 Standard: 1

Canule N2 Confort: 1

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien

Fonction Pulse: Pour la stimulation des gencives

Bénéfices santé

Élimination de la plaque dentaire: Élimine jusqu'à 99 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées

