

PHILIPS

sonicare



フィリップスソニックア
ーコンパクトフロッサー

Compact Flosser 1000

収納しやすい折りたたみ式
3つのモードから選べる
2つのノズルで効果的に洗浄
15秒ごとのペーサー



HX3333/23

1分間で歯間をスッキリ洗浄

収納しやすい折りたたみ式200 mlタンクは旅行に便利

日本の歯科医・歯科衛生士の使用率NO.1の口腔洗浄器ブランド、フィリップス ソニックケア*。ソニックケアコンパクトフロッサー1000は、1分間で歯間をスッキリ洗浄します。電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。収納しやすい折りたたみ式で旅行など持ち運び便利です。* POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ ** 1 日 1 回、1 分間のフロスに基づく。

携帯に便利なコンパクトサイズ

- 収納しやすい折りたたみ式 200 ml タンクは旅行に便利
- 1 回の充電で 14 日間使用可能
- 2in1 ノズル収納兼注水口

簡単に使えて初めてのフロスに最適

- 3つのモード「クリーン」「センシティブ」「パルス」から選べる
- 2つのノズルでやさしく効果的に洗浄
- 口腔内区分ごとの洗浄で磨き残しなし
- IPX7防水仕様、お風呂で使用可
- 注水方法は2通り

Compact Flosser 1000

フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサー

HX3333/23

特長

コンパクトで携帯に最適



コンパクトなデザインフロッサーには折りたたみ式のタンクが付属しており、楽に収納できるため旅のお供に最適です。タンクには1分間の洗浄に十分な最大200 mlの水が入ります。

3つのモードから選べる



用途に合わせて3つのフロスモードが使用可能。「クリーン」は標準水圧で毎日の洗浄用。「センシティブ」はやさしい水圧で洗浄し、毎日のケアをサポートします。「パルス」は一定間隔で水圧が強弱に変化し洗浄し、歯ぐきに刺激を与えます。


2つのノズルでやさしく効果的に洗浄



スタンダードノズルは日常使用で、歯間をパワフルに洗浄します。コンフォートノズルはソフトな先端で敏感な歯ぐきや歯間をやさしく洗浄するよう

うに設計されています。両ノズルは360度回転するため、届きにくい奥歯もしっかりフロスできます。

口腔内区分ごとの洗浄で磨き残しなし



15秒間ごとのペーサー機能は、15秒経過すると一時的に水流を止めて洗浄区分の変更をお知らせします。これにより、毎回適切なフロス時間で口腔内全体をくまなく洗浄できます。

1回の充電で14日間使用可能



1日の充電で14日間使用できるコンパクトフロッサーは外出時も重宝。USB-A充電ケーブル付きなので、旅行前の家での充電や、旅先での充電が簡単にできます。

お風呂使用可



コンパクトフロッサーはIPX7防水仕様で、水場や浴室での使用が可能です。（故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。）

2in1ノズル収納兼注水口



使用しないときはノズルをフロッサー上部の注水口から差し込み収納しておける設計になっています。

注水方法は2通り



水タンクは2通りの注水方法で簡単に注水できます。1つはタンクを外してコップのように水を注ぎます。空の時はこの方法が適しています。もう1つはノズルアタッチメントのそばにある注水口から水を注ぎ入れます。

Compact Flosser 1000

フィリップスソニックケアコンパクトフロッサー

HX3333/23

仕様

モード

センシティブ: やさしく洗浄

仕様

エネルギー消費: オフモード <0.3 W, スタンバイ (ディスプレイオフ) <0.5 W

デザインと仕上げ

色: パープル

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

ハンドル: 折りたたみ式デザイン

ノズル装着方式: はめ込み式

ノズル収納: ノズルを収納できて携帯に便利

性能

クリーニング: 60 秒でお口全体を洗浄

内容・付属品

USB 充電ケーブル: 1

コンパクトフロッサー: 1

N1 スタンダードノズル: 1

N2 コンフォートノズル: 1

モード

クリーン: 毎日の歯みがきに

パルス: 歯ぐきを刺激

健康上の利点

歯垢の除去: 歯間の歯垢を効果的に除去

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。



* インビトロ研究。実際の結果は異なる場合があります
* *電源に接続されておらず、水に沈められていない場合。
* **1 日 1 回、1 分間のフロスに基づく。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-08-04
バージョン: 3.3.5

EAN: 87 20689 04682 4

www.philips.com