

PHILIPS

sonicare



コンパクトフロッサー 用替ノズル

Nozzles for Compact Flosser

毎日しっかりフロスを
敏感な歯間のフロス用
毎日の使用に適したデザイン



HX3072/00

1分間で歯間をスッキリ洗浄。やさしく効果的に歯垢を除去

2種類の替ノズル（N1 スタンダードノズル&N2 コンフォートノズル）

日本の歯科医・歯科衛生士の使用率NO.1の口腔洗浄器ブランド、フィリップス ソニックケア*1。ソニックケアコンパクトフロッサー1000は、1分間で歯間をスッキリ洗浄します。電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。フィリップスソニックケアコンパクトフロッサー用ノズルで、すばやく効果的なフロス体験を。スタンダードノズルは歯間をパワフルに洗浄します。コンフォートノズルはソフトな先端で敏感な歯ぐきにやさしく設計されています。*1 POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ

2種類の替ノズル（N1 スタンダードノズル&N2 コンフォートノズル）

- 毎日しっかりフロスを
- 敏感な歯と歯ぐきのフロス用

簡単に使えて初めてのフロスに最適

- 毎日の使用に適したデザイン
- ソニックケアコンパクトフロッサーにのみ装着可能

Nozzles for Compact Flosser

コンパクトフロッサー用替ノズル

HX3072/00

特長

N1 スタンダードノズル



N1 スタンダードノズルは毎日の全体磨きに最適です。歯間の歯垢と食べかすを効果的に除去します。

N2 コンフォートノズル



N2 コンフォートノズルの先端は特別に設計されたソフトな感触。歯と歯ぐきが敏感な方でもしっかりと歯垢を除去できます。

使い方も簡単



ノズルの切り替えや交換はカチッと軽く押すだけでとても簡単。衛生的にご使用いただくために、フロッサーのノズルは半年に1回の交換をお勧めします。

ソニックケアコンパクトフロッサーにのみ装着可能



フィリップス ソニックケアコンパクトフロッサーにのみ装着可能。他のフィリップス ソニックケア パワーフロッサー・エアーフロスでは使用できません。

仕様

使いやすさ

ノズル装着方式: はめ込み式

ノズル収納: ノズルを収納できて携帯に便利

ノズルの交換: 約6か月毎

内容・付属品

N1 スタンダードノズル: 1

N2 コンフォートノズル: 1

健康上の利点

歯垢の除去: 歯間の歯垢を効果的に除去

