


# PHILIPS

## sonicare



충전식 전동 칫솔

DiamondClean 9000

10배 더 뛰어난 플라그 제거 효과\*  
최대 100% 더 많은 착색 제거 효과\*\*  
압력 감지 센서  
4가지 양치모드 & 3단계 강도 조절



HX9911/96

## 완벽한 구강 건강 관리

최대 10배 더 뛰어난 부드러운 플라그 제거 효과\*

필립스 소닉케어 다이아몬드클린 전동 칫솔로 구강 건강을 완벽하게 관리하고 최대 100% 더 많은 치아 착색을 제거해 보세요\*\*. 앵에 연결된 기술로 양치 습관을 추적하여 구강 건강을 관리할 수 있습니다.

### 순쉬운 양치

- 필립스 압력 센서로 잇몸을 보호합니다
- 이상적인 세정 환경 선택
- 손안에서 확인하는 양치 습관

### 라이프스타일에 맞는 디자인

- 세심한 관리가 가능하도록 세심하게 설계했습니다
- 14일간 규칙적으로 양치
- 칫솔모 교체 알림으로 최고의 양치 상태를 유지하세요.

# DiamondClean 9000

충전식 전동 칫솔

HX9911/96

## 주요 제품

### 압력 감지 센서



너무 세게 칫솔질하기 쉽기 때문에 필립스 소니케어 칫솔에는 과도한 압력을 감지하는 스마트 광학 센서가 있습니다. 너무 세게 양치하는 경우, 부드러운 진동으로 압력을 낮추도록 알려주어 잇몸을 보호하도록 도와줍니다.

### 모드 및 강도



12가지 양치 설정으로 구강 관리 습관을 개선하세요. 딥 클린을 원하든 특정 부분에 집중을 원하든 이 전동 칫솔을 사용하면 됩니다. 세정, 미백+, 잇몸 건강, 딥 클린+ 5가지 모드 중에서 선택하고 3가지 강도 중 하나로 조절하여 맞춤형 세정을 할 수 있습니다.

### 소니케어 앱




소니케어 전동 칫솔과 앱을 함께 사용해 구강 건강 목표를 달성하세요. 서로 완벽하게 연동되어 가이드 양치, 유용한 팁과 요령, 맞춤형 콘텐츠を提供합니다. 이 강력한 조합으로 구강을 완벽하게 관리하세요.

### 고품질 설계 및 액세서리



슬림한 디자인에서 세련된 충전대에 이르기까지, 이 전동 칫솔은 전담 디자이너와 엔지니어가 세심한 주의를 기울여 디자인했습니다. 또한 컴팩트한 여행용 케이스가 있어 어디에서나 칫솔을 안전하게 보관할 수 있습니다.

### 교체 알림



3개월 후 칫솔모의 효과가 떨어진다는 사실을 알고 계셨습니까? 치과 전문의는 정기적으로 칫솔모를 교체할 것을 권장합니다. 그래서 필립스 소니케어 칫솔은 칫솔모 교체 알림 기능이 있습니다. 양치의 빈도와 강도를 추적하여 새 칫솔모를 교체할 시기가 되면 이를 알려줍니다.

### 14일간 지속되는 배터리



한 번 충전으로 최대 14일간 규칙적으로 양치할 수 있어 기존과 전혀 다른 차원의 편리한 양치 습관을 들일 수 있습니다.

# DiamondClean 9000

충전식 전동 칫솔

HX9911/96

## 사양

### 강도 조절

**높음:** 더 깨끗한 세정을 위해  
**일반:** 매일매일 깨끗한 양치를 위해  
**낮음:** 민감한 잇몸과 치아에 적합

### 소비전력

전압: 100-240V

### 기술 사양

**작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지):** 14일  
**배터리:** 충전식  
**에너지 소비량:** 디스플레이 미작동 대기 상태 < 0.11W  
**배터리 유형:** 리튬 이온

### 디자인 및 마감

색상: 아쿠아마린 그라데이션

### 서비스

**보증:** 구입 후 2년  
**소프트웨어 지원:** 필립스는 구입일로부터 2년 동안 관련 소프트웨어 업데이트를 제공합니다.

### 호환성

**Bluetooth 무선 기술:** 소닉케어 연동 앱  
**Android 호환성:** Bluetooth 4.0 이상이 설치된 Android 휴대폰  
**iOS 호환성:** Bluetooth 4.0 이상이 설치된 iPhone

### 편리한 사용

**핸들 호환성:** 탈부착이 쉬운 클릭은 칫솔모  
**핸들:** 세련되고 컴팩트한 디자인  
**배터리 표시등:** 배터리 잔량을 알려주는 표시등  
**타이머:** 브러시페이서 및 스마트타이머

### 구성품

**핸들:** 다이아몬드클린 9000 1개  
**칫솔모:** C3 프리미엄 플라그 컨트롤 1개  
**충전기:** 충전대 및 받침대 1개  
**여행용 케이스:** 여행용 케이스 1개

### 세정 성능

**플라그 제거:** 10배 더 우수한 효과\*  
**치아 미백:** 최대 100% 더 많은 착색 제거 효과\*\*  
**속도:** 분당 62,000회의 브러시 동작

### 모드

**세정:** 매일매일 깨끗한 양치  
**Deep Clean+:** 상쾌한 딥클린을 위한 기능  
**Gum Health:** 부드러운 잇몸 마사지  
**White+:** 치아 표면의 착색 제거에 도움

### 스마트 센서 기술

**압력 피드백:** 진동 소리  
**교체 알림:** 칫솔모 교체 시기를 알려줍니다

### 소닉케어 앱

**추적 및 진행 보고:** 시간이 지남에 따라 양치 패턴을 모니터링하여 구강 위생을 유지하도록 도와줍니다.

