

PHILIPS

sonicare



Irygator do jamy
ustnej

Cordless Power Flosser 3000

Technologia Quad Stream

Łatwe, dokładne czyszczenie
przestrzeni międzyzębowych



HX3826/24

Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream

Usuwa do 99% płytki nazębnej* w czyszczonych obszarach

Łatwe, dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych poprawia zdrowie dziąseł. Unikalna końcówka QuadStream łatwo czyści większą powierzchnię, zapewniając bardziej efektywne czyszczenie nicią dentystyczną za każdym razem.

Easy and convenient

- Łatwy do napełnienia zbiornik o pojemności 250 ml
- Technika niewymagająca wysiłku
- Szybkie i uniwersalne ładowanie za pomocą przewodu USB-A z małą wtyczką
- Nasadka F1 Standard do uniwersalnego czyszczenia

Faster, more effective flossing

- 2 tryby czyszczenia, 3 poziomy intensywności
- Pełne czyszczenie w 60 sekund
- Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba
- Nasadka F3 Quad Stream zapewnia maksymalne pokrycie

An effortless clean with advanced technology

- Technologia Quadstream: usuwa płytkę nazębną spod linii dziąseł

Cordless Power Flosser 3000

Irygator do jamy ustnej

HX3826/24

Zalety

Technologia QuadStream



Unikatowa nasadka w kształcie litery X wytwarza 4 szerokie strumienie gwarantujące dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł. Miękka, gumowa nakładka jest delikatna dla dziąseł, a jednocześnie pokrywa 8x większy obszar czyszczenia. Szybsze, dokładniejsze czyszczenie bez użycia nici dentystycznych. *W porównaniu do zwykłej końcówki i wiodącego konkurenta; w badaniu in-vitro

Czyści zęby od przyzębia



Technologia Quadstream usuwa do 99% płytki nazębnej z kieszonek dziąsłowych o głębokości od 6 mm.

Technologia Pulse Wave



Krótkie przerwy między impulsami czyszczącymi sygnalizują, aby przesunąć nasadkę do następnej przestrzeni międzyzębowej i zapewnić czystość całej jamy ustnej.

2 tryby, 3 poziomy intensywności



Wybierz czyszczenie, które pasuje do Twojego uśmiechu. Tryb czyszczenia zapewnia ciągły strumień wody, co umożliwia skuteczne codzienne czyszczenie. Pulsowanie funkcji głębokiego czyszczenia zapewnia dokładniejsze czyszczenie. Poziom intensywności można wygodnie dostosować.

Pełne czyszczenie w 60 sekund



Końcówka pozwala uzyskać dostęp do trudno dostępnych miejsc. Pełne czyszczenie zajmuje zaledwie 60 sekund.

Szybkie ładowanie za pomocą przewodu USB-A z małą wtyczką



Wygodne ładowanie za pomocą przewodu USB-A z małą wtyczką. Jedno ładowanie umożliwia czyszczenie przez nawet 14 dni.

Zbiornik 250 ml




Pojemność zbiornika 250 ml wystarcza na zalecane 60-sekundowe czyszczenie. Wystarczy obrócić i zdjąć lub użyć bocznych drzwiczek, aby ułatwić napełnianie.

Technika niewymagająca wysiłku



Wystarczy skierować końcówkę na przestrzeń między zębami oraz wzdłuż linii dziąseł i nacisnąć przycisk, aby zapewnić skuteczne czyszczenie obszarów niedostępnych dla szczoteczki!

Standardowa końcówka do czyszczenia punktowego



Uniwersalna nasadka do regularnego czyszczenia. Wykorzystuje ona pojedynczy strumień wody do usuwania zanieczyszczeń i dokładnego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł.

Cordless Power Flosser 3000

Irygator do jamy ustnej

HX3826/24

Dane techniczne

Moc

Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Miętowy

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Wydajność

Czyszczenie: Czyszczenie jamy ustnej w 60–90 sekund

Elementy zestawu

Bezprzewodowe urządzenie Power Flosser: 1

Nasadka F1Standard: 1

Nasadka F3 Quad Stream: 1

Przewód do ładowania USB: 1

Adapter ścienny USB: 1

Tryby

Clean: Dokładne doczyszczenie na co dzień

Głębokie czyszczenie: Dokładne doczyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Poziomy intensywności: 3

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa do 99% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach*

Poddziałłowe: Udowodniono, że usuwa do 99% płytki nazębnej spod linii dziąseł**

