

PHILIPS



עם מכשיר להסרת שיער
SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin חיישן

אביזרים חגמים: דוף, פנים, 4
מפשעה, בתי שחי

בלעדיות AI-תכונות מבוססות
באפליקציה

שימוש אלחוטי ועם חיבור רציף (כבל)



BRI951/01

SenseIQ נוחות ללא חוטים, טיפול מותאם אישית עם

*תיהני מעור חלק ונעים למשך 12 חודשים

Lumea IPL-בואו ליהנות מטיפול קל, נוח ומותאם אישית עם הגרסה האלחוטית של מכשיר ה שיער Lumea IPL עם אביזרים חכמים והדרכה באפליקציית SenseIQ המהיר שלנו. טכנולוגיית

עדין ויעיל לקבלת עור חלק לטווח ארוך

- תוצאות מהירות עם טיפול פעם בשבועיים בלבד.
- עבור נוחות עם אפשרויות חוטיות ואלחוטיות
- פותח בעזרת דרמטולוגים להיות קל ויעיל

פתרון מלא לפנים ולגוף

- פתרון מלא לפנים ולגוף עם 4 אביזרים חכמים
- מתאים לרוב גווי העור וצבעי השיער

מותאם אישית להסרת שיער IPL טיפול

- SenseIQ עדין ונוח עם
- SkinAI ניתוח שיער גוף חכם עם

Highlights

פעמיים בחודש לקבלת תוצאות מהירות




ניתן להתחיל בשלב הראשוני של 4 טיפולים בכל שבועיים — חצי מהכמות בכל מותג אחר. טיפול לשמירה על התוצאות פעם בחודש לאחר מכן.

SenseIQ טכנולוגיית



יש חמש הגדרות תאורה הניתנות ל-SmartSkin לכוון בקלות. חיישן שלנו קורא את גוון העור ומסייע למצוא את ההגדרה הנכונה ביותר. אביזרים חכמים מתאימים את הטיפול לכל אזור בגוף.

עבור נוחות עם אפשרויות חסיות ואלחוטיות



מתוכנן להיות נוח וקל לשימוש. ניתן לשימוש במכשיר בחיבור חוטי לטיפול מהיר באזורי גוף גדולים, כמו הרגליים, או להשתמש במצב הסוללה האלחוטית כדי לטפל בדיוק באזורי גוף שקשה להגיע אליהם.

אביזרים חכמים 4




אביזרים שתוכננו במיוחד מתאימים בצורה מושלמת לקווי מתאר הגוף ומפעילים את התוכניות היעילות ביותר עבור כל אזור בגוף כאשר הם מחוברים. פנים גוף: מעוקל פנימה. UV עיצוב שטוח וחלון קטן עם מסנן עם חלון גדול. מפשעה ובית שחי: מעוקל כלפי חוץ. לאזורים שקשה להגיע אליהם.

פוחת בעזרת דרמטולוגים



כחברה מובילה בטכנולוגיית הבריאות, פיליפס פיתחה בהתייעצות עם דרמטולוגים, לשימוש Lumea IPL הנוצר מטכנולוגיה Lumea IPL. קל ויעיל בתוך הבית המשמשת מכונני יופי מקצועיים, מציע טיפול עדין אפילו באזורים רגישים.

בלעדיות SkinAI תכונות



אפליקציית האימון החינמית שלנו מציעה הדרכה שלב בלעדית SkinAI אחר שלב, עכשיו עם טכנולוגיית שמנתחת את שיער הגוף שלך ועוקבת אחר הפחתת השיער.

לרוב סוגי העור והשיער



זקוק לניגודיות בין הפיגמנט בצבע השיער לבין IPL הפיגמנט בגוון העור, לכן הוא פועל על שיער בלונדיני כהה, חום או שחור באופן טבעי ועל גווני עור מבהיר עד (I-V). חום כהה.

Specifications

קובצי מפרט טכני מצורפים

אביזר לטיפול בגוף: צורה: קמור מעוקל, גודל החלון: 4.1 סמ"ר, טיפול מותאם לגוף: רגליים, זרועות ובטן, **אביזר לטיפול בפנים:** צורה: שטוח, גודל חלון: 2 סמ"ר מסנן נוסף, טיפול מותאם לפנים: שפה עליונה, סנטר וקו לסת
אביזר לטיפול בקו הביקיני: צורה: קמור קמור, גודל החלון: 3 סמ"ר, טיפול מותאם לאזור המפשעה הרגיש
אביזר לטיפול בבתי השחי: צורה: קמור קמור, גודל החלון: 3 סמ"ר, טיפול מותאם לבתי השחי

הגדרות בטיחות והגדרות ניתנות לכוונון

משולב: מגן על העור מפני אור אולטרה-סגול UV מסנן **הגדרות של אנרגיית אור:** מתאים את עצמו לסוג העור 5 שלך
מערכת בטיחות משולבת: מונע הבזקים לא מכוונים

חיישן גוון העור: מזהה את גוון העור

מחווני על ההגדרה הנכונה לפי **SmartSkin חיישן** דרישה

מצב אפליקציה

החלקה והבזקה: יישום מהיר
הצמדה והבזקה: לטיפול באזורים קטנים
שימוש אלחוטי / מחובר לחשמל: שימוש אלחוטי ועם חיבור רציף (כבל)

מפרט טכני

סוג סוללה: סוללה נטענת
V מתח: 100–240
מנורה לביצועים גבוהים: נבנה כדי להחזיק מעמד, 450,000 הבזקים, שווה ערך ל-39 שנות חיי מוצר של **מנורה

שירות

אחריות: אחריות כוללת לשנתיים + שנה נוספת של אחריות מתאריך רישום המוצר תוך 90 יום

הפרטים הכלולים

הוראות השימוש: מדריך למשתמש
אחסון: נרתיק יוקרה
19.5 מתאם: V / 4000mA

משך/שעת יישום

רגל תחתונה: 8.5 דקות
בתי שחי: 2.5 דקות
מפשעה: 2 דקות
אזורים בפנים: 1.5 דקות

