

PHILIPS

sonicare



Szczoteczka soniczna

4100 Series

Technologia Sonicare
QuadPacer i SmarTimer

Wąska, ergonomiczna
konstrukcja

14 dni pracy akumulatora



HX3689/43

Bielsze zęby. Delikatne działanie.

Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie z czujnikiem nacisku. Twoje zęby będą bielsze już po 1 tygodniu.

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Nie zużywaj — używaj ponownie
- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów
- 14 dni pracy akumulatora
- Przełączaj między 2 ustawieniami intensywności

Zoptymalizuj czyszczenie

- Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i QuadPacer

Widocznie bielsze zęby

- Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Chroni dziąsła


- Czujnik siły nacisku pomaga chronić zęby i dziąsła

Doskonale czyszczenie

- Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie


Zalety

Bielsze zęby już po jednym tygodniu



Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie zapewnia efekt wybielenia już po 1 tygodniu.*

Chroni dziąsła



Wbudowany czujnik nacisku automatycznie wykrywa siłę nacisku, ostrzega i automatycznie redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku. 7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby.

SmarTimer i QuadPacer



Zegar SmarTimer odliczający 2 minuty i QuadPacer odliczający 30 sekund wskazują zalecany czas czyszczenia poszczególnych obszarów jamy ustnej.

2 ustawienia intensywności



Przełączaj między 2 ustawieniami intensywności, aby sesja szczotkowania była dla Ciebie komfortowa.

Zaawansowana technologia Sonicare



Silne wibracje włosia powodują powstawanie mikrobąbelków głęboko między zębami i wzdłuż linii dziąseł, co zapewnia odświeżające doznania. W ciągu zaledwie 2 minut otrzymasz efekt porównywalny do efektu po dwumiesięcznym myciu zębów szczoteczką manualną. Szczoteczka wykonuje 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę, delikatnie czyści zęby, rozbija płytkę nazębną i wymiata ją, zapewniając na co dzień wyjątkową czystość.

Przypomnienie o wymianie końcówki



Wszystkie końcówki z czasem się zużywają, więc warto zwracać uwagę na swoją. Szczoteczka DiamondClean 9000 śledzi jak długo korzystasz z końcówki i jak często jej używałeś. Ikona na dole rączki poinformuje Cię, gdy nadejdzie czas wymiany na nową.

Długi czas pracy akumulatora



Czas pracy akumulatora wynosi nawet 14 dni, dzięki czemu można używać urządzenia przez długi czas bez ładowania.

Zmniejszanie ilości odpadów



Naszą ambicją w Philips jest zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych. Jednym ze sposobów, w jaki to robimy, jest zminimalizowanie liczby zasilaczy, które wprowadzamy na rynek. Produkty te są dostarczane bez zasilacza, ponieważ zależy nam na ograniczeniu ilości odpadów elektronicznych.

4100 Series

Szczoteczka soniczna

HX3689/43

Dane techniczne

Moc

Napięcie: DC5V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Do 14 dni pracy na jednym ładowaniu

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Zużycie energii: Tryb gotowości bez wyświetlacza <0,5 W

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Niebieski

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Przypomnienie o wymianie końcówki:

Przypomnienie o wymianie końcówki, Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniasz co trzy miesiące., Świeci się ikona przypomnienia, w celu zapewnienia najlepszych rezultatów

Elementy zestawu

Rączka: 1 serii 4100

Końcówki szczoteczki: 1 W2 Optimal White

Ładowarka: 1

Skuteczność czyszczenia

Wydajność: Bielsze zęby już po 1 tygodniu*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmarTimer

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

2 poziomy intensywności: Wysoki, Niski

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniasz co trzy miesiące.

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

