



Diamond Clean 9000

Irygator i Szczoteczka

Irygator doustny + szczoteczka do zębów

Technologia Quad Stream

Pulsacyjne fale wskazują kierunek ruchu



HX3886/41

Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream

Usuwa do 99% płytki nazębnej* w czyszczonych obszarach

Łatwe, dokładne czyszczenie przestrzeni między zębami poprawia zdrowie dziąseł. Unikalna końcówka QuadStream łatwo czyści większą powierzchnię, zapewniając bardziej efektywne czyszczenie za każdym razem.

Provides a superior clean

- Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie

Easy and convenient

- Szybkie i uniwersalne ładowanie
- Nasadka F1 Standard do uniwersalnego czyszczenia

Faster, more effective flossing

- 2 programy czyszczenia, 3 poziomy intensywności
- Pełne czyszczenie w 60 sekund*
- Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba
- Nasadka F3 Quad Stream zapewnia maksymalne pokrycie

Szczoteczka DiamondClean 9000 dopasowuje się do Twoich potrzeb

- Mycie zębów zaprojektowane z myślą o Tobie

Zalety

Technologia QuadStream



Unikatowa nasadka w kształcie litery X wytwarza 4 szerokie strumienie gwarantujące dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł. Miękka, gumowa nakładka jest delikatna dla dziąseł, a jednocześnie pokrywa 8x większy obszar czyszczenia. Szybsze, dokładniejsze czyszczenie bez użycia nici dentystycznych. *W porównaniu do zwykłej końcówki i wiodącego konkurenta; w badaniu in-vitro

Technologia Pulse Wave



Krótkie przerwy między impulsami czyszczącymi sygnalizują, aby przesunąć nasadkę do następnej przestrzeni międzyzębowej i zapewnić czystość całej jamy ustnej.


2 tryby, 3 poziomy intensywności



Teraz możesz cieszyć się czyszczeniem dostosowanym do swoich potrzeb. Tryb Clean zapewnią cięgiły strumień wody idealny do

codziennego czyszczenia. Tryb Deep Clean charakteryzuje się działaniem impulsowym zapewniającym dokładniejsze czyszczenie. Poziom intensywności, można swobodnie regulować.

Pełne czyszczenie w 60 sekund



Dobrze wyprofilowana nasadka Irygatora Philips Sonicare pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Dzięki czemu pełne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych zajmuje zaledwie 60 sekund. * W programie czyszczenia Clean

Szybkie ładowanie za pomocą przewodu USB-A z małą wtyczką



Wygodne ładowanie za pomocą przewodu z małą wtyczką. Jedno ładowanie umożliwia czyszczenie przez nawet 14 dni.

4 programy, 3 poziomy intensywności



Szczoteczka DiamondClean 9000 oferuje cztery programy czyszczenia (Clean, White+, Gum Health, Deep Clean+). Program Clean specjalizuje


się w precyzyjnym czyszczeniu na co dzień, White+ w usuwaniu przebarwień, Gum Health w skutecznym czyszczeniu bardzo delikatnym dla dziąseł, a Deep Clean+ w pobudzającym głębokim czyszczeniu. Dodatkowo, trzy poziomy intensywności (wysoki, średni, niski) pozwolą jeszcze bardziej dopasować pracę szczoteczki do potrzeb Twojej jamy ustnej.

Technologia Philips Sonicare



Silne drgania dźwiękowe zmieniają pastę do zębów w bąbelki walczące z płytką nazębną i wpuszczają ją głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł. W ciągu zaledwie 2 minut otrzymasz efekt porównywalny do efektu po miesięcznym myciu zębów szczoteczką manualną.

Standardowa końcówka do czyszczenia punktowego



Uniwersalna nasadka do regularnego czyszczenia. Wykorzystuje ona pojedynczy strumień wody do usuwania zanieczyszczeń i dokładnego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Dane techniczne

Zużycie energii: Tryb wyłączenia <0,3 W, Tryb gotowości bez wyświetlacza <0,5 W

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Wydajność

Czyszczenie: Czyszczenie jamy ustnej w 60–90 sekund

Elementy zestawu

Bezprzewodowe urządzenie Power Flosser: 1

Nasadka F1Standard: 1

Nasadka F3 Quad Stream: 1

Główka szczoteczki: 1 - C3

Przewód do ładowania USB: 1

DiamondClean 9000: 1

Adapter ścienny USB: 1

Szklanka z funkcją ładowania: 1

Futerał podróżny USB: 1

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa do 99% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach*

Jednostka handlowa

Height: 25.9 cm

Width: 24.5 cm

Length: 12 cm

Net weight: 1.294 kg

Gross weight: 1.589 kg

GTIN: 8720689016155

Country of origin: CN

Harmonized system code: 96032100

Karton zewnętrzny

Height: 27.7 cm

Width: 25.8 cm

Length: 37.9 cm

Net weight: 3.882 kg

Gross weight: 5.069 kg

GTIN: 18720689016152

Pallet Layer

Height: 27.7 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Paleta

Height: 98.1 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 104.814 kg

Gross weight: 162.123 kg

GTIN: 68720689016157

Tryby działania irygatora

Clean: Dokładne czyszczenie każdego dnia

Deep Clean+: Pobudzające głębokie czyszczenie

Poziomy intensywności: 3

