

PHILIPS



Urządzenie IPL do depilacji
światłem z SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Czujnik SmartSkin

4 inteligentne nasadki: do ciała,
twarzy, okolic bikini i pach

Wyjątkowe funkcje aplikacji
wsparte sztuczną inteligencją

Zasilanie akumulatorowe i
sieciowe



BRI976/00

Nasze najlepsze urządzenie IPL z wyjątkowymi funkcjami SkinAI

Wydepilowana gładka skóra przez 12 miesięcy*

Poznaj nasze najinteligentniejsze rozwiązanie do depilacji IPL, zapewniające gładką skórę przez długi czas. Aplikację naszego najszybszego bezprzewodowego urządzenia do depilacji IPL Lumea z technologią SenseIQ wyposażyliśmy obecnie w funkcję SkinAI, która analizuje skórę i śledzi postępy depilacji.

Delikatność i skuteczność zapewniające długotrwałą gładkość skóry

- Szybkie rezultaty z zabiegami tylko co 2 tygodnie
- Wygodne opcje przewodowe i bezprzewodowe
- Stworzone wspólnie z dermatologami dla bezpiecznej i delikatnej depilacji

Jedno rozwiązanie do depilacji zarówno twarzy, jak i całego ciała

- Jedno rozwiązanie do depilacji zarówno twarzy, jak i całego ciała z czterema inteligentnymi nasadkami
- Philips Lumea 8000 zapewnia skuteczne działanie w przypadku wielu różnych typów włosów i skóry

Spersonalizowany zabieg depilacji IPL

- Delikatność i komfort dzięki technologii SenseIQ
- Inteligentna analiza skóry za pomocą technologii SkinAI


Lumea IPL 9900 Series

Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

BRI976/00

Zalety

Dla szybkich rezultatów wykonuj zabieg dwa razy w miesiącu



Rozpocznij od fazy początkowej składającej się z 4 zabiegów wykonywanych co 2 tygodnie — to o połowę mniej zabiegów niż w przypadku innych marek.

Technologia SenseIQ



Seria Lumea 9900 została wyposażona w pięć regulowanych ustawień mocy światła. Nasz czujnik SmartSkin analizuje odcień skóry, aby wybrać ustawienia zapewniające największy komfort zabiegu. Inteligentne nasadki dostosowują zabieg do każdego obszaru ciała.

Wygodne opcje przewodowe i bezprzewodowe



Urządzenie Philips Lumea zostało zaprojektowane tak, aby było wygodne i łatwe w użyciu. Urządzenie podłączone przewodowo

umożliwia szybkie leczenie dużych obszarów ciała, takich jak nogi, lub korzystanie z trybu akumulatorowego w celu precyzyjnego leczenia trudno dostępnych obszarów ciała.

Cztery inteligentne nasadki




Po podłączeniu specjalnie zaprojektowane nasadki perfekcyjnie dopasowują się do krzywizn ciała i aktywują najsilniejsze dla danego obszaru programy depilacji. Twarz: płaska nasadka z niewielkim oknem z filtrem UV. Ciało: nasadka zakrzywiona do środka z dużym oknem. Okolice bikini i pachy: nasadka zakrzywiona na zewnątrz w celu dotarcia do trudno dostępnych miejsc.

Opracowano we współpracy z dermatologami



Firma Philips — lider w dziedzinie rozwiązań technologicznych dla zdrowia — opracowała urządzenie do depilacji Lumea IPL we współpracy z dermatologami, dzięki czemu jest ono proste w użyciu, skuteczne i bezpieczne. Zastosowanie technologii używanej w profesjonalnych salonach sprawia, że zapewnia ono bardzo delikatne usuwanie owłosienia, także we wrażliwych obszarach ciała.

Wyjątkowe funkcje SkinAI



Nasza bezpłatna aplikacja, zapewnia szczegółowe wskazówki dotyczące używania produktu, a dodatkowo została wyposażona w wyjątkową technologię do analizy skóry i śledzenia procesu redukcji owłosienia.

Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów



Urządzenie IPL bazuje na kontraście pomiędzy pigmentem we włosach a pigmentem skóry, dlatego działa w przypadku włosów w kolorze naturalnego ciemnego blondu, brązu oraz czarnych, a także skóry o odcieniu od jasnego do ciemnego brązu (I–V). Philips Lumea nie można stosować w przypadku włosów w kolorze białym, siwym, jasny blond lub rudym ani w przypadku bardzo ciemnej skóry.

Dane techniczne

Nasadki – dane techniczne

Nasadka do ciała: Kształt: wypukły, Rozmiar okienka: 4,1 cm², Idealna do depilacji ciała: nogi, ręce, brzuch

Nasadka do twarzy: Kształt: płaski, Rozmiar okienka: 2 cm², dodatkowy filtr, Idealna do depilacji twarzy: górna wargę, policzki, linia szczęki

Nasadka do okolic bikini: Kształt: wklęsły, Rozmiar okienka: 3 cm², Idealna do depilacji wrażliwych okolic bikini

Nasadka do zabiegów pod pachami: Kształt: wklęsły, Rozmiar okienka: 3 cm², Idealna do depilacji pach

Bezpieczeństwo i regulowane ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

5 ustawień intensywności światła: Możliwość dostosowania do typu skóry

Zintegrowany system bezpieczeństwa: Zabezpieczenie przed przypadkowym

wyzwalaniem błysków

Czujnik odcienia skóry: Rozpoznaje odcień skóry
Czujnik SmartSkin: Wskaźnik odpowiedniego ustawienia na żądanie

Tryb zabiegu

Tryb przesunięcia i błysku: Do szybkiego zastosowania

Tryb przyłożenia i błysku: Do użycia na małych obszarach ciała

Działanie sieciowe/bezprzewodowe: Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Dane techniczne

Napięcie: 100–240 V

Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator

Lampa o wysokiej wydajności: Dostarcza 450 000 błysków, co odpowiada 39 latom eksploatacji lampy****

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia gwarancja obowiązująca na całym świecie + dodatkowy rok gwarancji po rejestracji produktu w ciągu 90 dni

Elementy zestawu

Instrukcja użytkowania: Instrukcja obsługi

Przechowywanie: Luksusowe etui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Czas zabiegu

Dolna część nóg: 8,5 min

Pachy: 2,5 min

Okolice bikini: 2 min

Okolice twarzy: 1,5 min



* Średnia redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 86% na łydkach, 70% na okolicach bikini, 67% na obszarach pod pachami

** Przy przestrzeganiu harmonogramu zabiegów. Obliczono w przypadku stosowania na łydkach, w okolicach bikini, pod pachami i na twarzy; żywotność lampy nie rozszerza 2-letniej gwarancji firmy Philips.