

# PHILIPS



## 배터리 칫솔

Philips One by Sonicare

더 나은 세정력의 필립스 원

이동 중에도 사용 가능한 원 제품

번거로움이 없는 원 제품

여러 가지 색상의 원 제품



HY1100

## 양치질을 개선하는 필립스 원

새로운 전동 칫솔 필립스 원으로 치아를 깨끗하게 관리하여 더 하얗고 밝은 치아를 만들 수 있습니다. 간편한 휴대성으로 어디에나 가져갈 수 있습니다. 세련되고 가벼운 디자인에 휴대용 케이스까지 더해 완벽함을 갖추었습니다. 어떤 색상을 선택하시겠습니까?

### 더 나은 양치

- 적절한 진동

### 이동 중 사용

- 언제 어디서나 휴대할 수 있는 여행용 케이스

### 번거로움 없이

- 브러쉬를 깨끗하게 유지
- 배터리 1개로 90일간 양치 가능
- 양치 가이드로 간편하게 루틴이 만들어집니다

### 다양한 색상

- 모든 스타일에 맞는 색상

## 주요 제품

### 적절한 진동



원 제품은 수동 칫솔처럼 더 견고하고 강력하게 작동합니다. 분당 13,000회의 미세 진동과 인체공학적 칫솔모로 치아를 부드럽게 세정해 더욱 환하고 밝은 미소를 선사합니다.

### 필립스 원 전동 칫솔은 어디든 여러분과 함께 합니다.



여행에도 간편하게 휴대할 수 있기 때문에 어디에서든 청결한 느낌을 유지할 수 있습니다. 세련되고 가벼우며 컴팩트한 여행용 케이스에 딱 맞습니다.

### 간편해진 일상




양치도 가이드가 있으면 더 잘할 수 있습니다. 필립스 원 전동칫솔은 양치질 중 30초마다 진동이 울려 입안의 다른 부분으로 칫솔을 이동하도록 알려줍니다. 약 2분 후 긴 진동이 울리며 양치질이 완료되었음을 알려줍니다.

### 모든 스타일에 맞는 색상




마이애미에서 자정까지, 망고에서 민트까지 스타일에 맞는 색상을 선택해 보세요. 핸들과 칫솔모를 믹스 앤 매치하여 나만의 색상 조합을 만들 수 있습니다.

### 90일간 양치하기



하나의 AAA 배터리로 90일간 원 제품으로 양치할 수 있습니다. 3개월 동안 더 밝고 하얗게 웃어보세요.

### 깨끗하게 유지



치과 전문의는 최고의 효과를 위해 3개월에 한 번씩 칫솔모를 교체하는 것을 권장합니다. 필립스 원 칫솔모는 강력하고 다양한 색상으로 제공되어 매번 칫솔모뿐만 아니라 나만의 룩까지 변경할 수 있습니다.

## 사양

### 기술 사양

배터리: AAA 알칼라인

작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 최대 90일

### 디자인 및 마감

색상: 미드나이트 블루

### 호환성

브러시 헤드 호환성: 다음에만 호환 가능, 필립스 원 핸들

핸들 호환성: 다른 제품과 호환되지 않음, 필립스 소닉케어 칫솔모

### 구성품

핸들: 필립스 원 1개

칫솔모: 필립스 원 칫솔모 1개

여행용 케이스: 필립스 원 여행용 케이스

AAA 알칼라인: 원 제품

