

# PHILIPS

## sonicare



Зубная щетка на  
аккумуляторах

3100

Бережно удаляет в 5 раз  
больше налета

Датчик давления

3 уровня интенсивности

Функция легкого привыкания



HX4072/42

## Необходимая забота о здоровье зубов и десен

Бережно удаляет до 5 раз больше налета\*

Легко перейдите на электрическую зубную щетку с моделью серии Philips Sonicare 3000. Оцените до 5 раз более эффективное удаление налета относительно обычной зубной щетки.

### Чистка зубов стала еще проще

- Простой переход на чистку электрической щеткой
- Найдите себе комфортный стиль чистки
- Чистка с рекомендациями

### Создана с учетом вашего ритма жизни


- 14 дней работы от аккумулятора

### Бережный уход Sonicare

- Бережно удаляет до 5 раз больше налета\*
- Плавные движения Sonicare
- Поможет защитить десны благодаря датчику давления


# Основные особенности

## Попрощайтесь с зубным налетом




Эта электрическая зубная щетка поставляется с чистящей насадкой W — эта отбеливающая чистящая насадка использует плотный массив щетинок и удаляет до 5 раз больше налета\*, обеспечивая освежающую чистку всей полости рта.

## Плавные движения Sonicare



Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 31 000 выметающих движений щетинками. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

## Поможет защитить десны благодаря датчику давления




Бывает, что во время чистки начинаешь слишком сильно давить на щетку, поэтому у зубной щетки Philips Sonicare есть датчик давления с тактильной отдачей, который выявляет чрезмерную силу нажатия. Если вы давите слишком сильно, щетка уведомит вас посредством небольших вибраций и напомнит о необходимости уменьшить давление, чтобы не повредить десны.

## Настройки интенсивности




Оцените комфортную чистку с 3 уровнями интенсивности — выберите высокую, среднюю или низкую интенсивность согласно своим предпочтениям и цели чистки.

## Функция легкого привыкания




Программа Sonicare Easy Start предназначена для тех, кто только начинает пользоваться электрической зубной щеткой. Эта программа позволит привыкнуть к работе с щеткой, постепенно повышая мощность в течение первых 14 сеансов.

## SmartTimer и QuadPacer



Оттачивайте технику чистки с таймерами чистки Sonicare. Каждые 30 секунд функция BrushPacer будет напоминать вам о необходимости перейти к следующей области. После 2 минут функция SmartTimer уведомит о том, что сеанс завершен.

## Срок службы батареи



До 14 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для ухода за полостью рта.

# Характеристики

## Уровни интенсивности

**Высокий:** Для более эффективной чистки  
**Низкий:** Для чувствительных десен и зубов

## Уровни интенсивности

**Средняя:** Для повседневной чистки

## Мощность

**Напряжение:** 100–240 В

## Технические характеристики

**Время работы (от полной зарядки до полной разрядки):** 14 дней  
**Батарея:** Перезарядка  
**Тип элемента питания:** Литий-ионный

**Энергопотребление:** Режим ожидания без дисплея <0,5 Вт (автоматически достигается в течение 1 минуты)

## Дизайн и отделка

**Цвет:** Черный, светло-розовый

## Обслуживание

**Гарантия:** 2 года гарантии

## Удобство использования

**Совместимость ручки:** Удобные съемные насадки  
**Индикатор батареи:** Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора  
**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн  
**Таймер:** SmarTimer и QuadPacer

## В комплекте

**Ручка:** Электрическая щетка 3100 с аккумулятором, 2 шт.  
**Дорожный футляр:** 2  
**Насадка для зубной щетки:** Optimal White W, 2 шт.  
**Зарядное устройство:** 2

## Качество чистки

**Удаление налета:** Удаляет в 5 раз больше налета\*

## Режимы

**Clean (Чистка):** Для ежедневной тщательной чистки

