

PHILIPS

sonicare



4 насадки для щітки
в упаковці

Насадки InterCare

Очищує глибоко між зубами

Середньої м'якості

Виготовлена на 70% із

біопластику¹

Паперове пакування, придатне
для переробки



HX9004/87

Насадка для щоденного очищення

Проникає глибоко між зубами

Видаляйте прихований наліт між зубами завдяки змінній насадці Philips Sonicare InterCare. Ідеальна для щоденного ретельного очищення.

З турботою про планету

- Біопластик
- Паперове пакування

Простота у використанні в усіх аспектах

- Система Click-on
- Нагадування про заміну насадки

Для оптимальної ефективності

- Клінічно протестовано
- Чистота між зубами
- Потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action

Насадки InterCare

4 насадки для щітки в упаковці

HX9004/87


Основні особливості

Чистота між зубами



Насадка InterCare має подовжені щетинки, які сприяють видаленню до 3 разів більше нальоту² між зубами та у важкодоступних ділянках.

Клінічно протестовано



Усі насадки Philips Sonicare ретельно спроектовані та клінічно протестовані, тому відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

Система Click-on




Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare (окрім Philips One)³. Її легко приєднати або зняти для зручної заміни й очищення.

Потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action



Зубні щітки Philips Sonicare делікатно, але ефективно очищують зуби та ясна завдяки до 62 000 рухам щетинок за хвилину. Потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action спрямовує рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен для кращого очищення.

Нагадування про заміну насадки




Через три місяці насадка стає менш ефективною, тому стоматологи радять змінювати її регулярно. Технологія BrushSync відстежує, як часто та з яким тиском ви чистите зуби, і повідомляє, коли настав час для заміни.

Біопластик



Ми прагнемо зменшити використання пластику на основі викопного палива, тому 70% пластику в цій насадці — біопластик.¹

Паперове пакування



Усі наші насадки постачаються в паперовому пакуванні, яке можна переробити (де це дозволено інфраструктурою).

Насадки InterCare

4 насадки для щітки в упаковці

HX9004/87

Специфікації

Конструкція та покриття

Колір: Білий
Жорсткість щетинок: Середньої м'якості
Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетини зникає
Розмір: Стандартний
Розумне розпізнавання насадки для щітки

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні
Не підходить для: Philips One
Сумісні зубні щітки: Philips Sonicare

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 4 I InterCare

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці
Перевірено: для оптимального використання
Переваги: Видалення нальоту



* 1 Розподілено на пластик насадки щітки на основі балансу маси
* 2 Заявлені властивості підтверджені ін-віво тестами Philips у порівнянні зі звичайною (мануальною) зубною щіткою після двох тижнів використання.
* 3 Несумісна із ручками Philips One