

PHILIPS

sonicare

Medzizubná starostlivosť



Nový



Power Flosser.

Dôkladná a pohodlná
medzizubná starostlivosť.

Zdravé zuby a ďasná bez námahy

Medzizubné čistenie niťou alebo kefkou býva
pracné, zdĺhavé a mnohokrát nepríjemné.
S Philips Sonicare Power Flosser vyčistíte
medzizubné priestory ľahko a efektívne.
Nič vám tak už nebude brániť v pravidelnej
starostlivosti.



Nová podoba medzizubnej starostlivosti

Dôkladná. Pohodlnejšia. Bezpečná.
S **Philips Sonicare Power Flosser**
vyčistíte medzizubné priestory
jednoducho už za 1 minútu.



Odstraňuje **99,9 %** zubného plaku
a nečistôt z medzizubných priestorov,
bočných plôšok zubov a línií ďasien.¹



Až o **130 % účinnejší** pre zlepšenie
gingiválneho zdravia v porovnaní
s medzizubnou kefkou.²



Zistite viac
philips.sk/sonicare



¹ Štúdia in vivo, skutočné výsledky v ústach sa môžu líšiť

² Pri použití trysky QUAD STREAM s intenzitou 8
po čistení manuálnou zubnou kefkou u pacientov
so stredne ťažkou až ťažkou gingivitídou vs. s použitím
manuálnej zubnej kefky a medzizubnej kefky.

© 2021 Philips Oral Healthcare, Inc. všetky práva
vyhradené. PHILIPS a logo Philips sú ochranné
známky spoločnosti KPEHV. Sonicare a logo Sonicare
sú ochranné známky spoločnosti Philips Oral
Healthcare alebo KPEHV. Portfólio produktu.

www.philips.sk

Navrhnuté pre dôkladné čistenie, bez námahy

REŽIMY ČISTENIA

Clean: každodenné čistenie, prúd so štandardnými pulzami, odporúčaná min. dĺžka čistenia 1 minúta, pacer – upozornenie po uplynutí 30 sek čistenia

Deep Clean+: dôkladné čistenie, prúd s pulznou vlnou striedajúci silné a jemné pulzy, odporúčaná min. dĺžka čistenia 90 sekúnd

Sensitive: režim pre citlivé ďasná, prúd s pulznou vlnou a jemnými pulzami, odporúčaná dĺžka čistenia min. 1 minúta

Massage: Masážny režim, pre lepšie prekrvenie ďasien, prúd s veľmi jemnými pulzami, odporúčaná dĺžka čistenia min. 1 minúta, pacer – upozornenie po uplynutí 30 sek čistenia



Manuálne nastavenie intenzity, v úrovni 1 – 10, umožňuje reguláciu tlaku prúdu podľa špecifických potrieb pacienta



QUAD STREAM

Unikátna štvorprúdová tryska s pogumovaným zakončením. Dýza redistribuuje prúd vody do štyroch prúdov, čím dochádza k zväčšeniu čistenej plochy a dôkladnému odstráneniu povlaku z medzizubných priestorov a sulku



Štandard


Jednoprúdová tryska, efektívne odstraňuje zvyšky jedla



Comfort

Jednoprúdová tryska s jemným gumovým zakončením pre citlivé ďasná

Klinicky overené účinky na zmiernenie krvácania ďasien a redukciu povlaku



Používanie Philips Sonicare Power Flosser ako doplnku k manuálnemu čisteniu zubov ukázalo najväčšiu mieru zníženia zápalu ďasien, krvácanie a zubného povlaku, nasledovalo manuálne čistenie zubnou kefkou a medzizubnou kefkou, a samotné čistenie manuálnou zubnou kefkou, a to ako po 2, tak i po 4 týždňoch. Porovnanie medzi výrobkami poskytlo štatisticky významné rozdiely medzi Philips Sonicare Power Flosser, medzizubnou kefkou a samotnou manuálnou kefkou a to pri všetkých ukazovateľoch a v oboch časových bodoch. Všetky skúmané výrobky boli bezpečné pre použitie.

QUAD STREAM™

Unikátna tryska ústnej sprchy Power Flosser, QuadStream, rozdeľuje prúd vody z jedného do štyroch.

Pulse Wave technology

Intenzita prúdenia vody sa zvyšuje a znižuje. Tým vzniká pulzovanie, ktoré v prúde vody vytvorí krátke pauzy. Tieto pauzy uľahčujú pacientovi prechod medzi medzizubnými priestormi a zaisťujú, že pacient sa venuje starostlivosti o celú ústnu dutinu v priebehu jedného čistiacieho cyklu.

